

FICHA TÉCNICA
DUODERM PASTA HIDROCOLOIDE
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE

PRODUCTO				
Nombre Genérico	Pasta Hidroactiva de Hidrocoloide			
Nombre Comercial	DuoDERM® Pasta Hidrocoloide			
Descripción	Pasta Hidrocoloide			
Marca	ConvaTec			
Fabricante	ConvaTec Limited - Reino Unido			
Composición del Producto	<u>Sustancias Hidrocoloideas</u> : Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina (sin azúcar) - Gelatina NF. Aceite Mineral.			
Características y Acciones del Producto	Medio Ambiente Húmedo: interactuando con el exudado del lecho de la herida, creando un medio ambiente húmedo, favoreciendo la promoción y formación del tejido de granulación Mantiene el pH ligeramente ácido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Favorece el Desbridamiento Autolítico: mantiene la humedad en el lecho de la herida favoreciendo la acción de las enzimas endógenas para la remoción natural del tejido necrótico.			
Usos	Heridas y Ulceras (venosas, arteriales, diabéticas) con exudado moderado, especialmente las que se encuentren profundas y/o cavitadas. Esta diseñada para ser utilizada con apósitos secundarios como los DuoDERM®.			
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante. • La limpieza del lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia. • Aplicar DuoDERM® Pasta Hidroactiva en el fondo de la lesión cavitada hasta tres tercios de su profundidad. • Cubrir con un apósito DuoDERM® CGF® u otro apósito impermeable que retenga la humedad. • No indicado para heridas infectadas.			
Soporte Científico	1. Harding K, Cutting K, Price P The cost- effectiveness of wound managemet protocols of care. Br J Nursing. 2000 (suppl) Vol 9, No19 2. Kernstein M D, German E, Van Rijswijk L, Lyder CH, Phillips T, Xakells G Golden, K Harrington C. Disease Management and Health Outcomes 2001;9(11):651-663 3. Dobrzanski,S., Kelly,C.M., Gray J.I., Gregg, A.J., Csogrove, C.N. Granuflex Dressing in Treatment of Full Thickness Pressure Sores. Professional Nurse 1990;5:5 94-598.			
Certificaciones	ISO 13485			
Presentación:	Presentación	Caja	ICC	Cód Convenio Marco
	Tubo 30 grs	1 unidad	187930	

FORMATO DE CALIFICACIÓN DUODERM® PASTA HIDROCTIVA

(Calificación de 1 a 5) 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación en cavidades	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad para mantener la humedad sobre el lecho de la herida	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Formación de Tejido de Granulación:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de Remoción	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Soporte Científico de la Eficacia del Producto (Evidencia Clínica)	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio de Asesoría Profesional	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					