

		Ficha Técnica
		Unidad Operacional: NEUROMODULACIÓN
		SISTEMA DE CARGA RestoreSensor™ y RestoreUltra™. (Modelo RS7200)
1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO		
Nombre del Producto	Sistema de carga para generadores RestoreSensor™ y RestoreUltra™. RS7200	
Marcas	MEDTRONIC®	
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0011010	
Riesgo	III	
Fabricante Legal	Medtronic, Inc. USA	
Presentación Comercial	Caja por Unidad. El envase contiene los siguientes elementos: • Cargador (WR9200) • Carcasa (CD9000) • Cables de poder y conector	
Condiciones de Almacenamiento	Almacene y transporte el envase a temperaturas entre: –35°C y +63°C. Almacenar en su envase y empaque original en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar y demás agentes externos que afecten la integridad del envase.	
Método de Esterilización	Producto No Estéril.	
Referencias/Modelos	RS7200 sistema de carga RestoreSensor™ y RestoreUltra™.	
Accesorios	FP9000 Cinturon para sistema de Carga RestoreSensor™ y RestoreUltra™.	

Especificaciones	CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS Y OPERATIVAS	
	Sistema de carga RS7200	
	Fuente de alimentación	Batería recargable, cable compatible con USB 2.0 con fuente de alimentación externa
	Vida útil de la batería, uso normal	Mínimo 2 años
	Fuente de alimentación	Cable USB 2.0 con adaptador de suministro de energía AC externo
	Entrada	5.0 V – 5.6V 1.5A
	Salida	5.0 V – 5.6V 1.5A
	Adaptador de suministro de energía AC y cable USB	
	Fuente de alimentación	Red eléctrica AC (Tomacorriente)
	Entrada	100-240 V ~ 50-60 Hz, 0,15 A
	Salida	5,0 V -----1,0 A
	Cable USB	USB –A a Micro-USB
Materiales	COMPONENTE	MATERIAL
	Cargador (WR9200)	Resina plástica de mezcla de policarbonato/ABS
	Carcasa (CD9000)	Resina plástica de mezcla de policarbonato/ABS
	Cables de poder y conector	Resina plástica de mezcla de policarbonato/ABS

2. INDICACIONES DE USO
El sistema de carga Modelo Rs7200 de Medtronic está destinado a uso médico o por el paciente para recargar neuroestimuladores RestoreSensor™ y RestoreUltra™. El Recargador es un dispositivo externo, manual, no estéril que se controla por un microprocesador y utiliza una fuente de energía recargable de litio conectada a una antena de recarga. La batería del recargador se recarga usando la fuente de alimentación de corriente alterna y el cable de alimentación. El software para el Recargador para el paciente suministra la interfaz de usuario para que inicie y detenga la recarga de batería de los neuroestimuladores . El software se comunica con el neuroestimulador mediante telemetría de RF para solicitar datos de recarga de batería del dispositivo, y utiliza los datos para ajustar la energía de recarga de la batería. Éste también suministra la capacidad para encender o apagar el neuroestimulador
3. CONTRAINDICACIONES
No existen contraindicaciones específicas para el sistema.
4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Campo estéril—Evite utilizar el dispositivo en un campo estéril. En caso de ser necesario, coloque el dispositivo en una bolsa estéril o aplique una barrera estéril. El dispositivo no es estéril y no se puede esterilizar. Si no se utiliza una barrera o bolsa estéril, puede causar una infección. Contacto con la herida—No utilice el dispositivo sobre una herida no cicatrizada. Coloque una barrera o un vendaje estéril entre la herida y el dispositivo. El dispositivo no es estéril. Si entra en contacto con la herida sin una barrera o un vendaje estéril, puede causar una infección. Eliminación—Deseche el comunicador conforme a la normativa local, o consulte http://recycling.medtronic.com. Si no se desecha el dispositivo correctamente, puede provocar daños al medio ambiente.