

DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA
CANULA NASAL PARA OXIGENO MEDICINAL

Código FT-DT-010

Versión: 1

Fecha: 2022 Jul 25 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL **COMPONENTES DEL PRODUCTO** CANULA NASAL PARA Nombre: **OXIGENO MEDICINAL** Presentación: Fabricante: **BIOPLAST S.A.S** Adulto Pediátrica Marca: BIOLIFE > Neonato Vida Útil: 5 años Procedencia: Colombia Registro Sanitario Nariguera/pro 2016DM-0000161-R1 INVIMA: Conector fuente 18 Julio 2026 de Oxigeno Vigencia: 3 Clasificación de Conector Doble. lla 4 Ajustador. riesgo: 5 Tubo de flujo Extensión 6 Método de No Aplica esterilización Dispositivo diseñado para la administración de oxígeno a bajo flujo medicinal desde una fuente de oxígeno, tipo gafas, puntas flexibles y extra suaves, conector cónico para la fuente de Descripción y uso del producto oxígeno. Por ser desechable elimina el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. La temperatura de plastificación garantiza la asepsia y libera el producto de presencia de patógenos. Indicaciones y • Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. precauciones de Conservar en un lugar fresco y seco. uso • Uso de un solo paciente. **Advertencias** Ninguna conocida. Composición PVC grado médico atoxico, flexible. • El producto se debe administrar en dosis de bajo flujo, hasta 5 litros por minuto (LPM), para flujos superiores se recomienda el empleo de mascarilla. • En el uso prolongado debe humectarse con empleo de humidificador para Oxigenoterapia a fin Contraindicaciones de evitar la resequedad de las vías aéreas superiores. • En caso de paciente oxígeno dependiente o aquel que usa el producto durante periodos muy prolongados, se debe efectuar reposición del dispositivo de forma regular ya que, por el uso del producto, este puede tender a volverse rígido incomodando al usuario. Numero de Un solo uso. Producto Descartable. Re-usos • Extensión 1.5 metros: Empaque de 250 unidades en la caja de cartón corrugado. Presentación • Extensión 2 metros: Empaque de 250 unidades en la caja de cartón corrugado. comercial: • Extensión 3 metros: Empaque de 200 unidades en la caja de cartón corrugado. • Extensión 7 metros: Empague de 80 unidades en la caja de cartón corrugado. • Extensión 15 metros: Empaque de 30 unidades en la caja de cartón corrugado. • Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, Condiciones de humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. almacenamiento • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación. La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por el Disposición final: cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Tecnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz