



IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

FICHA TÉCNICA

NOMBRE	DETERGENTE MULTENZIMATICO CONCENTRADO
CÓDIGO DE PRODUCTO	01002186-03
REFERENCIA	BONZYME 5 LITROS
MARCA / PAIS	EUFAR/ COLOMBIA



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

UNIDAD DE VENTA	UNIDAD
-----------------	--------

USO	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO Y/O POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO LÍQUIDO, INDICADO EN EL PRE-LAVADO Y LAVADO DE TODA CLASE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, EN LOS CAMPOS MÉDICO, CLÍNICO, BACTERIOLÓGICO, ODONTOLÓGICO Y AFINES EQUIPOS TERMOSENSIBLES COMO EL ENDOSCOPIO. ES IDEAL PARA REMOVER Y DEGRADAR SANGRE, PROTEÍNAS, DESECHOS CELULARES, TEJIDOS, SECRECIONES RESPIRATORIAS, MUCOSA, SALIVA, HECES Y CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ORGÁNICO.
-----	---

CARACTERÍSTICAS	DETALLES DEL PRODUCTO • ACTÚA POR INMERSIÓN EN 1 MINUTO. • REMUEVE SANGRE, PROTEÍNAS Y DESECHOS CELULARES. • USOS EN LAVADO MANUAL, ULTRASÓNICO, MÁQUINAS LAVADORAS Y TERMÓDESINFECTORAS. • COMPATIBLE CON TODO TIPO DE MATERIALES. • BIODEGRADABLE. • CONTIENE ENZIMAS (PROTEASA, LIPASA Y AMILASA). INSTRUCCIONES DE USO 1. SI CUENTA CON UN EQUIPO PARA LAVADO AUTOMÁTICO, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO USANDO EL PRODUCTO DILUIDO. 2. CON EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, MIDA 7.5 ML. DE BONZYME POR CADA LITRO DE AGUA FRÍA. 3. SUMERJA EL MATERIAL CONTAMINADO EN LA DILUCIÓN RECIENTEMENTE PREPARADA, MÍNIMO UN MINUTO. 4. USE CEPILLO O ESPONJA SUAVE, SI ES NECESARIO. 5. ENJUAGUE MUY BIEN, SEQUE Y PROCEDA A LA DESINFECCIÓN Y/O ESTERILIZACIÓN. 6. DESECHE LA DILUCIÓN DE BONZYME YA UTILIZADA AL DESAGÜE. RECOMENDACIONES • NO DEJE EL INSTRUMENTAL O MATERIAL TERMOSENSIBLE, SUMERGIDO EN BONZYME POR TIEMPOS PROLONGADOS. • PREPARE LO QUE VA A USAR DIARIAMENTE, SIGUIENDO LA PROPORCIÓN RECOMENDADA (7.5 ML. DE BONZYME EN 1 LITRO DE AGUA). VENTAJAS • NO CORROSIVO. • CON BAJA ESPUMA. • POR TENER UN PH NEUTRO (PH DILUIDO 6,5-8,5) ES COMPATIBLE CON TODO TIPO DE MATERIALES: PLÁSTICO, CAUCHO, ACERO, VIDRIO Y METALES. • USE BONZYME EN: PRE-LAVADO Y LAVADO MANUAL O CON LAVADORAS ULTRASÓNICAS Y TERMÓDESINFECTORAS. • OFRECE RÁPIDA REMOCIÓN DE DESECHOS PROTEICOS (TEJIDOS, MUCOSAS, FLUIDOS CORPORALES, BIOGARGA Y BIOFILM) DE INSTRUMENTOS Y PERMITE EN LAS LÍNEAS DE EVACUACIÓN UN PASO FLUIDO Y EFECTIVO. • COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL SENSIBLE AL CALOR. • PUEDE DISOLVERSE EN AGUA POTABLE FRÍA O TIBIA. INSTRUCCIONES DE USO • CON EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ADJUNTO, MIDA 7,5 ML. DE BONZYME POR CADA LITRO DE AGUA POTABLE. ADICIONE BONZYME AL AGUA POTABLE, LA CUAL NO DEBE ESTAR A MÁS DE 50 °C. • SUMERJA COMPLETAMENTE EL MATERIAL CONTAMINADO POR MÍNIMO 1 MINUTO EN LA DILUCIÓN RECIENTEMENTE PREPARADA. • USE CEPILLO O ESPONJA SUAVE, SI ES NECESARIO. • SI TIENE EQUIPO PARA LAVADO AUTOMÁTICO, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO, VERIFICANDO LA DILUCIÓN APROPIADA, PROBABLEMENTE MENOR A LA ESTABLECIDA, CON EL FIN DE EVITAR FORMACIÓN DE ESPUMA. • ENJUAGUE MUY BIEN EL INSTRUMENTAL CON AGUA POTABLE, SEQUE Y CONTINUÉ CON EL PROCESO DE DESINFECCIÓN O ESTERILIZACIÓN ESTABLECIDO POR SU PROTOCOLO. PRESENTACIONES RENDIMIENTO: 5 LITROS EQUIVALEN A 666,6 LITROS DILUIDOS..
-----------------	---

ACCESORIOS INCLUIDOS	NINGUNO
----------------------	---------

NOTAS TÉCNICAS	ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y ALMACENAMIENTO, SIGUIENDO LAS PRECAUCIONES INDICADAS. • NO MEZCLE EL PRODUCTO CON BLANQUEADORES, ÁCIDOS NI OTROS PRODUCTOS O DETERGENTES. • NO REUTILICE NI ALMACENE BONZYME PREPARADO POR UN TIEMPO MAYOR A 8 HORAS. BIODEGRADABILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL • NO CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE. LIBRE DE FOSFATOS. • BIODEGRADABLE. • EL PERSONAL DEBE UTILIZAR BARRERAS PROTECTORAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DURANTE EL USO. • PROHIBIDO DEVOLVER SALDOS DILUIDOS O UTILIZADOS AL RECIPIENTE ORIGINAL. • REG. (COL.) NO REQUIERE. SEGÚN CERTIF. INVIMA 2011018929
----------------	---