



## FICHA TECNICA CATETER URETERAL

**CODIGO: FT-DM-8**  
**EMITIDO: ENERO 23/2023**  
**VERSIÓN: 1**

### REFERENCIA:

UC-O-X, UC-R-X, UC-AR-X, UC-AO-X,  
UCC X/X

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para drenar la orina que esta bloqueada y no tiene otra forma de escape.

Con mas frecuencia, se usa un medio de inyección de contraste en los riñones o en los uréteres para un procedimiento de imagen y se elimina una vez que se completa la prueba

### MARCA: MARFLOW


Registro Sanitario: INVIMA2016DM-001506  
FV REGISTRO INVIMA:16/08/2026  
TIPO DE DM: Invasivo quirúrgico  
Clasificación según riesgo: IIa

#### Catéter Ureteral

##### Para inyectar Contraste Líquido

Se usa para drenar la orina que está bloqueada y no tiene otra forma de escape. Con más frecuencia, se usa como un medio de inyección de contraste en los riñones o en los uréteres para un procedimiento de imagen, y se elimina una vez que se completa la prueba.

Con Estilete  
Hecho de PEBAX  
Tecoflex® EE.UU.



##### Punta Recta Abierta

Art. No.	Tamaño (Fr/GH)	Longitud (cm)
UC-O-3	3	70
UC-O-4	4	70
UC-O-5	5	70
UC-O-6	6	70
UC-O-7	7	70

##### Punta Recta Cerrada

Art. No.	Tamaño (Fr/GH)	Longitud (cm)
UC-R-3	3	70
UC-R-4	4	70
UC-R-5	5	70
UC-R-6	6	70
UC-R-7	7	70

### PRESENTACIÓN

(X= medida en french) Largo Standard 70 cm.

**X = 3-4-5-6-7**

### MATERIAS PRIMAS

Este dispositivo es fabricado con PEBAX (Polyether Block Amide) con marcas radiopacas a lo largo del cateter. Puede permanecer en contacto con el cuerpo humano por más de 24 horas.

### SUMUNISTRO


Estos dispositivos son esterilizados con óxido de etileno. Los contenidos son estériles, no-pirogénicos, contenidos en paquetes sellados. No debe utilizarse en caso de que el paquete este dañado o previamente abierto.

## Catéter Ureteral

### Para inyectar Contraste Líquido

Se usa para drenar la orina que está bloqueada y no tiene otra forma de escape. Con más frecuencia, se usa como un medio de inyección de contraste en los riñones o en los uréteres para un procedimiento de imagen, y se elimina una vez que se completa la prueba.

Con Estilete  
Hecho de PEBAX  
Tecoflex® EE.UU.



#### Punta Angulada Abierta (Tiemann)

Art. No.	Tamaño (Fr/CH)	Longitud (cm)
UC-AO-3	3	70
UC-AO-4	4	70
UC-AO-5	5	70
UC-AO-6	6	70
UC-AO-7	7	70

#### Punta Angulada Cerrada (Tiemann)

UC-AR-3	3	70
UC-AR-4	4	70
UC-AR-5	5	70
UC-AR-6	6	70
UC-AR-7	7	70

#### Punta Cónica Abierta

UCC-5/8	5	8	70
UCC-6/10	6	10	70
UCC-7/12	7	12	70

**INDICACIONES:** El catéter ureteral es un tipo de tubo que se introduce dentro del uréter y puede utilizarse para drenar orina que no tiene otra vía de escape por algún bloqueo u obstrucción. Frecuentemente es utilizado para inyectar medio de contraste a los riñones o uréteres, para procedimientos de imagenología, y es removido una vez el test se complete.

### INSTRUCCIONES DE USO:

#### (1) Aplicación del catéter ureteral, punta abierta UC-O X

- Inserte la guía, con el extremo flexible, dentro del uréter, hacia el riñón, con orientación endoscópica.
- Empuje el catéter, mediante orientación fluoroscópica, sobre la guía, hacia el riñón.
- Después de posicionar adecuadamente el catéter, remueva la guía.
- Inyecte el líquido de contraste.

#### (2) Aplicación del catéter ureteral, punta cerrada UC- R X

- Inserte la guía, con su extremo rígido, dentro del uréter.
- Avance la guía hasta alcanzar el extremo superior cerrado del catéter.
- Empuje la guía con el catéter hacia el riñón.
- Remueva la guía.
- Inyecte el líquido de contraste.

### TIEMPO DE VIDA UTIL

Este dispositivo está diseñado para una vida útil de 5 años, a partir de la fecha de fabricación.

**CONTRAINDICACIONES:**

- Hematuria: ocurre en la mayoría de pacientes.
- Infección urinaria más frecuente a partir de las dos semanas de llevar el catéter.

**COMPLICACIONES Y POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS:**

- Migración del **catéter**: la incidencia es en torno al 4% .
- Incrustación del **catéter**.

**ADVERTENCIAS:**

- Para un solo uso.
- No utilizar si es evidente algún signo de daño.
- No re-utilizar, re-procesar ni re-esterilizar. El re-uso puede llevar a infección y pirogenicidad. El re- procesamiento o re- esterilización puede dañar el producto y afectar su integridad, lo cual puede deteriorar la salud del paciente y comprometer la seguridad de éste.

**PRECAUCIONES:**

- Descarte daño de cualquiera de las partes. Si hay algún daño, no utilizar.
- No avance la guía si se presenta resistencia, sin determinar la causa de esto.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar oscuro y seco. Evitar la exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macro-ambientales de almacenamiento (Temperatura y Humedad relativa)

**GARANTIA:**

El fabricante garantiza que se ha tomado el cuidado adecuado en el diseño y fabricación de este dispositivo. La presente garantía reemplaza y excluye todas las otras garantías que no estén expresamente establecidas en este documento, ya sea expresa o implícita por la ley o por otro medio, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad.

El manejo, el almacenamiento, la limpieza de este dispositivo, así como otros factores relacionados con el diagnóstico de los pacientes, el tratamiento, procedimientos quirúrgicos y otros asuntos más allá de la obligación del fabricante, son responsabilidad del Médico Tratante, la Clínica o el Importador del producto. En cuanto al manejo, almacenamiento, limpieza del dispositivo, que son responsabilidad del importador y de la Clínica, y el diagnóstico, tratamiento y procedimientos quirúrgicos que son responsabilidad del Médico, el fabricante se limita a la reparación o sustitución de este dispositivo y no será responsable por cualquier pérdida incidental o consecuente, daños o gastos directos o indirectos que se deriven del uso de este dispositivo de acuerdo con esta garantía. El fabricante no asume, ni autoriza a persona alguna a asumir por el fabricante cualquier otra obligación o responsabilidad adicional en relación con este dispositivo.