



DISPOSABLE STERILIZED LATEX SURGICAL GLOVES

GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES DE LATEX ESTÉRILES



- ★ Pre-empolvado.
- ★ Caucho natural de latex.
- ★ Diseño anatómico.
- ★ Superficie texturizada para mayor sensibilidad
- ★ Estéril, mientras la cubierta permanezca sellada y sin daños.
- ★ Manufacturado bajo la certificación: EN 455/ASTM D-3577.

CONCLUSIÓN TÉCNICA:

Por la presente certificamos que los productos han sido estrictamente y cumplen con:

Dimensiones EN455-2, espesor ASTM D3577 THI St, prueba de estancamiento del agua, propiedades físicas, proteínas y residuos de polvo, plan de inspección ISO2859, EN ISO 11137-2 y EN ISO 11137-esterilidad, ISO 10993-10 hipersensibilidad, ISO 10993-5 e ISO 10993-11 toxicidad.

INDICACIONES DE USO

La aplicación y el uso previstos de los guantes de látex estériles es actuar como barrera en los exámenes y procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos.

Posee una película de látex perfecta puede aislar eficazmente las bacterias y los virus. Además de contar con la suficiente fuerza para resistir la rotura durante su uso, con el fin de evitar infecciones cruzadas.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRODUCTO	GUANTES QUIRÚRGICOS	GUANTES DE EXAMEN
Fuerza de Tracción	≥9 N	≥6 N
Alargamiento de Rotura	≥650%	≥500%

CARACTERÍSTICAS

- ★ 100% de látex de caucho natural.
- ★ Procesos de inmersión, lixiviación, vulcanización y esterilización.
- ★ Todos los productos se fabrican con tecnología y equipos avanzados.

Fabricado por:
Hebei Tianshuo Medical Products Co., Ltd China





! ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Este producto se esteriliza mediante Gas de Óxido Etileno.
2. Se debe realizar una inspección cuidadosa antes de su uso. Si hubiera alguna rotura o daño, los productos no se utilizarán debido a la invalidez de la esterilización.
3. Se seleccionará el tamaño adecuado de los guantes para evitar que se rompan o se caigan de las manos durante su uso.
4. Una vez puestos los guantes en las manos, utilice una toalla esterilizada o agua esterilizada para limpiar el polvo de aislamiento de la superficie.
5. Los productos no deberán entrar en contacto con aceite, ácido o álcali y otras sustancias nocivas para garantizar que los guantes tendrán una larga vida útil y no se deteriorará su calidad.
6. El período de esterilización efectiva de los productos es de 5 años a partir de la fecha de esterilización.

>> PRECAUCIÓN

Este producto contiene caucho natural de latex el cual puede causar reacciones alérgicas. Después de su uso, remueva el el polvo con una esponja esperil humeda, toalla estéril o otro metodo efectivo.

>> ALMACENAMIENTO

Los productos deberán almacenarse en un lugar seco, fresco y ventilado, sin exposición directa al sol, ni luz ultravioleta de alta intensidad.

VIDA ÚTIL

5 años.



EC Representative:
Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Location: Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg, GERMANY





CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Nombre del producto: Guantes quirúrgicos Latex

No.	PRUEBA	REQUERIMIENTO TÉCNICO						NIVEL DE INSPECCIÓN	NCA	CONCLUSIÓN
1	DIMENSIÓN	TAMAÑO	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	S-2	4.0 [1,2]	
		LONGITUD (MIN) LONGITUD (MAX)	27.1 27.2	27.2 27.6	27.3 27.8	28.0 28.5	28.0 28.5			APROBADO
		ANCHO (CM)	78-88	84-94	90-100	96-108	102-110			APROBADO
		ESPESOR (UNICA PARED) MM	BRAZALETE (25 MM DE DIAMETRO)		0.10-0.30					APROBADO
			PALMA (CENTRO DE LA PALMA)							
			DEDO (PUNTA DE FORMA DE 13MM)							
2	PROPIEDADES DE TENSIÓN	SIN ENVEJECER	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N)		MIN 12.5		S-2	4.0 [1,2]	APROBADO	
			ALARGAMIENTO A LA ROTURA		MIN 700				APROBADO	
		70 AÑOS ± 2°C POR 7 DÍAS	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N)		MIN 9.5				APROBADO	
			ALARGAMIENTO A LA ROTURA		MIN 550				APROBADO	

No.	PRUEBA	REQUERIMIENTO TÉCNICO				NIVEL DE INSPECCIÓN	NCA	CONCLUSIÓN
3	PRUEBAS DE ESTANCAMIENTO DEL AGUA				G-I		1.5 [7,8]	APROBADO
4	CONTENIDO DE PROTEÍNAS	<180 UG/G			S-2		4.0	APROBADO
5	ESTERILIZACIÓN	MÉTODO: ETO					APROBADO	
6	DEFECTOS VISUALES	MAYORES	AQL 1.5		1/500		APROBADO	
		MENORES	AQL 4.0		2/500		APROBADO	
7	RESIDUO DE POLVO	<15 MG/DM2					APROBADO	

No.	PRUEBA	REQUERIMIENTO TÉCNICO						NIVEL DE INSPECCIÓN	NCA	CONCLUSIÓN
8	TOXICIDAD	ATÓXICO								APROBADO
9	HIPERSENSIBILIDAD (HIPOALERGENICIDAD): IRRITACIÓN DE PIEL, SENSIBILIZACIÓN DÉRMICA	NO IRRITACIÓN DE PIEL NO SENSIBILIZACIÓN DÉRMICA								APROBADO