

Ficha técnica

IV3000° 1 HAND°, apósito transparente de poliuretano para fijación de catéteres centrales y periféricos con etiqueta y cintas de fijación.



Características

- **Reduce el riesgo de infección**, previniendo la acumulación de humedad.
- **Adhesivo acrílico de elevada tolerancia dérmica.**
- **Minimiza los cambios de apósito**, no programados.
- **Mayor comodidad para el paciente.**
- **Fácil de aplicar y retirar.**
- **Excelente fijación del catéter.**
- **Permite la inspección del punto de inserción del catéter.**
- **Barrera bacteriana e impermeable.**

Descripción

Film de poliuretano translúcido, extensible, resistente al agua y permeable al vapor de agua, impregnado por una de sus caras con una emulsión de adhesivo acrílico, protegido por un papel siliconado. El film de poliuretano presenta por la otra cara un soporte no extensible de plástico transparente para facilitar su manejo.

Modo de acción

El film REACTIV° tiene una estructura molecular única que es significativamente más permeable al vapor de agua que cualquier otro. Actúa como barrera bacteriana, lo que ayuda a prevenir la contaminación en la zona IV y es, a la vez, impermeable; ofrece una barrera física contra líquidos, partículas y contaminantes microbianos. Gracias a estas propiedades la zona donde se encuentra el catéter está más seca, disminuyendo la maceración de la piel y el riesgo de colonización, por lo que la zona de inserción del catéter estará más protegida ante una infección relacionada con el propio catéter. Además puede aplicarse de forma fácil y aséptica y debido a la forma en que se extiende el adhesivo el dolor al retirarlo es menor. IV3000° 1 HAND posee un adhesivo que no irrita ni sensibiliza la zona.


Indicaciones

Este producto está indicado como apósito en catéteres adulto, pediátricos, periféricos y centrales. También puede utilizarse para la fijación de aparatos de infusión de insulina directamente en la piel.

Instrucciones de uso

Limpiar y secar bien la zona de aplicación.

1. Retirar el papel protector del apósito. Retire las tiras de fijación del soporte de papel impreso y aplíquelas, asegurándose de que las tiras no cubren la zona de inserción. Las tiras se pueden utilizar sobre las alas del catéter (si este cuenta con ellas) o sobre el catéter sin cubrir el sitio de inserción y tunelizando o "abrazando" el diámetro del catéter para aumentar la seguridad, para proteger las conexiones o para estabilizar las vías del catéter.
2. Coloque el apósito de forma que el catéter quede bien ajustado al orificio circular de la tira de tela no tejida.
3. Adhiera la parte de la película del apósito por encima del catéter.
4. Retire los papeles protectores restantes y adhiera las tiras de tela no tejida sobre la unión del catéter al equipo de venoclisis, extensión o tapón.
5. Retire el papel protector transparente impreso levantando la lengüeta no adhesiva al final del apósito y tirando de él diagonalmente.
6. Moldee la película alrededor del catéter para completar la aplicación del apósito.
7. Si se utiliza más de un apósito, no permita que los apósitos se superpongan.



Composición

Soporte: Film de poliuretano.

Adhesivo: Adhesivo acrílico.

Especificaciones técnicas

Peso del film de poliuretano: 25 – 40 g/m².

2 Peso del adhesivo: 12 – 30 g/m.

Adhesividad: mín. 130 g/cm².

Extensibilidad: máx. 0,2 N/cm.


Ratio de transmisión del vapor de agua (MVTR): 3000 – 11000 g/m² 24 h a 37°C.

IV3000° 1 HAND°, apósito transparente de poliuretano para fijación de cánulas y catéteres.

Presentación

Código Producto	Medidas	Unidades /Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
4007	IV3000 1 HAND 6 x 7 cm.	100	100	05000223040079
4008	IV3000 1 HAND 10 x 12 cm.	50	50	05000223040086

Re. San.: INVIMA 2014DM-0002732-R1

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Clase CE I, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 3 años     	Smith & Nephew Wound Management- UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado con óxido de etileno
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

°Marca registrada Smith&Nephew