



# **MIC\* SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL POR GASTROSTOMÍA CON CONECTOR ENFit® FICHA TÉCNICA**

**MIC\* SONDA  
PARA  
NUTRICIÓN  
ENTERAL POR  
GASTROSTOMÍA  
CON CONECTOR  
ENFit®**

—

—

—

**minerva**  
medical

[www.minervamedical.com.co](http://www.minervamedical.com.co)

[Facebook.com/minervamedicalco](https://Facebook.com/minervamedicalco)

## SONDA PARA GASTROSTOMÍA MIC\* CON CONECTOR ENFit®

A mediados del siglo XIX el cirujano francés Charles-Emmanuel Sedillot describe la primera gastrostomía quirúrgica y desde entonces, se han descrito numerosas variantes para la colocación de un tubo en la luz del aparato digestivo con fines de descompresión o alimentación.

Se define la gastrostomía como la comunicación creada entre la luz del estómago y la pared abdominal anterior, insertando una sonda diseñada especialmente para estar en el interior del estómago y con salida a través de la pared abdominal.

Las vías de abordaje para la colocación de las sondas de gastrostomía pueden ser la quirúrgica abierta o por laparotomía y, de mínima invasión como la laparoscópica; también puede colocarse la sonda de gastrostomía como reemplazo de una ya existente. La sonda de gastrostomía quirúrgica es la primera opción en pacientes con contraindicación para ser intervenidos con técnica percutánea.

La gastrostomía para alimentación está indicada como soporte nutricional en aquellos casos en los que la alimentación oral resulta imposible o insuficiente por diferentes circunstancias, ya sea de manera transitoria o definitiva y donde el soporte nutricional se requiera por un lapso mayor a cuatro semanas.

Nuestra sonda para alimentación MIC\*- G está fabricada en silicona 100% grado médico, ofrece seguridad y estabilidad con el aro de retención externa, así como el balón de retención interna, lo que le confiere características de flexibilidad y durabilidad, ofreciéndole mayor confort al paciente, comparado con otros materiales como el caucho, látex, poliuretano o PVC.

La sonda de alimentación enteral MIC\*- G permite la administración de nutrición y medicamentos a través del adaptador en “Y” con conector ENFit®, ambas vías permiten adaptar equipos de alimentación y jeringa con conector ENFit® de manera segura.

En este momento, los conectores de los sistemas de alimentación enteral están cambiando a un sistema único llamado ENFit®, que corresponde a nuevos estándares de diseño ISO-80369 para conectores de diámetro pequeño, comenzando con alimentación enteral, que ayuda a **prevenir conexiones erróneas** a otros sistemas y la entrega incorrecta de líquidos, fórmula nutricional y medicamentos. En definitiva, un sistema que apunta a la seguridad del paciente y a las buenas prácticas clínicas tanto nivel institucional como del cuidado en casa.

# DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

## CARACTERÍSTICAS

1. Silicona 100% grado médico.
2. Adaptador en silicona con tres puertos: para nutrición, medicación conector ENFit® con tapa. El otro, para llenado del balón con válvula unidireccional, indicación de calibre de la sonda y volumen de llenado.
3. Sonda transparente numerada cada dos centímetros, demarcada cada centímetro y línea radiopaca en toda su longitud.
4. Anillo de retención externo en silicona Secur- Lok® con orificios y topes en la parte inferior.
5. Balón de retención interna en tres capas de silicona, simétrico y transparente.

## VENTAJAS

1. Promueve la longevidad del dispositivo y ofrece confort para el paciente al ser suave y flexible.
2. Permite administrar medicamentos sin necesidad de retirar la nutrición enteral. Compatible con equipos de alimentación y jeringa con conector ENFit®. Indicada también para realizar decompresión gástrica. El clínico puede identificar el calibre de sonda que tiene el paciente directamente en el dispositivo, controlar el volumen de llenado del balón con exactitud, según el calibre. La información inscrita en el puerto del balón, es indeleble.
3. Permite visualizar el estado del lumen. La marcación ayuda a identificar fácilmente la posición correcta de la sonda y mantener el anillo de retención externa correctamente ubicado. Permite controlar la posición del dispositivo vía radiológica.
4. Ayuda a mantener la estabilidad del dispositivo y favorece la ventilación del estoma.
5. El diseño simétrico va hasta el final de la punta del dispositivo. Sus tres capas en silicona prolongan la vida útil. Requiere bajo volumen para el llenado.

## BENEFICIOS

1. Nuestra silicona ofrece mayor **CONFORT**, **PREVIENE EL EFECTO PIVOTE**, preservando la integridad del estoma. **BIOCOMPATIBLE**, atóxico y no carcinogénico.
2. Proporciona una conexión **SEGURA**. **FAVORECE** la administración simultánea de nutrición y medicación. La tapa en cada puerto **DISMINUYE** el riesgo de contaminación. La válvula unidireccional **CONTROLA** la posición segura del dispositivo evitando el vaciamiento del balón. Permite conocer con **EXACTITUD** el calibre de sonda que está usando el paciente en caso de recambio.
3. **SEGURIDAD** al permitir controlar la posición de la sonda.
4. **PROTECCIÓN** para el estoma y favorece el proceso de cicatrización. Al mantener la estabilidad del dispositivo redundando en mejor salud ostomal. Coadyuda a mitigar infección periestomal.
5. **GARANTIZA** la retención interna evitando la migración del dispositivo. **FAVORECE** la integridad de la mucosa gástrica. **BENEFICIA** la capacidad gástrica.

MIC\* SONDA PARA

NUTRICIÓN ENTERAL  
POR

GASTROSTOMÍA CON  
CONECTOR ENFit®



El balón debe llenarse con agua estéril o destilada. NO use solución salina, NO use aire, NO exceda el volumen total indicado, NO inyecte medio de contraste en el balón.



#### SONDA PARA GASTROSTOMÍA PEDIÁTRICA

| REFERENCIA | CALIBRE | VOLUMEN DE LLENADO DEL BALÓN |
|------------|---------|------------------------------|
| 8100-12 LV | 12 Fr   | 2-3 cc                       |
| 8100-14 LV | 14 Fr   | 3-5 cc                       |
| 8100-16 LV | 16 Fr   | 3-5 cc                       |

#### SONDA PARA GASTROSTOMÍA ADULTO

| REFERENCIA | CALIBRE | VOLUMEN DE LLENADO DEL BALÓN |
|------------|---------|------------------------------|
| 8100-18    | 18 Fr   | 7-10 cc                      |
| 8100-20    | 20 Fr   | 7-10 cc                      |
| 8100-22    | 22 Fr   | 7-10 cc                      |
| 8100-24    | 24 Fr   | 7-10 cc                      |
| 8100-26    | 26 Fr   | 7-10 cc                      |

REGISTRO INVIMA: 2018DM-0018503  
NIVEL DE RIESGO: IIb  
ENVASE: BLÍSTER  
EMPAQUE: CAJA POR UNIDAD  
ESTADO: ESTÉRIL, ÓXIDO DE ETILENO

ROTULADO: DE LEY  
DESECHO: INCINERAR DESPUÉS DE UTILIZAR. NO ESTERILIZAR  
ALMACENAMIENTO: CONSERVAR EN UN LUGAR LIMPIO Y FRESCO  
USO: ÚNICO  
CONTENIDO: UNIDAD