



安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

BOLSA FUELLE Y CARRETE FUELLE DE TERMOSELLADO

MATERIALES Y COMPOSICIÓN

Los carretes/bolsas fuelle termosellados están fabricados con un material plástico de uso médico llamada película transparente laminada producida en colores verde o azul claro que proviene de una película especial de PET y CPP junto con medical 60gsm Arjo Papel y solo a pedido especial de los clientes podemos producir con 70gsm. Este papel es producido por un sistema de alta tecnología en color blanco y tiene estado estudiado para asegurar un alto antibacteriano protección;

La impresión es con indicadores, uno para esterilización por vapor, uno para etilenoesterilización por óxido (EO). A petición especial del cliente, formaldehído El indicador (FORMULARIO) también se puede imprimir.

Las tintas utilizadas son base agua y no tóxico.

ESPECIFICACIÓN

CODIGO	MEDIDA
KMNHG-100100	PAPEL FUELLE DE 10*100
KMNHG-150100	PAPEL FUELLE DE 15*100
KMNHG-200100	PAPEL FUELLE DE 20*100
KMNHG-250100	PAPEL FUELLE DE 25*100
KMNHG-300100	PAPEL FUELLE DE 30*100
KMNHG-400100	PAPEL FUELLE DE 40*100

NOTA: No hay un tamaño especificado para la bolsa fuelle termosellado y son hechas de acuerdo a clientes requisitos

FUNCIÓN E INFORMACION DESCRIPTIVA

Los carretes y bolsas fuelle de sellado térmico se utilizan para vapor, EO o FORM proceso de esterilización de artículos individuales; Las bobinas aseguran un embalaje con un alto contenidos tecnológicos de calidad para satisfacer las diferentes necesidades de embalaje en campos hospitalarios, dentales e industriales. la esterilización correcta es certificado, a las temperaturas correctas, por el cambio de colores de los indicadores: para la temperatura de esterilización con óxido de etileno es de 30 °C -54 °C y el color cambia de rosa a amarillo/marrón; para la esterilización por vapor, la temperatura es de 121 °C -132 °C y el color cambios de luz azul oscurecer gris negro; Para FORMA esterilización, la temperatura es de 60 °C -80 °C y el

KMN Industrial Park, Jingshi Road,
Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.
Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com



安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging" Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

color cambia de rojo a verde. los carrete o bolsa pueden ser esterilizado solamente una vez porque eso es a Desechable embalaje de dispositivos médicos. Por lo tanto, deben desecharse porque no puede ser usó por a segundo esterilización ciclo.

INSTRUCCIÓN Y USOS

- 1) Corte el carrete o Seleccione la bolsa de acuerdo a la Talla de elementos a ser esterilizado y poner los artículos en eso.
- 2) Coloque el dispositivo de forma afilada y especial en la posición correcta para un pelado seguro cuando abierto.
- 3) Selle el carrete/bolsa con una máquina de termosellado, marque el registro de esterilización detalles para seguimiento.
- 4) Poner el sellado carrete/bolsa correctamente dentro vapor esterilizador o EO esterilizador.
- 5) Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: Si la esterilización es realmente implementada, se volverá gris oscuro/negro desde el azul claro inicial bajo vapor esterilización. Para EO esterilización, el color vueltas amarillo/ marrón de inicial rosado.
- 6) Abra la tapa en la dirección impresa en el carrete y luego tome el esterilizado artículo fuera.

ADVERTENCIAS

- 1) Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que el carrete/bolsa esté lleno hasta un máximo de 3/4 de su volumen para que los sellos no se obstruyan en el borde.
- 2) Cubra el extremo y las superficies cortantes de los instrumentos con protección.
- 3) Poner los instrumentos con la resolver a la apertura de carrete/bolsa.
- 4) Hacer no usar solvente sustancias en carrete/bolsa.
- 5) Las posibles impresiones deben escribirse en una etiqueta y pegarse en papel o película. lado; por favor, no escriba directamente en el carrete/bolsa y tenga el máximo cuidado para evitar la contaminación problema durante la usar.
- 6) Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para evitar riesgos de rotura.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- 1) Eso es prohibido usando el carrete/bolsa si eso es dañado.
- 2) las bobinas/ bolsas tener a evitar la luz de sol y almacenado en a seco lugar. el embalaje también debe ser administrado menos como posible y posee ser - estar mantuvo cerrado.
- 3) El carrete/bolsa debe usarse solo después de haber verificado que no haya

KMN Industrial Park, Jingshi Road,

Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.

Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com



安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!
polvo. su empaque y si es usado parcialmente, debe estar cerrado
herméticamente en su plástico protección.

KMN Industrial Park, Jingshi Road,
Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.
Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com

Business is not for the best profits, but for the best partners!

esterilización, la temperatura es de 60 °C -80 °C y el color cambia de rojo a verde. los carrete o bolsa pueden ser esterilizado solamente una vez porque eso es a Desechable embalaje de dispositivos médicos. Por lo tanto, deben desecharse porque no puede ser usado por a segundo esterilización ciclo.

INSTRUCCIÓN& USOS

- 7) Corte la carrete o Seleccione la bolsa de acuerdo a la Talla de elementos a ser esterilizado y poner la artículos en eso.
- 8) Coloque el dispositivo de forma afilada y especial en la posición correcta para un pelado seguro cuando abierto.
- 9) Selle el carrete/bolsa con una máquina de termosellado, marque el registro de esterilización detalles para seguimiento.
- 10) Poner la sellado carrete/bolsa correctamente dentro vapor esterilizador o EO esterilizador.
- 11) Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: Si la esterilización es realmente implementado, se volverá gris oscuro/negro desde el azul claro inicial bajo vapor esterilización. Para EO esterilización, la color vueltas amarillo/ marrón de inicial rosado.
- 12) Abra la tapa en la dirección impresa en el carrete y luego tome la esterilizado artículos fuera.

ADVERTENCIAS

- 7) Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que el carrete/bolsa esté lleno hasta un máximo de 3/4 de su volumen para que los sellos no se obstruyan en los bordes.
- 8) Cubra el extremo y las superficies cortantes de los instrumentos con protección.
- 9) Poner la instrumentos con la resolver a la apertura de carrete/bolsa.
- 10) Hacer no usar solvente sustancias en carrete/bolsa.
- 11) Las posibles impresiones deben escribirse en una etiqueta y pegarse en papel o película. lado; por favor, no escriba directamente en el carrete/bolsa y tenga el máximo cuidado para evitar la contaminación problema durante la usar.
- 12) Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para a evitar riesgos de rotura.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- 4) Eso es prohibido usando la carrete/bolsa si eso es dañado.
- 5) los bobinas/ bolsas tener a evitar la luz de sol y almacenado en a seco lugar. el embalaje también debe ser administrado menos como posible y poseer ser - estar mantuvo cerrado.
- 6) El carrete/bolsa debe usarse solo después de haber verificado que no haya polvo. su empaque y si es usado parcialmente, debe estar cerrado herméticamente en su plástico protección.