



**安庆康明纳包装有限公司**

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

## **TYVEK ROLLO PLANO**

### **MATERIALES Y COMPOSICIÓN**

El carrete plano y la bolsa de sellado térmico TYVEK están fabricados por la marca TYVEK y registrado patentar por Dupont, exclusivo material acoplado por película MASCOTA. Ellos son usados por Plasma y EO esterilización.

El film certificado denominado film pelable neutro y transparente que viene de la pareja de a especial tipo de poliéster y polietileno.

El papel es el material con mucha flexibilidad y resistencia, que otorgan la protección adecuada a los dispositivos médicos embalados y listos para ser esterilizados con hidrógeno peróxido y EO.

### **ESPECIFICACIÓN**

TYVEK rollo plano

| CÓDIGO      | TALLA          | EMBALAJE      |
|-------------|----------------|---------------|
| KMNTR050100 | 75mm*100m      | 8 rollos/caja |
| KMNTR100100 | 100 mm * 100 m | 6 rollos/caja |
| KMNTR150100 | 150 mm * 100 m | 4 rollos/caja |
| KMNTR200100 | 200 mm * 100 m | 2 rollos/caja |
| KMNTR250100 | 250mm*100m     | 2 rollos/caja |
| KMNTR300100 | 300 mm * 100 m | 2 rollos/caja |
| KMNTR350100 | 350mm*100m     | 2 rollos/caja |
| KMNTR400100 | 400 mm * 100 m | 2 rollos/caja |
| KMNTR600100 | 600 mm * 100 m | 2 rollos/caja |

NOTA: Ahí es no especificado tamaño para TYVEK Plano Bolsa y ellos son hecha de acuerdo a requisitos del cliente.

### **FUNCIÓN E INFORMACION DESCRIPTIVA**

Los carretes planos y bolsas TYVEK se utilizan para plasma y óxido de etileno. proceso de esterilización de artículos individuales; Las bobinas aseguran un embalaje con un alto contenido tecnológico de calidad para satisfacer las diferentes necesidades de embalaje en campos hospitalarios, dentales e industriales. la esterilización correcta es certificado, a las temperaturas correctas, por el cambio de colores de los indicadores: para la

KMN Industrial Park, Jingshi Road,

Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.

Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com



## 安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

Business is not for the best profits, but for the best partners!

temperatura de esterilización con óxido de etileno es de 30 °C -54 °C y el color cambia de rosa a amarillo/marrón; para la esterilización por plasma la temperatura es de 18 °C -22 °C y el color cambia de morado a rojo vino. El carrete o bolsa puede ser esterilizado una sola vez porque es un embalaje de dispositivo médico desechable. Así que se deben tirar porque no se puede usar ni un segundo esterilización ciclo.

### **INSTRUCCIÓN& USOS**

- 1) Corte el carrete o Seleccione la bolsa de acuerdo a la Talla de elementos a ser esterilizado y poner los artículos en eso.
- 2) Coloque el dispositivo de forma afilada y especial en la posición correcta para un pelado seguro cuando abierto.
- 3) Selle el carrete/bolsa con una máquina de termosellado, marque el registro de esterilización detalles para seguimiento.
- 4) Poner el sellado carrete/bolsa correctamente dentro Plasma esterilizador o EO esterilizador.
- 5) Después de un ciclo de esterilización, verifique el cambio de color: Si la esterilización es realmente implementada, se volverá rojo vino desde el púrpura inicial bajo la esterilización por Plasma. Para esterilización EO, el color vuelve amarillo/ marrón de inicial rosado.
- 6) Abra la tapa en la dirección impresa en el carrete/bolsa y luego tome el esterilizado artículo fuera.

### **ADVERTENCIAS**

- 1) Antes de iniciar el proceso de esterilización, verifique que el carrete/bolsa esté lleno hasta un máximo de 3/4 de su volumen para que los sellos no se obstruyan en el borde.
- 2) Cubra el extremo y las superficies cortantes de los instrumentos con protección.
- 3) Poner los instrumentos con la resaca a la apertura de carrete/bolsa.
- 4) Hacer no usar solvente sustancias en carrete/bolsa.
- 5) Las posibles impresiones deben escribirse en una etiqueta y pegarse en papel o película. Lado; por favor, no escriba directamente en el carrete/bolsa y tenga el máximo cuidado para evitar la contaminación problema durante la usar.
- 6) Verifique cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para evitar riesgos de rotura.

### **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

KMN Industrial Park, Jingshi Road,  
Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.  
Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:www.kmnbz.com



## 安庆康明纳包装有限公司

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

---

Business is not for the best profits, but for the best partners!

- 1) Eso es prohibido usando el carrete/bolsa si eso es dañado.
- 2) las bobinas/ bolsas tener a evitar la luz de sol y almacenado en a seco lugar. el embalaje también debe ser administrado menos como posible y posee ser - estar mantuvo cerrado.
- 3) El carrete/bolsa debe usarse solo después de haber verificado que no haya polvo. su empaque y si es usado parcialmente, debe estar cerrado herméticamente en su plástico protección.



**安庆康明纳包装有限公司**

"A Trusted Name in Medical Packaging- Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd

---

Business is not for the best profits, but for the best partners!

KMN Industrial Park, Jingshi Road,  
Big Bridge Development Zone, Anqing, Anhui, China.  
Tel:0086-556-5877098 Fax:0086-556-5555827 Web:[www.kmnbz.com](http://www.kmnbz.com)