

Part Number: 07-19-00-1740	Date: 17-DEC-2019	Proofread No.: 01
Designer: G.V	Page: 1 of 1	
Colour Reference:	BLACK	

REF **AMC9667**

spa

Clearlink

Equipo de administración de soluciones con CLEARLINK

Paso de fluidos estéril y apirógeno. Ventilación de aire - Rotary Luer-Lock.
Volumen de cebado ≈ 18mL Longitud ≈ 233cm
Para uso por gravedad y para uso con bombas de infusión Baxter solamente. Para el uso de la bomba, reemplace / use y deseche según las instrucciones en el manual de la bomba / las instrucciones de uso establecidas. Para el uso por gravedad, reemplace el conjunto cada 96 horas o según el protocolo institucional, lo que ocurra primero. La válvula activada por Luer se puede utilizar para hasta 100 actuaciones.

- Para uso con contenedores rígidos sin ventilación y flexibles.

Instrucciones de uso: Utilizar técnica aséptica.

 - Cierre la pinza reguladora. Inserte la espiga en el recipiente. Apretar la cámara de goteo.
 - Si usa un contenedor rígido sin ventilación, abra la tapa de ventilación e inserte la espiga hacia abajo en el contenedor. [Si utiliza recipientes rígidos sin ventilación de menos de 150 ml, apriete y sostenga completamente la cámara de goteo y no la libere hasta que el recipiente se invierta y se cuelgue].
 - Si usa un recipiente flexible, inserte la punta con la tapa de ventilación cerrada.
 - Llene la cámara de goteo para llenar la línea.
 - Abra la pinza de regulación. Asegúrese de que la pinza corriente abajo esté abierta.
 - Cebe el equipo , purge el aire. Cierre la abrazadera de regulación hasta que el rodillo se encuentre con la parte inferior del marco.
 - Conecte el adaptador Luer macho al dispositivo de punción venosa con un movimiento firme de empuje y torsión y luego coloque el collar de bloqueo Luer para evitar la desconexión accidental.
- Abra la pinza, regule el flujo. Para configurar correctamente el flujo, siempre cierre la abrazadera de regulación hasta que el rodillo se encuentre con la parte inferior del marco, luego vuelva a abrir para establecer el flujo. Repita el procedimiento si ajusta la abrazadera desde la posición completamente abierta.

Instrucciones de uso - Válvula Luer activada CLEARLINK: utilice una técnica aséptica

- Sujete el agarre con el dedo para estabilizar la válvula activada por Luer.
- Si hay una pinza corriente abajo, asegúrese de que esté abierta antes de limpiar.
- Asegúrese de que la válvula no esté empotrada antes de limpiar.
- Limpie cuidadosamente la superficie activada por Luer con un antiséptico preferido **antes del primer uso y antes de cada conexión posterior** y deje que se seque.
- Acceda a la válvula activada por Luer presionando firmemente el Luer macho del dispositivo de conexión directamente contra la superficie activada por Luer y gírelo hasta que la conexión sea segura. Active las funciones de bloqueo de Luer, si corresponde.

Precauciones

- No use si el paquete ha sido abierto o dañado o si los protectores de las puntas están sueltos o faltan.
 - Asegúrese de que todas las conexiones Luer en línea estén seguras antes de usar.
 - No permita que el aire quede atrapado en el equipo.
 - Si hay una abrazadera corriente abajo, para minimizar el reflujo durante el lavado de la válvula activada por Luer, mantenga la presión positiva en la jeringa mientras sujeta. Desmonte la jeringa.
 - Asegúrese de que la válvula no esté hundida (la válvula debe estar al ras con la carcasa) antes de limpiar. Si está presente una abrazadera de corriente abajo, no limpie la superficie activada por Luer cuando la abrazadera esté cerrada o la válvula esté empotrada; o puede resultar una limpieza ineficaz. Reemplace si la válvula permanece empotrada.
- No acceder a la válvula activada por Luer con agujas o cánulas. Si se intenta dicho acceso, se dañará el producto, reemplace inmediatamente.
 - Se recomienda el uso de la conexión Luer Lock. Si se usa la conexión Luer slip, insértela en la válvula con un movimiento firme de empujar y girar. No deje desatendido el deslizamiento de Luer.
 - Si no se puede realizar una descarga de 10 ml después de la infusión / toma de muestras de sangre, reemplace la válvula inmediatamente.
 - Localice las líneas antes de la conexión. No conecte ningún dispositivo de gas comprimido a los sitios de inyección intravenosa.
 - Los componentes del conjunto de perforación pueden causar una embolia de aire.
 - No regular el flujo con la abrazadera deslizante.
 - La reutilización o el reprocesamiento de un dispositivo de un solo uso puede provocar contaminación y comprometer la función o integridad estructural del dispositivo.

Notas:

- Lave la válvula activada por Luer después de la inyección para evitar la mezcla involuntaria de medicamentos / fluidos incompatibles.
 - Enjuague la válvula activada por Luer con 10 ml o más después de la infusión / toma de muestras de sangre. Si la válvula no puede limpiarse de sangre, cámbiela inmediatamente. Se recomiendan los soportes, jeringas y accesorios VACUTAINER de Luer lock para la toma de muestras de sangre.
- Si quedan residuos de sangre o líquido en la superficie de la válvula después del acceso, limpie la superficie.
 - La válvula CLEARLINK Luer activada es química y mecánicamente compatible con 70% de alcohol isopropílico, 10% de yodopovidona y 0,2% de solución antiséptica de clorhexidina.
 - Almacenar a temperatura ambiente.

Baxter y Clearlink son marcas comerciales de Baxter International Inc.

Vacutainer es una marca registrada de Becton, Dickinson and Company.

Importado por:

Laboratorios Baxter S.A.

Calle 36 N ° 2C-22

Cali-Colombia

R.S. INVIMA 2019DM-0020768

No use si el paquete ha sido abierto o dañado o si los protectores de las puntas están sueltos o faltan.

Este producto contiene menos de 0.1% w / w DEHP.

No reutilizar.

Paso de fluidos apirógeno

Filtro de 15 µm

Presión

Paso de fluidos estéril. Esterilizado por óxido de etileno.

Fecha de Expiración

Marca de conformidad brasileña.

Consulte las instrucciones de uso.

Fecha de manufactura

Fabricante

Mantener alejado de la luz solar [o calor]

Mantener seco

No fabricado con látex de caucho natural.

20●H₂O=1ml±0.1ml

VOL

5 mL (40 ± 1°C)

6 mL (40 ± 1°C/2 bar)

Volumen de almacenamiento

5 413765 577987 >