

Ficha Técnica

Código – Referencia	
E161225	
Edición	1
Fecha	2021-12-5

Cesta de extracción de piedra Nitinol

Descripción

Se utiliza para la eliminación endoscópica de cálculos biliares y cuerpos extraños. La diferencia de la fusión El procedimiento más difícil técnicamente en GI Muchos clínicos estarían de acuerdo en que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es uno de los procedimientos técnicamente más difíciles que se realizan en el ámbito gastrointestinal. Se necesita una tremenda cantidad de habilidad por parte del médico y el asistente para asegurar los resultados exitosos que son la clave para una atención al paciente sobresaliente

Características

E161225, Recuperador de cuerpos extraños. Cesta de 4 alambres trenzados Tipo cesta, 50/25 mm, Ø 2,3 mm, Longitud 200 cm

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad



Marca:

Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Materiales de Composición

RESINA, NYLON, POLIESTER AMIDA, POLIAMINA, ACRILONITRILLO BUTADIENO ESTIRENO, POLICARBONATO, TITANIO, ACERO INOXIDABLE, TANTALIO.

Presentación

Individual. Unidad de Empaque: Caja por 1 unidad

Especificaciones

Los recogedores de cálculos se utilizan para extraer cálculos de los conductos biliares desplegada. Si es necesario, se puede introducir un medio de contraste a través de un abordaje lateral. Se utiliza con un endoscopio.

Indicaciones

Recuperación endoscópica de cálculos y cálculos biliares.

Contraindicaciones

paciente que no ayuna,
Fragilidad de la pared intestinal: por ejemplo, inflamación muy activa del colon (por ejemplo, Colitis ulcerosa, diverticulitis, colitis ulcerosa, megacolon tóxico)
Peritonitis, abdomen agudo, por ejemplo, perforación intestinal, íleo sepsis
Comorbilidad, p. ej., enfermedad cardiopulmonar grave y descompensación

- diátesis hemorrágica incontrolable
- El embarazo
- Anastomosis gastrointestinal de reciente creación

Instrucciones de Uso

Se deben seguir estas instrucciones, así como las instrucciones de los componentes compatibles y las normas del hospital para prevenir infecciones. Aplicación, limpieza y esterilización. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves del paciente y/o del usuario. Lo siguiente se aplica al producto:

- ¡Esterilizado sólo si el embalaje no está dañado ni abierto!
- ¡Para un solo uso! No reutilice, remanufactura ni esterilizar varias veces. La reutilización, el reprocesamiento o la esterilización repetida del instrumento pueden comprometer su integridad estructural y causar fallas de funcionamiento, lo que puede provocar contaminación, infección y lesiones graves.
- La inserción en el canal de trabajo se realiza con la cesta retraída en el tubo y se puede utilizar para instrumentos con el sufijo de número de artículo "-GW" a través de un cable guía hecho. Deben observarse los diámetros correspondientes del canal de trabajo y del tubo.

extracción de la piedra

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 3 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

Ninguna

Si el cálculo a extraer ha sido localizado con métodos adecuados, el procedimiento es el siguiente:

- Coloque el extremo distal del recogedor de cálculos en la ubicación deseada.
- Saque completamente la cesta del tubo y lleve la piedra al centro de la cesta.
- Tire del mango hacia atrás hasta que la piedra esté suficientemente fijada y tire lentamente del recogedor de cálculos proximalmente fuera del endoscopio hasta que la cesta toque el extremo distal del endoscopio.
- Al retirar con cuidado el endoscopio y el recogedor de cálculos, elimina la piedra del conducto biliar. Sostenga el mango del recogedor de piedras en la posición en la que fijaste la piedra.

Características

Innovational diseño del mango, con funciones de empujar, tirar y rotación, más fácil de comprender cálculo biliar y el cuerpo extraño.

Catalogue No.	Basket Shape	Tube Ø (mm)	Basket Size in Stretched Condition (mm)	Basket Width in Opened Condition (mm)	Working Length (cm)	Min. Accessory Channel (mm)
E161182	4-Wire Basket Type	1.8	20	~ 10	200	2.0
E161184-070	4-Wire Basket Type	1.8	40	~ 20	70	2.0
E161224	4-Wire Basket Type	2.35	40	~ 20	200	2.8
E161225	4-Wire Basket Type	2.35	50	~ 25	200	2.8
E161225-280	4-Wire Basket Type	2.35	50	~ 25	280	2.8
E161226	4-Wire Basket Type	2.35	60	~ 30	200	2.8
E161227	4-Wire Basket Type	2.35	70	~ 35	200	2.8

Presentación	Empaque estéril sellado				
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación
					Ila



Símbolo para "Número de artículo"



Icono "Código de lote"



Icono de "fabricante"



Icono "Fecha de fabricación"



Símbolo para "observar las instrucciones de uso"



Símbolo de "esterilizado con óxido de etileno"



Icono de no reutilizar



No reesterilizar icono



No usar si el paquete está dañado símbolo



Usar por icono



Mantenga el icono seco



Proteger del símbolo de la luz solar



icono de precaución



No utilizar en el icono de campos de MR

