

GAS-ISE Metabolites - Level 1

EN Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1

Intended Purpose

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is an assayed blood gas, electrolyte and metabolite reference material, to verify the precision and accuracy of the epoeb® Blood Analysis System. Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 was designed to test the following analytes: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cl⁻, Glucose, Lactate, Urea*, Creatinine* and tCO₂. Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is also developed to verify calibration, operating temperature and performance characteristics.

*Cl-, Urea, Creatinine and Mg++ are not available in Canada

IVD Medical Device

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 complies with the IVD Directive 98/79/EC for Medical Devices and carries the CE mark.

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 complies with the following US codes of Federal Regulations (CFR): 42 CFR part 72 and 21 CFR parts 606, 640 and 820.

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is for in vitro diagnostic use only.

Summary

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is an assayed blood gas, electrolyte and metabolite reference material, to verify the precision and accuracy of the epoeb® Blood Analysis System. Each ampule contains 2.5 mL solution.

Reagents

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 controls are prepared using salts in a physiologically buffered matrix. Tonometry with predetermined levels of oxygen and carbon dioxide balanced with nitrogen and different salt concentrations provide a distinct level for each parameter; simulating clinically significant ranges of acid-base status, respiratory function, renal function, glucose and lactate concentration. Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 controls contain no preservatives, viscosity adjusters or other additives that might adversely effect electrode measurements.

Storage and Stability

Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 can be stored at a temperature of 2-8 °C (35-46 °F). Stored unopened at this temperature it is guaranteed stable as indicated until the expiry date on the ampules and ampule box. Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is stable for 1 week at room temperature (unopened ampules). Do not refrigerate the product after it has been brought to room temperature! After opening the ampule, Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is stable for 30 seconds.

Procedures

- Remove the appropriate amount of ampules from box and tray. Equilibrate the ampule(s) for a minimum of 1 hour to a temperature as close to 22 °C (71.6 °F) as possible.
- Immediately before use, shake the ampule vigorously for at least fifteen seconds to re-equilibrate the gases with the solution. When shaking, the ampule should be held between the thumb and index finger.
- Swift the ampule gently to return the solution to the bottom of the ampule. Allow any bubbles to rise before opening the ampule.
- Protect fingers with gauze, tissue or gloves.
- Hold ampule with the colored dot facing up. Snap off the neck of the ampule in the opposite direction of the colored dot. Please read the OPC instruction leaflet for more details.**
- Within 30 seconds, follow the sampling procedure according to the instructions in the operating manual of your epic Blood Analysis System.
- Please refer to local guidelines for recommended frequency of use.

Precautions

- For in vitro diagnostic use only.
- These products should not be disposed of in general waste. Consult local environmental authorities for proper disposal.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is not to be used as a calibrator.

Expected Results
Values are obtained by measurements on epic® Blood Analysis System using BGEM test cards. The assigned values are available from <http://www.epocal.com>, tabulated for each fluid lot number and sensor configuration. Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is intended for professional use in the verification of the instrument performance.

Phase Note

- The values in the table are applicable only to the assigned fluid lot number, the applicable epic® Blood Analysis System sensor configuration and at sea level.
- Incorrect sampling, storage, or other mishandling may cause the readings to deviate from the target values.
- The pO₂ values of Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 vary inversely with temperature changes. For each °C change in temperatures between 18 °C and 26 °C (between 64.5 °F and 79 °F), the pO₂ changes 1.5% in the low level, 1.1% in the normal and 0.5% in the high level. To obtain a high degree of correlation with the values in the table, the ampules should be equilibrated as close to 22 °C (71.6 °F) as possible.
- Once the ampule is opened, room temperature has no significant effect on pH values.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is sensitive to most of the instrument related factors that can cause unexpected analytical deviations.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 controls do not contain protein and therefore may not detect malfunctions sensitive to these components.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1 is very sensitive to room air contamination. When sampling the fluid within 30 seconds, the error is less than 2% over the entire range in all levels*. The effect of room air on pH is negligible.

*Numbers are based on open ampule testing.

This product has been manufactured according to Eurotrol specifications.

For further information please contact:

Eurotrol B.V., The Netherlands, Phone +31 318 695 777, Fax +31 318 695 770
E-mail office@eurotrol.com, www.eurotrol.com
Eurotrol Inc., USA, Toll free phone 1-866-234-5754, Main phone 1-978-598-3779, Fax 1-978-598-3780, E-mail officeUSA@eurotrol.com, www.eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, The Netherlands

Symbols used	
	Attention, see instructions for use
	Use by
	Temperature limitation
	In Vitro Diagnostic Medical Device
	Manufacturer
	CE Mark

NL Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1

Toepassing

Eurotrol GAS-ISE Metabolites is een kwaliteitscontrolemateriaal met toegekende waarden voor professioneel gebruik bij het controleren van de precisie en nauwkeurigheid van het epoeb® Blood Analysis System. GAS-ISE Metabolites is ontwikkeld om de volgende parameters te testen: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cr, Glucose, Lactaat, Ureë, Creatinine en tCO₂. Eurotrol GAS-ISE Metabolites is tevens ontwikkeld om de juiste werktemperatuur en andere prestatiekenmerken te controleren.

IVD Medisch Hulpmiddel

Eurotrol GAS-ISE Metabolites voldoet aan de Europese Richtlijn 98/79/EG betreffende Medische Hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek en draagt het CE-keurmerk.

Eurotrol GAS-ISE Metabolites is uitsluitend bestemd voor professioneel in vitro diagnostisch gebruik.

Samenvatting

Eurotrol GAS-ISE Metabolites is een kwaliteitscontrolemateriaal, verkrijgbaar op vijf niveaus, elk met bekende concentraties.

Reagentia

Eurotrol GAS-ISE Metabolites is beschikbaar in fysiologisch relevante niveaus. Elke ampul bevat 2.5 mL vloeistof. Eurotrol GAS-ISE Metabolites is samengesteld uit zouten in een fysiologisch gebufferde matrix. Tonometrie met vast vooren bepaalde niveaus van zuurstof, koolzuur, atkstofoxidegasen en verschillende zoutconcentraties, resulteren in vijf fysiologisch relevante niveaus voor elke parameter. Hiermee worden klinisch belangrijke gebieden van de zuur-base- en elektrolytbalans, functie van de ademhaling, nierfunctie en glucose- en lactaatconcentratie weergegeven. Eurotrol GAS-ISE Metabolites contains bevatten geen conserveringsmiddelen; viscositeitsregelaars of andere toevoegingen die de elektroden of metingen nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

Oplag en stabiliteit

Eurotrol GAS-ISE Metabolites kan bewaard worden bij een temperatuur van 2-8 °C. Ongeopend bewaard bij deze temperatuur is het product gegarandeerd stabiel tot de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de ampul en op de buitenverpakking. Na het openen van de ampul is Eurotrol GAS-ISE Metabolites stabiel gedurende 30 seconden.

Procedures

- Haal het benodigde aantal ampullen uit de verpakking. Incubeer de ampul(en) gedurende ten minste één uur bij een temperatuur die zo dicht mogelijk bij 22 °C ligt.
- Schud, vlak voor gebruik, de ampul gedurende 15 seconden om de gassen opnieuw in evenwicht te brengen met de oplossing. De ampul houdt men daarbij tussen duim en wijsvinger.
- Zwenk de ampul voorzichtig zodat de vloeistof naar de bodem kan terugkeren. Laat de gasbelletjes onthoofd komen alvorens de ampul te openen.
4. Bescherm de vingers met verbandgaze, tissue of handschoenen.
- Houd de ampul met de gekleurde stip naar boven gericht. Breek de hals van de ampul af in tegenovergestelde richting van de gekleurde stip. Lees ook de bijgevoegde OPC-instructies.**
- Volg binnen 30 seconden de procedure van bemonsteren volgens de instructies in de handleiding van het epic Blood Analysis System.
- Raadpleeg de plaatselijk geldende richtlijnen voor de aanbevolen gebruiksfrequentie

Voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik.

- Voorom dat deze producten in het algemene afvalcircuit terecht komen. Volg de ter plaatse geldende regels voor verontreinigde afvalverwerking.
- Eurotrol GAS-ISE dient niet gebruikt te worden voor kalibratiedoelendelen.

Verwachte resultaten

Toegekende waarden zijn verkregen door middel van metingen op het epic® Blood Analysis System met gebruikmakng van BGEM test cards. De toegekende waarden zijn beschikbaar in tabellvorm en gerangschikt naar lotnummer en sensorconfiguratie via <http://www.epocal.com>. Eurotrol GAS-ISE Metabolites is een kwaliteitscontrolemateriaal voor professioneel gebruik bij het controleren van de precisie en nauwkeurigheid van het epic® Blood Analysis System.

- De waarden in de tabel zijn alleen toepasbaar voor het aangegeven lotnummer en op zeeniveau en gelden alleen voor de aangegeven epic® Blood Analysis System sensorconfiguratie.
- Onjuiste bemonstering, bewaarcondities of elke andere wijze van foutieve behandeling kunnen meetwaarden geven die afwijken van de doelwaarden.
- De pO₂ waarden van Eurotrol GAS-ISE Metabolites variëren omgekeerd evenredig met temperatuurveranderingen. Voor elke °C verandering in temperatuur tussen 18 °C en 26 °C, verandert de pO₂ 1.5% bij fysiologisch lage pO₂waarden, 1.1% bij fysiologisch normale pO₂ waarden en 0.5% bij fysiologisch hoge pO₂ waarden. Om een grote graad van correlatie te verkrijgen met de waarden in de tabel, moeten de ampullen zo dicht mogelijk bij 22 °C geëquilibreerd worden.
- Na openen heeft de temperatuur geen significante invloed op de pH waarde.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites is gevoelig voor de meeste instrumentgerelateerde factoren die onverwachte analytische afwijkingen kunnen veroorzaken.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites contains bevatten geen eiwit en kunnen daarom geen afwijkingen aantonen die gerelateerd zijn aan deze component(en).
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites is zeer gevoelig voor contaminatie met lucht. Wanneer de vloeistof binnen 30 seconden wordt bemonstard, dan is de fout minder dan 2% over het gehele gebied in alle niveaus*. De invloed van lucht op de pH is te verwaarlozen.

*Deze getallen zijn gebaseerd op het testen van geopende ampullen.

Dit product is vervaardigd volgens de specificaties van Eurotrol.

Neem voor informatie contact op met:

Eurotrol B.V., Nederland, Telefoon +31 318 695 777, Fax +31 318 695 770, E-Mail office@eurotrol.com, www.eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Nederland

Gebruikte symbolen	
	Opgelet, lees de gebruiksaanwijzing
	Te gebruiken voor
	In Vitro Diagnostisch Medisch Hulpmiddel
	Productent
	Productieidatum
	Lotnummer
	Bewaartemperatuur
	Referentienummer
	CE-merkteken

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Nederland

Gebruikte symbolen	
	Opgelet, lees de gebruiksaanwijzing
	Te gebruiken voor
	In Vitro Diagnostisch Medisch Hulpmiddel
	Productent
	Productieidatum
	Lotnummer
	Bewaartemperatuur
	Referentienummer
	CE-merkteken

DE Eurotrol GAS-ISE Metabolites - Level 1

Verwendungs Zweck

Bei Eurotrol GAS-ISE Metabolites handelt es sich um geprüfftes Blutgas-, Elektrolyt- und Metabolit-Referenzmaterial für die Verifizierung der Präzision und Exaktheit des epoeb® Blood Analysis System. Eurotrol GAS-ISE Metabolites wurde für die Testung der folgenden Analyten entwickelt: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cr-, Glucose, Laktat, Harnstoff, Kreatinin und tCO₂. Eurotrol GAS-ISE Metabolites dient außerdem der Verifizierung von Kalibrierungen, Betriebsparametern und anderen Leistungsmerkmalen.

Medizinisches Gerät für die In-vitro-Diagnostik

Eurotrol GAS-ISE Metabolites erfüllt die Vorgaben der EU-Richtlinie 98/79/EC über medizinische Geräte für die In-vitro-Diagnostik und wurde mit dem CE-Zeichen ausgestattet. Eurotrol GAS-ISE Metabolites darf nur für die In-vitro-Diagnostik verwendet werden.

Zusammenfassung

Bei Eurotrol GAS-ISE Metabolites handelt es sich um Lösungen zur Qualitätskontrolle mit fünf festgelegten Konzentrationsbereichen.

Reagenzien

Eurotrol GAS-ISE Metabolites ist für physiologisch relevante Konzentrationsbereiche erhältlich. Jede Ampulle enthält 2.5 mL Lösung. Die Kontrolllösungen Eurotrol GAS-ISE Metabolites werden auf der Grundlage von Salzen in physiologischer Puffermatrix hergestellt. Festgelegte Sauerstoff- und Kohlendioxidkonzentrationen, des Gleichgewicht gebracht mit Stickstoff und Sätzen in verschiedenen Konzentrationen, erlauben eine Tonometrie in fünf einzelnen Konzentrationsbereichen für jeden Parameter. Simuliert werden klinisch signifikante Bereiche für Säure-Basen- und Elektrolythaushalt, Atemfunktion, Nierenfunktion sowie Glucose- und Laktatkonzentration. Die Kontrolllösungen Eurotrol GAS-ISE Metabolites enthalten keine Konservierungsmittel, Mittel zur Einstellung der Viskosität oder andere Zusatzstoffe, die einen negativen Einfluss auf die Elektrodenmessungen haben könnten.

Lagerung und Haltbarkeit

Eurotrol GAS-ISE Metabolites kann bei einer Temperatur zwischen 2 und 8 °C gelagert werden. Bei einer Lagerung der ungeöffneten Ampullen in diesem Temperaturbereich wird die angegebene Stabilität der Lösungen bis zum auf den Ampullen und der Umverpackung angegebenen Verfallsdatum garantiert. Bei Raumtemperatur ist Eurotrol GAS-ISE Metabolites eine Woche lang stabil (ungeöffnete Ampullen). Nach dem Erreichen der Raumtemperatur darf die Lösung nicht mehr gekühlt werden! Nach dem Öffnung der Ampullen ist Eurotrol GAS-ISE Metabolites dreißig Sekunden lang stabil.

Anweisungen für die Verwendung des Produkts

- Erforderliche Anzahl an Ampullen aus der Packung entnehmen. Ampulle(n) mindestens eine Stunde lang bei einer Temperatur äquilibrieren, die möglichst exakt bei 22 °C liegen sollte.
- Unmittelbar vor der Verwendung Ampulle(n) mindestens fünfzehn Sekunden lang kräftig schütteln, um die Gase ausreichend mit der Lösung zu vermischen. Zum Schütteln, Ampulle(n) zwischen Daumen und Zeigefinger halten.
- Ampulle(n) vorsichtig schwenken, damit sich die Lösung wieder am Boden der Ampulle(n) absetzt. Ampulle(n) erst öffnen, nachdem eventuell vorhandene Bläschen an die Oberfläche gesiegen sind.
- Handelt es sich um eine geschlossene Ampulle, so sollte die Ampulle(n) vorsichtig geschüttelt werden.
- Ampulle(n) mit dem farbigen markierten Punkt nach oben halten und Ampullenhals in die gegenüberliegende Richtung abbrechen. Weitere Hinweise siehe Anleitungsbliatt für OPC-Ampullen (Brechampullen mit One-Point-Test).**
- Handelt es sich um eine geschlossene Ampulle, so sollte die Ampulle(n) vorsichtig geschüttelt werden.
- Testverfahren gemäß Bedienungsanleitung des epic Blood Analysis System innerhalb von dreißig Sekunden durchführen.
- Empfohlene Anwendungsfrequenz siehe entsprechende Leitlinien vor Ort.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

- Nur für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.
- Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Anweisungen für eine ordnungsgemäße Entsorgung sind beim jeweils zuständigen Umweltamt zu erfragen.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites nicht als Kalibrator verwenden.

Zu erwartende Ergebnisse

Entsprechende Messwerte werden auf der Grundlage von Messungen durch das epic® Blood Analysis System unter Verwendung von BGEM-Testkarten erzielt. Die entsprechenden Werte sind unter <http://www.epocal.com> in Tabellenform für alle Flüssigkeits-Chargennumern und Sensorkonfigurationen erhältlich. Eurotrol GAS-ISE Metabolites ist für die professionelle Anwendung zur Prüfung der Geräteleistung bestimmt.

Weitere Hinweise

- Die Werte in den Tabellen beziehen sich lediglich auf die zugeordnete Flüssigkeits-Chargennummer, die zu verwendende Sensorkonfiguration für das epic® Blood Analysis System und Meereshöhe.
- Fehler bei der Probenentnahme oder Lagerung oder andere Handhabungsfehler können zu den Zielwerten abweichenden Messwerten führen.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites enthalten kein Protein. Fehlfunktionen mit Empfindlichkeit für solche Bestandteile können somit eventuell nicht festgestellt werden.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites reagiert sehr empfindlich auf Kontamination durch Raumluft. Bei einer Prüfung der Flüssigkeit innerhalb von dreißig Sekunden liegt die Fehlerquote bei unter 2% in allen Bereichen und über alle Konzentrationstufen hinweg. Die Auswirkungen der Raumluft auf den pH-Wert sind vernachlässigbar.

*Zahlen basieren auf Testwerten mit offenen Ampullen.

Das vorliegende Produkt wurde gemäß Spezifikationen von Eurotrol hergestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Eurotrol B.V., Niederlande, Tel. +31 318 695 777, Fax +31 318 695 770

E-Mail office@eurotrol.com, www.eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Niederlande

Verwendete Symbole	
	Aufmerksamkeit, lesen Sie Bedienungsanleitung
	Verwendbar bis
	Medizinisches Gerät für die
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Chargennummer
	Temperaturbereich
	Referenznummer
	CE-Zeichen

Avsedd användning

Eurotrol GAS-ISE Metabolites är ett analyserat referensmaterial för blodgasar, elektrolyter och metaboller, för verifiering av precisionen och noggrannheten hos epoeb® Blood Analysis System. Eurotrol GAS-ISE Metabolites är avsett för testning av följande analyter: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cl-, glukos, laktat, urea, kreatinin och tCO₂. Eurotrol GAS-ISE Metabolites är även avsett för verifiering av kalibrering, driftprestation och andra prestandagängeskaper.

*Zahlen basieren auf Testwerten mit offenen Ampullen.

Das vorliegende Produkt wurde gemäß Spezifikationen von Eurotrol hergestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Eurotrol B.V., Niederlande, Tel. +31 318 695 777, Fax +31 318 695 770

E-Mail office@eurotrol.com, www.eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Niederlande

Verwendete Symbole	
	Aufmerksamkeit, lesen Sie Bedienungsanleitung
	Verwendbar bis
	Medizinisches Gerät für die
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Chargennummer
	Temperaturbereich
	Referenznummer
	CE-Zeichen

Avsedd användning

Eurotrol GAS-ISE Metabolites är ett analyserat referensmaterial för blodgasar, elektrolyter och metaboller, för verifiering av precisionen och noggrannheten hos epoeb® Blood Analysis System. Eurotrol GAS-ISE Metabolites är avsett för testning av följande analyter: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cl-, glukos, laktat, urea, kreatinin och tCO₂. Eurotrol GAS-ISE Metabolites är även avsett för verifiering av kalibrering, driftprestation och andra prestandagängeskaper.

*Zahlen basieren auf Testwerten mit offenen Ampullen.

Das vorliegende Produkt wurde gemäß Spezifikationen von Eurotrol hergestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Eurotrol B.V., Niederlande, Tel. +31 318 695 777, Fax +31 318 695 770

E-Mail office@eurotrol.com, www.eurotrol.com

Eurotrol B.V., Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Nederland

- Voorom dat deze producten in het algemene afvalcircuit terecht komen. Volg de ter plaatse geldende regels voor verontreinigde afvalverwerking.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites är ett kvalitetskontrollmaterial i fem olika nivåer, var och en med kända koncentrationer

Reagens

Eurotrol GAS-ISE Metabolites ger fysiologiskt relevanta nivåer och levereras i ampuller om 2.5 mL lösning. Eurotrol GAS-ISE Metabolites-kontrollerna framställs genom upplösning av olika salter i en fysiologiskt buffrad matris. Tonometri med i förväg fastställda nivåer av syrgas och koldioxid balanserade med vävde och olika saltkoncentrationer ger fem distinkta nivåer för varje parameter, som simulerar de kliniskt relevanta områdena för syrabas- och elektrolytbalans, respiratorisk funktion, njurfunktion, glukos- och laktatkonzentration. Eurotrol GAS-ISE Metabolites-kontrollerna innehåller inga konserveringsmedel, viskositetsreglerande medel eller andra tillsatser som skulle kunna påverka elektrodmätningarna på ett negativt sätt.

Förvarning och stabilitet

Eurotrol GAS-ISE Metabolites kan förvaras vid 2-8 °C. När kontrollen förvaras öppnad vid denna temperatur garanteras stabiliteten från till det utgångsdatum som anges på ampullen och på ytterkartongen. Eurotrol GAS-ISE Metabolites är stabilt i 1 vecka vid rumstemperatur (öppnade ampuller). Produkten får inte kylas på efter att den har varit anslagen rumstemperatur. Efter att ampullen öppnats är Eurotrol GAS-ISE Metabolites stabilt i 30 sekunder.

Anvisningar

- Ta fram lämpligt antal ampuller ur lådan och fråget. Låt ampullen/ampullerna jämnas ut mellan en minst 1 timme till en temperatur så nära 22 °C som möjligt.
- Skaka ampullen kraftigt omedelbart före användning under minst 15 sekunder för att jämnvika gaserna med lösningen. Håll ampullen mellan tummen och pekfingret när du skakar den.
- Snurra ampullen försiktigt så att all lösning sjunker till ampullens botten. Låt eventuella bubblor stiga upp innan du öppnar ampullen.
- Skydda fingrarna med gasväv, pappershanduk eller handskar.
- Håll ampullen med den färgade prickan uppåt. Bryt av halsen på ampullen i motsatt riktning mot den färgade prickan. Läs biletet med OPC-anvisningar för mer information.**
- Följ inom 30 sekunder provtagningsanvisningarna i drifthandboken till epic Blood Analysis System.
- Se lokala rekommendationer för hur ofta kontrollmaterial ska analyseras.

Förskriftsstadgatalgrä

- Endast för in-vitro-diagnostiskt bruk.
- Dessa produkter får ej laggas bland vanligt brännbart avfall. Kontakta lokala miljömyndigheter för anvisningar för korrekt avfallshandtering.
- Eurotrol GAS-ISE Metabolites får ej användas som kalibreringslösning.

Förväntade resultat

</

