



RÜSCH®

CrystalClear (PVC)

en Tracheostomy Cannula (cuffed)
de Tracheostomiekannüle (mit Cuff)
fr Canule de trachéostomie (avec ballonnet)
es Cánula de traqueostomía (con balón)
it Cannula per tracheostomia (con cuffia)
pt Cânula de traqueostomia (com balão)
sv Trakeostomikanyl (med kuff)
nl Tracheostomie canule (met cuff)
gr Tracheostomikanyli (med cuff)
tr Trakestomi Kanülü (balonlu)
pl Rurka tracheostomijna z mankietem

REF **121610** Cuffed

(IPN042035)

SIZE I.D.: **4.0mm**


Qty 5

O.D.: 5.9mm
A: 18.0mm
B: 0mm
C: 36.0mm
L (Centre line): 54.0mm
Cuff Ø: 12.0mm
Angle° Ø: 95°

LOT **KME22M0810** **STERILE EO**

 Not made with natural rubber latex

 2022-12-09



 2025-11-30

Rx Only  **DEHP**

CE 0124



Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Made in Malaysia

EC REP

Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



(01)24026704196900
(17)251130
(11)221209
(10)KME22M0810

LBL00134-00134121

TRACHEOSTOMY TUBES & CANNULAS
SYSTEM - SISTEMA DE TUBOS Y CÁNULAS
DE TRAQUEOTOMÍA
Importado por

TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S
Carrera 16 #97 - 46, Piso 6,
Bogotá, COLOMBIA

Registro Sanitario N°. INVIMA 2020DM-0021827

RiSCH

RUSCH

Storage conditions:

Store in clean dry conditions

away from heat and light.

For sterile product:

Contents sterile providing

individual packs are undamaged

and unopened.

CAUTION: Federal Law

restricts this device to sale

by, or on the order of, a

physician. For USA and

Canada only.

WARNING: Do not use

lubricants with a petroleum base.

Lagerungshinweise:

Liebeschützt, sauber,

trocken und fern vom

Licht lagern.

Für sterile Produkte:

Sterilität nur bei

unbeschädigter und

ungeöffneter Verpackung

garantiert.

ACHTUNG: Keine petroleumhaltigen

Schmiermittel verwenden.

Indications pour le stockage:

Stocker dans un endroit propre

et sec, à l'abri de la lumière et de

la chaleur.

Pour produits stériles:

Sterilité garantie si l'emballage

est intact et non défectueux.

AVERTISSEMENT:

Pour les Etats-Unis et le Canada

uniquement, la vente et l'utilisation

sans l'autorisation d'un médecin

sont interdites.

ATTENTION: Ne pas utiliser de

lubrifiants à base de pétrole.

Instrucciones para

el almacenaje:

Almacenar en un ambiente

limpio, fresco y seco, sin recibir

la luz directa.

Para productos estériles:

Contenido estéril, siempre que

no se haya dañado o abierto el

envase.

ATENCIÓN: No usar lubricantes

a base de petróleo.

Istruzioni per

l'immagazzinamento:

Conservare in luogo pulito, fresco

e asciutto, lontano dalla luce.

Per prodotti sterili:

Contenuto sterile purché la

confezione sia intatta e non aperta.

AVVERTENZA: Non lubrificare

con prodotti a base di petrolio.

Indicações para armazenar:

Guardar num local limpo,

fresco e seco, no atingido da luz.

Para produtos esterilizados:

Esterilização garantida se a

embalagem estiver intacta e

não deteriorada.

ATENÇÃO: Não usar lubrificantes

a base de petróleo.

Lagringsföreskrifter:

Förvaras i ren och torr miljö,

skyddad mot ljus- och värme-

strålning.

För sterila produkter:

Steriliteten garanteras

endast så länge förpackningen

är oöppnad och obeskadad.

WARNING: Använd inte

petroleumbaserade glidmedel.

Instructies voor het

bewaren:

Bewaer het product op een

droge, schone, koele en

donkere plaats.

Voor steriele producten:

Steriliteit is slechts

garandeerd bij

onbeschadigde en

ongepengde verpakking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen

glidmiddel op petroleum basis.

Opbevaring:

Mit rein und trocken für direkte

lys, skal opbevares tørt,

kølt og mørkt.

För sterila produkter:

Produktets sterilitet garanteras

kun ved ubeskadiget og

ukøbt emballage.

ADVARSEL: Brug ikke glidemiddel

indeholdende petroleum base.



RÜSCH

RÜSCH®

CrystalClear (PVC)

en Tracheostomy Cannula (cuffed)
de Tracheostomiekannüle (mit Cuff)
fr Canule de trachéotomie (avec ballonnet)
es Cánula de traqueotomía (con balón)
it Cannula per tracheostomia (con cuffia)
pl Cannała de tracheostomia (z cieni balonu)
sv Trakeostomikanyl (med kuff)
nl Tracheostomie canule (met cuff)
da Tracheostomikanyla (med cuff)
tr Trakestomi Kanülü (balonlu)
pl Rurka tracheostomijna z mankietem

REF 121610 Cuffed

(IPN042035)

SIZE I.D.: 4.0mm

Qty 5

O.D.: 5.9mm
A: 18.0mm
B: 0mm
C: 36.0mm
L (Centre line): 54.0mm
Cuff Ø: 12.0mm
Angle Ø: 95°

LOT KME22M0810

STERILE

Not made with natural rubber latex

2022-12-09

2025-11-30

Rx Only

DBP

CE 0124

Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kemuning, Perak, Malaysia
Made in Malaysia

EC REP

Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



(01)24026704196900
(17)251130
(11)221209
(10)KME22M0810

LEL028574-POD (11021)

TRACHEOSTOMY TUBES & CANNULAS
SYSTEM - SISTEMA DE TUBOS Y CÁNULAS
DE TRAQUEOTOMÍA
Importado por

TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S
Carrera 16 #97 - 46, Piso 6,
Bogotá, COLOMBIA

Registro Sanitario N°. INVIMA 2020DM-0021827

RÜSCH

RÜSCH

Tracheostomy Cannula
Tracheostomiekanüle
Canule de trachéostomie
Cannula de traqueostomia
Cânula de traqueostomia
Trakeostomikanyl
Tracheostomie canule
Tracheostomikanyl
Trakeostomi Kanüli
Rurka tracheostomijna



CrystalClear (PVC)

REF 121610 Cuffed

(IPN042035)

SIZE I.D.: 4.0mm

LOT KME22M0810 Qty 1

EXP 2025-11-30

EXP 2022-12-09

Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Made in Malaysia



EC REP

Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



(01)14026704196903

(17)251130





(11)221209

(10)KME22M0810

O.D.: 5.9mm A: 18.0mm
B: 0mm C: 36.0mm
L (Centre line): 54.0mm
Cuff Ø: 12.0mm
Angle Ø: 95°

STERILE

Not made with natural
rubber latex



teleflex®

LBLO28573 R00 (10/21)

Contents sterile providing pack is
undamaged and unopened. Store in
clean dry conditions away from heat and
light.
CAUTION: Federal Law restricts this
device to sale by, or on the order of, a
physician. For USA and Canada only.

Sterilität nur bei unbeschädigter
und ungeöffneter Verpackung
garantiert. Lichtgeschützt,
sauber, trocken und kühl lagern.

Sterilité garantie si l'emballage est intact et
non défectueux. Stocker dans un endroit
propre et sec, à l'abri de la lumière et de la
chaleur.
AVERTISSEMENT: Pour les États-Unis et le
Canada uniquement, la vente et l'utilisation
sans l'autorisation d'un médecin sont
interdites.

Contenido estéril, siempre
que no se haya dañado y
no se haya abierto. Conservar en
lugar limpio, fresco y seco, sin
exposición a la luz directa.