

ALTITUDE™

SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO TRES CÁMARAS-SECO


Ficha Técnica

Marca:	ALTITUDE
Clasificación de riesgo:	IIA
Método de esterilización:	ETO
Vida útil:	60 Meses

La unidad de drenaje torácico (UDT) Altitude™ es una UDT de succión seca que se utiliza para restablecer la presión negativa dentro del espacio pleural.

1. Información básica del producto

- La UDT incorpora tres cámaras básicas: una cámara de recolección para monitorear el volumen, la velocidad y la naturaleza del drenaje; una cámara de sello de agua que actúa como una válvula unidireccional, así como una ventana al espacio pleural del paciente; y un regulador mecánico de succión en seco para controlar la succión y ayudar a volver a expandir el pulmón.
- Estéril / Desechable.
- Con doble envoltura para presentación en campo estéril.
- Capacidad: 2.500 CC.
- Fabricado en policarbonato transparente.
- Columna blanca indicadora de niveles de drenaje.
- Conector estriado universal para tubo de tórax
- Manguera flexible de Kraton (hipoalergénica, autosellable)
- Manija de sujeción / Manijas metálicas para colgar en cama.
- Pie giratorio en 90 grados para mayor estabilidad al colocarlo en el piso.
- Válvula de flotación antirreflujo incorporada en la unidad de drenaje torácico, impide el paso de líquido desde el sello de agua a la cámara de recolección, durante los períodos de elevada negatividad
- Regulador mecánico la unidad de drenaje torácico Altitude permite mantener niveles precisos de vacío en el paciente.
- Presión negativa fija, parte desde los -10 y los -40mmHg.
- Sello de agua posee una esfera de azul de metileno que en contacto con el agua estéril, tiñe esta de color azul como indicador.
- Indicador de aspiración que permite verificar que se está aplicando el nivel mínimo requerido de la fuente de aspiración a la conexión del regulador de la fuente.
- El indicador de vacío en el paciente permite confirmar que hay presión negativa en la cámara de recolección y en el espacio pleural del paciente.
- Aparecerá el símbolo de un pulmón en la ventana del indicador de vacío en el paciente, cuando haya vacío en el paciente.



- Válvula de flotación antirreflujo incorporada en la unidad de drenaje torácico, impide el paso de líquido desde el sello de agua a la cámara de recolección, durante los períodos de elevada negatividad.

2. Otras Especificaciones

- Asegúrese de llenar la cámara "Sello de agua" hasta la línea de marca.
- Pinzar el tubo de tórax antes de conectar a la tubería (Kraton).
- Siga las instrucciones del fabricante para el montaje del sistema.

3. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
8888571370	Sistema de drenaje torácico tres cámaras seco	CAJA X 5 unidades.

Número de Registro INVIMA 2018DM-0018811
Fecha Vencimiento registro 25/10/2028
Fabricante : COVIDIEN LLC- 15 HAMPSHIRE - USA