




Bladeless Trocar Trocart sans lame Bladeless Trokar ohne Klinge Trocar senza lama Trocarte sem Lâmina Trócar sin hoja Lemmetloze trocar Trokar uden blad Terätön troakaari Τροκάρ χωρίς λεπίδες Trubbig troakar Trokar bezostrzowy Él nélküli szúrócsap Trokar bez ostří Bezčepieľkový trokár Trokar uten blad Bıçaksız Trokar Троакар без лезвия Terata trokaar Bezasmens troakārs Beašmenis troakaras Троакар без острие Troakar bez oštrice Trokar brez rezila Трокар без сечило Трокар без ножа Троакар без сјечива 微创穿刺器




# Please read all information carefully.

Failure to properly follow the instructions may lead to serious surgical consequences.

Important: This package insert is designed to provide instructions for use of the ENDOPATH  $^{\textcircled{R}}$  XCEL $^{\text{TM}}$  Bladeless Trocar. It is not a reference to trocar insertion techniques.



Instructions, Instructions, Gebrauchsanweisung, Istruzioni, Instruções, Instrucciones, Instructies, Brugervejledning, Ohjeet, Обղγієς, Anvisningar, Instrukcje, Utasítások, Návod k použití, Návod na použitie, Instruksjoner, Talimatlar, Инструкции, Kasutusjuhend, Instrukcijas, Instrukcija, Инструкции, Upute, Navodila, Упатства, Упутства, Упутства, 使用说明



# ENDOPATH<sup>®</sup>XCEL™ Trócar sin hoja

#### Lea toda la información cuidadosamente.

No seguir las instrucciones correctamente puede provocar serias consecuencias quirúrgicas.

Importante: Este manual ha sido diseñado para ofrecer instrucciones de uso del Trócar sin hoja ENDOPATH<sup>®</sup> XCEL™. No es una guía de técnicas quirúrgicas para la inserción de trócares.

#### Indicaciones

El trócar sin hoja ENDOPATH<sup>®</sup> XCEL™ se utiliza en intervenciones quirúrgicas abdominales, torácicas y ginecológicas mínimamente invasivas, para crear una vía de acceso para instrumentos endoscópicos. El trócar puede utilizarse, con o sin visualización, para introducciones primarias y secundarias.

#### Contraindicaciones

Este instrumento no debe utilizarse cuando las técnicas mínimamente invasivas están contraindicadas.

El trócar sin hoja, con o sin un mango de pistola integrado, es un instrumento estéril, para uso en un solo paciente, que consiste en una cánula radiotransparente y un obturador, de 5, 8, 11, 12 y 15 mm de diámetro. El obturador contiene un elemento óptico transparente y cónico. Los obturadores de 5, 11 y 12 mm de diámetro permiten acoplarse a un endoscopio de 0º de tamaño adecuado y proporcionan una visibilidad de capas individuales de tejido durante la inserción. Los instrumentos de 8 y 15 mm no proporciona la capacidad de entrada óptica. La cánula del trócar para los instrumentos de 8, 11, 12 y 15 mm contiene dos membranas: una membrana externa, integrada, autoajustable y extraíble, que puede acoplarse a instrumentos de 5 a 15 mm de diámetro en los casos en que esté indicado, y una membrana interna. En conjunto, estas dos membranas reducen al mínimo las fugas de gas al introducir o retirar los instrumentos del trócar. La cánula del trócar de 5 mm no contiene una membrana externa integrada y extraíble, y sólo puede acoplarse a los instrumentos de 5 mm. Una llave es compatible con conectores luer lock estándar y permite establecer conexiones para insuflar y desinflar gases. La llave está en la posición cerrada si está paralela a la cánula.

## Sección clínica

Ejemplos de procedimientos en los que puede utilizarse trócares:

Abdominals	Torácicos	Ginecológicos
Colecistectomía Apendectomía Yeyunectomía Bandeo gástrico	Resección en cuña	Histerectomía Ligamiento de Trompas

llus	tración y nomenclatura (ilustración 1)		
1.	Obturador	7.	Palanca de liberación de la membrana
2.	Mango del obturador		externa
3.	Mango de pistola	8.	Llave de conexión
4.	Leva de fijación de la óptica	9.	Cánula lisa del trócar
	(alojada en el mango del obturador)	10.	Cánula de estabilidad del trócar
5.	Pestaña de fijación del obturador	11.	Elemento óptico
	(alojada en el mango del obturador)	12.	Punta sin hoja
6	Membrana externa	13	Símbolo de la nunta sin boia

# Instrucciones de uso

Verifique la compatibilidad de todos los instrumentos y accesorios antes de usar este instrumento (consulte Advertencias y Precauciones).

Antes de introducir el trócar, prepare al paciente de acuerdo con las técnicas quirúrgicas adecuadas.

## IMPORTANTE: Se recomienda seguir las siguientes instrucciones para asegurar una comprensión adecuada de la técnica de inserción adecuada para el trócar sin hoja.

- La eficacia del trócar sin hoja depende de reconocer y diferenciar entre las capas de tejidos. En consecuencia, utilice el trócar sin hoja como puerto secundario después de la insuflación, para adquirir experiencia en la visualización de las capas de teiido.
- Una vez que haya adquirido experiencia con la técnica anterior, puede introducir el trócar sin hoja como puerto primario después de la insuflación.
- Cuando se haya perfeccionado en el uso del instrumento, puede introducir el trócar sin hoja sin

## Siga los siguientes pasos para la inserción del trócar sin hoja de 5, 11 y 12 mm, con el uso de un endoscopio.

- Según técnica estéril, retire el instrumento del envase. Para evitar que se dañe, no lo suelte bruscamente sobre el campo estéril.
- El obturador del trócar y la cánula están envasados sin montar. Para montarlos, retire del obturador y de la cánula del trócar la cubierta de la punta protectora y deséchela. Monte el trócar introduciendo el obturador en la cánula del trócar hasta que se acoplen fijamente.
  - Nota: El trócar viene envasado con la llave de conexión en la posición abierta. Antes de comenzar la utilización, cierre la llave de conexión. La llave está en la posición cerrada cuando la palanca de la llave está paralela a la cánula.
- Conecte el endoscopio de 0º del tamaño adecuado al suministro de luz y al monitor, tal como se indica en las instrucciones del fabricante. Compruebe que el endoscopio se encuentra bien conectado y asegúrese de obtener una imagen nítida en el monitor.
- Introduzca el endoscopio en la abertura en el extremo proximal del obturador hasta que alcance la punta distal de este último (ilustración 2).
- Haga girar el endoscopio en la dirección deseada. Fije el endoscopio en el obturador con la leva de fijación de la óptica (ilustración 3).
- Para obtener una imagen nítida en el monitor, introduzca el endoscopio en el obturador, toque la punta del elemento óptico con una superficie blanda conveniente, y enfoque la cámara.
- Realice una incisión utilizando la técnica quirúrgica habitual para poder introducir el trócar. Nota: Si la incisión no es del tamaño adecuado, puede aumentar la resistencia y la fuerza requerida al intentar introducir el trócar y perderse el control del instrumento.
- Con un movimiento rotatorio de 30° a 90°, introduzca el obturador a través de la incisión de la piel. Aplique presión ligera y continua pero controlada hacia abajo sobre el obturador (ilustración 4). Visualice con el endoscopio y la cámara de vídeo la penetración de la punta del obturador a través de cada uno de los planos de tejido. Estos pueden visualizarse a medida que avanza la punta del
- Cuando el trócar se encuentre en la cavidad abdominal o torácica, presione las pestañas de fijación para extraer el obturador y el endoscopio, dejando la cánula en su lugar. Libere la leva de fijación de la óptica y extraiga el endoscopio del obturador. El mecanismo de la membrana interna de la cánula se cerrará automáticamente al retirar el obturador. El sistema de membranas mantiene una insuflación en ausencia de un instrumento en la cánula (ilustraciones 5 y 6).
- Para la insuflación conecte una línea de gas a la llave de conexión que se encuentra sobre la cánula del trócar y abra la llave. El sistema de membranas mantiene una insuflación en ausencia de un instrumento en la cánula
- Para extraer muestras durante la intervención, a excepción de la cánula del trócar de 5 mm, la membrana externa se puede extraer empujando en el sentido contrario a las agujas del reloj la palanca de liberación de la membrana externa y retirando la membrana externa, levantándola. Después de extraer la muestra, reemplace la membrana externa del trócar. Oriente el reductor para que quede alineado correctamente con la parte superior del trócar. Coloque las membranas sobre los orificios correspondientes en la parte superior del trócar y aplique presión hacia abajo para que el reductor quede asegurado en su lugar (ilustración 7).
  - Nota: La cánula del trócar de 5 mm no contiene una membrana externa extraíble.
- Al finalizar la intervención, retire la línea de gas. Abra la llave para desinflar rápidamente la cavidad abdominal

2

## Siga los siguientes pasos para la introducción del trócar sin hoja sin un endoscopio.

- 1 Según técnica estéril, retire el instrumento del envase. Para evitar que se dañe, no lo suelte bruscamente sobre el campo estéril.
- 2 El obturador del trócar y la cánula están envasados sin montar. Para montarlos, retire del obturador y de la cánula del trócar la cubierta de la punta protectora y deséchela. Monte el trócar introduciendo el obturador en la cánula del trócar hasta que se acoplen fijamente.
  - Nota: El trócar viene envasado con la llave de conexión en la posición abierta. Antes de comenzar la utilización, cierre la llave. La llave está en la posición cerrada cuando la palanca de la llave está paralela a la cámula
- Realice una incisión utilizando la técnica quirúrgica habitual para poder introducir el trócar. Nota: Si la incisión no es del tamaño adecuado, puede aumentar la resistencia y la fuerza requerida al intentar introducir el trócar y perderse el control del instrumento.
- 4 Con un movimiento rotatorio de 30° a 90°, introduzca el obturador a través de la incisión de la piel. Aplique presión ligera y continua pero controlada hacia abajo sobre el obturador (ilustración 4).
- 5 Cuando el trócar se encuentre en la cavidad abdominal o torácica, presione las pestañas de fijación para extraer el obturador, dejando la cánula en su lugar. El mecanismo de la membrana interna de la cánula se cerrará automáticamente al retirar el obturador. El sistema de membranas mantiene una insuflación en ausencia de un instrumento en la cánula (flustración 5).
- 6 Para la insuflación, conecte una línea de gas a la llave de conexión que se encuentra sobre la cánula del trócar y abra la llave. El sistema de membranas mantiene una insuflación en ausencia de un instrumento en la cánula.
- 7 Para extraer muestras durante la intervención, a excepción de la cánula del trócar de 5 mm, la membrana externa se puede extraer empujando en el sentido contrario a las agujas del reloj la palanca de liberación de la membrana externa y retirando la membrana externa, levantándola. Después de extraer la muestra, reemplace la membrana externa del trócar. Oriente el reductor para que quede alineado correctamente con la parte superior del trócar. Coloque las membranas sobre los orificios correspondientes en la parte superior del trócar y aplique presión hacia abajo para que el reductor quede asegurado en su luear (ilustración 7).
  - Nota: La cánula del trócar de 5 mm no contiene una membrana externa extraíble.
- 8 Al finalizar la intervención, retire la línea de gas. Abra la llave para desinflar rápidamente la cavidad abdominal

# Información sobre la cánula adicional del trócar sin hoja

Si se utiliza un trócar sin hoja con cánulas adicionales, siga las **instrucciones de uso** con o sin el uso de un endoscopio para inserciones en puertos adicionales.

# Advertencias y precauciones

- Las intervenciones mínimamente invasivas sólo deben ser realizadas por cirujanos con experiencia
  y familiarizados con estas técnicas. Consulte la bibliografía médica relacionada con las técnicas, las
  complicaciones y los riesgos antes de la realización de cualquier procedimiento mínimamente
  invasivo
- El diámetro de los instrumentos mínimamente invasivos puede variar según el fabricante. Cuando en un mismo procedimiento emplee instrumentos y accesorios mínimamente invasivos de distintos fabricantes, verifique su compatibilidad antes de iniciarlo.
- Un conocimiento profundo de los principios y técnicas de láser, electrocirugía y ultrasonidos es
  esencial para evitar el riesgo de descargas y lesiones por quemaduras al paciente y al personal
  médico, así como el daño a este dispositivo u a otro instrumental médico. Asegúrese de que el
  aislamiento eléctrico o la toma de tierra estén en correcto estado. No sumerja instrumental
  electroquirúrgico en líquido, a menos que esté diseñado y clasificado para ello.
- El uso de instrumentos mínimamente invasivos de diámetro menor a los aceptados por el trócar sin hoja puede provocar el desinflado de la cavidad abdominal.
- Las características ópticas del diseño del obturador tienen como fin reducir al mínimo la posibilidad de lesiones penetrantes en las estructuras intraabdominales o intratorácicas. No obstante, deben tomarse las medidas de precaución habituales para la inserción del obturador.

- Si bien el trócar sin hoja posee una punta roma, deben tomarse las precauciones necesarias, al igual
  que con todos los trócares, para evitar dañar los principales vasos y otras estructuras anatómicas
  (como el intestino o mesenterio). Para reducir al mínimo el riesgo de tal lesión, asegúrese de:
  - Establecer el neumoperitoneo adecuado.
  - Colocar al paciente en la posición adecuada para desplazar los órganos del área de penetración.
  - Tener en cuenta las zonas anatómicas importantes.
  - Dirigir la punta del trócar lejos de los vasos y las estructuras principales.
  - No aplicar una fuerza excesiva.
- Una vez realizado el ingreso completo en la cavidad abdominal o torácica, no debe avanzarse
  el trócar sin hoja para obtener una mayor penetración. El ingreso continuo del obturador en este
  momento puede provocar daños a las estructuras intraabdominales o intratorácicas.
- Cuando ya se ha efectuado un ingreso parcial, puede requerirse muy poca presión para completarlo.
   Una presión excesiva puede provocar daños las estructuras intraabdominales o intratorácicas.
- Tenga cuidado al introducir o extraer instrumentos por la cánula del trócar, a fin de evitar daños accidentales en los sistemas de sellado, que podrían producir pérdidas del neumoperitoneo. Deben tomarse precauciones especiales al insertar instrumentos endoscópicos cortantes o con bordes angulados, para evitar que la membrana se desgarre.
- Cuando utilice la cánula con mecanismos de estabilización integrados, no debe utilizar otros instrumentos de estabilización adicionales.
- Después de retirar el trócar sin hoja de la cavidad torácica, inspeccione la zona para verificar que se haya alcanzado la hemostasia. Si no existe hemostasia, deberán utilizarse las técnicas apropiadas hasta consequirlo.
- Los instrumentos o dispositivos que entran en contacto con fluidos corporales pueden requerir un tratamiento especial al desecharlos para evitar la contaminación biológica.
- Este instrumento está envasado y esterilizado para un solo uso. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar, ya que su reutilización, reprocesamiento o reesterilización puede comprometer la integridad estructural del instrumento y/o provocar un fallo del mismo que, a su vez, puede producir lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente. Además, el reprocesamiento o la reesterilización de un instrumento de un solo uso puede generar un riesgo de contaminación, que puede provocar la infección o la infección cruzada del paciente, como sucede, entre otras situaciones, con la transmisión de enfermedades e incluso la muerte del paciente.

### Presentació

El trócar sin hoja ENDOPATH<sup>®</sup> XCEL™ se suministra estéril, para ser utilizado en un solo paciente. Elimínelos después de usarlos.

4

Sterilized by Irradiation.

Sterility Guaranteed Unless Package Opened or Damaged. Do Not Resterilize. Stérilisé par irradiation.

Stérilité garantie si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser. Strahlensterilisiert.

Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung geöffnet oder beschädigt ist. Nicht resterilisieren.

Sterilizzato con radiazioni.

Sterilità garantita, a meno che la confezione non venga aperta o danneggiata. Non risterilizzare.

Esterilizado por irradiação.

Esterilização garantida excepto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não reesterilizar.

Estéril por radiación.

Esterilización garantizada mientras el envase esté íntegro. No reesterilizar.

Gesteriliseerd met straling. Steriliteit gegarandeerd tenzij de verpakking is geopend of beschadigd. Niet opnieuw steriliseren.

Steriliseret ved stråling.

Garanteret sterilt, med mindre pakken er åbnet eller beskadiget. Må ikke gensteriliseres.

Steriloitu säteilyttämällä.

Tuote on steriili, kun pakkaus on avaamaton ja ehjä. Ei saa steriloida uudestaan. Αποστειρωμένοι με ακτινοβολία.

Η στειρότητα είναι εγγυημένη εφόσον δεν ανοιχθεί η συσκευασία ή δεν προκληθεί ζημιά σε αυτήν. Μην επαναποστειρώνετε.

Steriliserad med bestrålning.

STERILE R

Steriliteten garanteras under förutsättning att förpackningen inte är öppnad eller skadad. Får ej omsteriliseras.

Urządzenie/sprzęt sterylizowane promieniowaniem.

Jałowość gwarantowana pod warunkiem, że opakowanie nie zostało otwarte lub uszkodzone. Nie sterylizować ponownie.

Besugárzással sterilizálva.

A sterilitása addig garantálható, amíg ki nem nyitják, illetve meg nem sérül a csomagolás. Tilos újra sterilizálni!

Sterilizace se provádí ozářením.

Sterilnost je zaručena, pokud balení není otevřené nebo poškozené. Nástroj znovu nesterilizuite.

Sterilizované ožarovaním.

Sterilita je zaručená, ak nie je otvorený alebo poškodený obal. Neresterilizujte. Sterilisert ved stråling.

Garantert steril hvis ikke pakningen er åpnet eller skadet. Skal ikke resteriliseres. Radyasyonla Sterilize Edilmiştir. Ambalaj Açılmadığı ve Hasar Görmediği Sürece Sterilite Garanti Edilir.

Tekrar Sterilize Etmeyin.

Стерилизовано радиацией.

Стерильность гарантируется до момента вскрытия или повреждения упаковки. Повторная стерилизация запрещена.

Steriliseeritud kiirgusega.

Steriilsus on tagatud vaid siis, kui pakend on avamata ja kahjustusteta. Mitte resteriliseerida.

Sterilizēts ar starojumu.

Sterilitāte tiek garantēta, ja vien iepakojums nav atvērts vai bojāts.

Nesterilizçjiet atkârtoti.

Sterilizuota spinduliuote.

Sterilumas garantuojamas tik jei pakuotė nėra atidaryta ar pažeista.

Pakartotinai nesterilizuoti.

STERILE R	Стерилността е гарантирана, освен при отворена или повредена опаковка. да не се стерилизира повторно. Sterilizirano zračenjem. Sterilizirano zračenjem. Sterilnost zajamčena, osim ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. Nemojte ponovo sterilizirati. Sterilizirano z uporabo sevanja. Sterilnost je zagotovljena, če ovojnina ni odprta ali poškodovana. Ne sterilizirajte znova. Стерилизирано со зрачење. Стерилизога е гарантирана доколку пакувањето не е отворено или оштетено. Да не се стерилизира повторно. Стерилиста е гарантирана осим ако паковање није отворено или оштећено. Стерилист је гарантована осим ако паковање није отворено или оштећено. Немојте поново да стерилишете. Стерилизованост је загарантована, осим у случају да је пакет отворен или оштећен. Немојте поново да стерилишете. 編對天菌。 如果产品包装未开封或者未被破损,保证无菌。不得再次天菌。		
$\triangle$	See Instructions For Use Voir notice d'utilisation Bitte Gebrauchsanweisung beachten Vedere le istruzioni per l'uso Ver Instruções de Uso Ver instrucciones de uso Zie gebruiksaanwijzing Se brugsvejledningen Katso käyttööhjeet Δuβάστε τις Οδηγίες Χρήσεως Se bruksanvisning Zobacz Instrukcja użytkowania Lásd a használati útmutatót Prostudujte návod k použití	Prečitajte si návod na použitie Se bruksanvisningen Kullanma Talimatına Bakınız Смотри инструкцию по применению Vaadake kasutusjuhendit Skatiet lietošanas instrukciju Žr. naudojimo instrukcija Виж "Инструкциите за употреба" Vidi upute za uporabu Glejte Navodila za uporabo Видете во Упатството за употреба Погледајте Упутства за коришћење Погледајте Упутства за употребу 愛见使用说明	
2	Single Patient Use À utiliser sur un seul patient lors d'une seule et même intervention Einweg-Instrument, nur für den Einsatz bei einem Patienten Per l'uso su un singolo paziente Para ser utilizado num único doente Uso en un solo paciente Voor gebruik bij één patiënt Til anvendelse på én patient Potilaskohtainen Χρήση σε έναν μόνον ασθενή Endast för en patients bruk Do użytku u jednego pacjenta Egyetlen betegnél használható fel Nástroj je určený pouze pro jednoho pacienta	Určené iba pre jedného pacienta Kun til bruk på én pasient Tek Hastada Kullanılabilir Для применения у одного пациента Казиtатізекь ühel patsiendil LietoSanai vienam pacientam Skirta naudoti viena kartą vienam pacientui За употреба само при един пациент Uporaba па jednome pacijentu Za uporabo pri enem bolniku За употреба само на еден пациент За употреба само на еден пациент За употребу на једном пацијенту Само за једнократну употребу 单一患者使用	

Стерилността е гарантирана, освен при отворена или повредена опаковка. Да

Стерилизира се с радиация.

LOT	Lot N° de lot ChB. Lotto N° do lote N° de lote Lotnr. Parti Erân koodi Αρ. παρτίδας Batchnummer Numer partii produkcyjnej Tétel	Šarža Lot Lot Серия Partii Partija Партида Serija Serija Серија Партија Број серије
$\sum$	Sarže  Use Until Date A utiliser avant Verw. bis Utilizzare entro Validade A utilizar antes de Gebruik vóór Holdbar til angivne dato Käytettävä viimeistään Χρησιμοποιέτε μέχρι την Använd före Koniec okresu przydatności do użytku A feltüntetett dátumig használható fel Použít do data	批号  Použiteľné do Brukes før-dato Son Kullanma Tarihi Срок годности Каsutamise löpptähtaeg Derīguma terminš Tinka naudoti iki Използвай до дата Datum "Uporabiti do" Rok uporabe Да се употреби до Датум истека рока трајања Користити до датума 有效期
	Manufacturer Fabricant Hersteller Fabbricante Fabricante Fabricante Fabrikant Producent Valmistaja Κατασκευαστής Tillverkare Producent Gyártó Výrobce	Výrobca Produsent Üretici Производитель Тооtja Ražotājs Gamintojas Производител Ргоіzvođač Proizvajalec Производител Производител Производител Производна Производна Производна Производна

Authorized Representative in the European Community Représentant autorisé dans la Communauté européenne Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea Representante autorizado na Comunidade Europeia Representante autorizado en la Comunidad Europea Bevoegd vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap Autoriseret repræsentant i det europæiske fællesskab Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej Az Európai Közösség meghatalmazott képviselője Autorizovaný zástupce v Evropském společenství EC REP Autorizovaný zástupca EU Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje Упълномощен представител в Европейската общност Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici Pooblaščeni zastopnik za Evropsko skupnost Овластен претставник во Европската заедница Овлашћени представник у Европској унији Овлашћени представник у Европи 欧盟授权代理 Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of Mise en garde : La Loi Fédérale (États-Unis d'Amérique) n'autorise la vente de ce



dispositif que par un médecin ou sur sa prescription.

Achtung: Laut Gesetz darf dieses Instrument in den USA nur an einen Mediziner oder eine in seinem Auftrag handelnde Person verkauft werden.

Attenzione: la legge federale americana consente la vendita di questo dispositivo solo a medici oppure dietro richiesta medica.

Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda deste dispositivo a médicos ou sob receita destes.

Atención: la ley federal de EE.UU. impone que este producto sólo puede ser vendido por un médico o bajo prescripción médica.

Let op: De Federale wetgeving (in de VS) eist dat dit apparaat uitsluitend door of in opdracht van een arts wordt verkocht.

Forsigtig: I henhold til gældende lov må denne anordning kun sælges til eller bruges af en læge.

Varoitus: Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση του εργαλείου αυτού μόνον από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Försiktighet: Enligt amerikansk lag får detta instrument endast säljas till läkare eller

på läkares anmodan.

Przestroga: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na jego zamówienie.

Figyelem! Az USA szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos megrendelésére értékesíthető.

Upozornění: Podle federálních zákonů USA je prodej tohoto zařízení omezen na prodej v lékárnách nebo na lékařský předpis.

Pozor: Podľa federálnych zákonov (v USA) sa toto zariadenie smie predávať iba lekárom alebo na lekársky predpis.

Forsiktig: Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller etter forordning av en lege.

 $\label{eq:Dikkat: A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.$ 

Внимание! Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только врачам или по заказу врачей.

Ettevaatust! Ameerika Ühendriikide fõderaalseadus lubab seda seadet müüa arstil või arsti tellimusel.

Voranst tehninasti. Uzmanību! Saskaņā ar federālo (ASV) likumdošanu šo ierīci drīkst pārdot tikai

ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. Perspējimas. Pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą leidžiama parduoti tik

gydytojui arba jo užsakymu. Внимание: федералният закон на САЩ ограничава продажбата на този уред до от или по предписание на лекар.

Oprez: savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja jedino liječnicima ili po nijhovu nalogu.

Pozor: v skladu z zveznimi zakoni ZDA je prodaja te naprave omejena samo na zdravnike oziroma po zdravnikovem naročilu.

Внимание: Сојузните закони (САД) поставуваат ограничување овој уред да се продава само по налог на лекар.

Опрез: Савезни (САД) закон ограничава продају овог уређаја тако да се врши од стране или по налогу лекара.

Oпрез: Федерални закон у САД ограничава продају овог уређаја само од стране љекара или по његовом налогу.

警告: 美国联邦法律要求该器械仅可向医师或相关专业人士销售。

Unit Quantity Počet jednotiek v balení Ouantité par unité Enhetsmengde

 Stück pro Verpackungseinheit
 Birim Miktarı

 Quantità
 Количество элементов

 Quantidade de unidades
 Komplekti kuuluvate seadmete arv

Cantidad unitaria Vienību skaits

 Dosering
 Vienetų skaičius pakuotėje

 Enhedsmængde
 Брой изделия в опаковката

 Yksikkömäärä
 Količina

 Ποσότητα μονάδας
 Količina enot

 Antal enheter
 Количина

 Ilość sztuk w opakowaniu
 Количина

 Egységek száma csomagonként
 Количина

 Počet jednotek v balení
 単位数量



Authorized Representative in the USA

Représentant autorisé aux États-Unis d'Amérique.

Bevollmächtigter in den USA

Rappresentante autorizzato per gli Stati Uniti

Representante autorizado nos EUA

Representante autorizado en EE.UU.

Bevoegd vertegenwoordiger in de VS

Bemyndiget repræsentant i USA

Valtuutettu edustaja Yhdysvalloissa Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στις ΗΠΑ

Auktoriserad representant i USA

Autoryzowany przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Meghatalmazott képviselő az Egyesült Államokban

Autorizovaný zástupce v USA

Autorizovaný zástupca v USA

Autorisert representant i USA

A.B.D.'de Yetkili Temsilci

Уполномоченный представитель в США

Volitatud esindaja Ameerika Ühendriikides

Pilnvarotais pârstâvis ASV

Įgaliotasis atstovas JAV

Упълномощен представител в САЩ

Ovlašteni predstavnik u SAD-u

Pooblaščeni zastopnik za ZDA Овластен претставник во САД

Овлашћени представник у САД

Овлашћени представник у САД

美国授权代理人

USA REP

REF BSLP, BSLT, BSSP, BSST, BSLPH, BSXT, B8LT, B11LT, B11LP, B11LPH, B11LTH, B12LT, B12LP, B12LPH, B12LTH, B12SRT, B12XT, B15LT

EC REP Ethicon Endo-S Hummelsbuett

Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH Hummelsbuetteler Steindamm 71 22851 Norderstedt GERMANY

Johnson & Johnson AG CH-8957 Spreitenbach SWITZERLAND

USA REP

ETHICON ENDO-SURGERY, INC. Cincinnati, OH 45242-2839 USA 1-800-USE-ENDO





