

utilização certifique-se que a ponta esteja devidamente encaixada na turbina e que a refrigeração esteja funcionando. Esterilização por autoclave: 135°C por 10 minutos. CUIDADO - 1: Perigo de contaminação microbiológica caso a esterilização não seja realizada adequadamente. 2: O reuso do produto provoca desgaste da superfície abrasiva diminuindo o seu desempenho. Composição: Aço inoxidável e diamante. Consulte as Instruções de Uso: www.microdont.com.br

INSTRUCTION FOR USE - WARNING - CAUTION
 Insert the Dental Diamond Bur in the hand piece. Apply the abrasive area of dental bur on the surface to be prepared. Warning: This Instrument must be used by qualified professionals only. Use safety glasses during the procedure. Before use certified the bur is properly fit in to the hand piece and water flow is working properly. Sterilization by autoclave: 135°C for 10 minutes. Caution: 1: Danger of microbiological contamination if the sterilization is not performed properly. 2: The reuse of the device causes abrasivewear and consequent loss of performance. Composition: Stainless steel and diamond. See Instructions for Use: www.microdont.com.br

INSTRUCCIONES DE USO - ATENCIÓN - CUIDADO
 Insertar la Punta Diamantada Odontológica en la pieza de mano. Aplicar el área abrasivo en la superficie a que se prepare. ATENCIÓN: Este instrumento debe ser utilizado solamente por profesionales calificados. Durante la operación utilizar anteojos de protección. Antes su utilización, certifíquese que la fresa esté correctamente posicionada en la pieza de mano y que la refrigeración esta trabajando correctamente. Esterilización por autoclave: 135°C por 10 minutos. CUIDADO - 1: Hay peligro de contaminación microbiológica si la esterilización no se realiza correctamente. 2: La reutilización del dispositivo provoca desgaste de la superficie abrasiva provocando reducción de su rendimiento. COMPOSICIÓN: Acero inoxidable y diamante. Consulte las instrucciones de uso: www.microdont.com.br

3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 02.543.673/0001-13 - IND. BRASILEIRA - MADE IN BRAZIL
 RESP.TEC.: IVELICE GLEYCE DE O. SILVA - CRQ - SP 04400349

INSTRUÇÕES DE USO - ATENÇÃO - CUIDADO
 Insira a Punta Diamantada Odontológica na peça de mão. Aplicar a parte abrasiva na

MICRODONT



LOT 1440/18
NON STERILE
 2018/09
 indeterminada

REF 1032
 RPM MAX: 450.000
 ISO 806.314.010.524.010
 ANVISA: N° 10434570002

7 898229 800333

CE 1023
 Importado por New Stetic S.A.
 Cda 53 # 50 - 09 Quatrim - Arlândia
 Reg San. Irvima

