



Apósito Transparente Tegaderm[®]

- 3M Tegaderm[®] Apósitos Transparentes, Protección y fijación; Segura y Transparente.

CARACTERÍSTICAS

3M Tegaderm[®] es una línea de apósitos transparentes estériles. Están formados por un film de poliuretano semipermeable. Poseen un marco de descarga que facilita su aplicación.

3M Tegaderm[®] es una barrera semipermeable, que permite el ingreso de O₂ y la salida de CO₂ y vapor de agua.

VENTAJAS

La línea 3M Tegaderm[®] tradicional es versátil, su uso puede ser para el tratamiento de heridas o para la fijación y protección del sitio intravenoso.

Apósitos de fácil y rápida aplicación tanto para profesionales de la salud como para cuidadores.

Adhesión balanceada de excelente desempeño que cuida la piel del paciente.

Protege la piel en riesgo de daño debido a roce, fricción o incontinencia.

Amplia gama de tamaños para adecuarse a todas las necesidades de aplicación.

Los apósitos transparentes Tegaderm[®] son seguros para el paciente, ya que son libres de látex y poseen un adhesivo hipoalergénico, para reducir así las posibilidades de reacciones alérgicas.

BENEFICIOS

Optimizan la cicatrización de las heridas. Mejora los resultados clínicos y la comodidad del paciente. El apósito Tegaderm[®] retiene los componentes naturales de la cicatrización de las heridas para mantener un ambiente húmedo.

Permite la monitorización visual permanente del sitio IV y de la herida.

Puede ser usado como apósito primario o secundario, para retener otros apósitos en la herida como por ejemplo: Hidrogel, Alginato, etc.



Mejora los resultados clínicos y la comodidad del paciente.

■ Las aplicaciones para la protección de la piel y el cuidado de las heridas incluyen:

- Incisiones quirúrgicas limpias y cerradas.
- Zonas donadoras de injertos cutáneos.
- Úlceras por presión en estadio I o II.
- Heridas superficiales, como abrasiones con exudado escaso, desgarros cutáneos y ampollas.
- Quemaduras de primero y segundo grado.
- Apósito protector para prevenir el daño a la piel del roce y fricción.
- Apósito secundario sobre gasas, alginatos o hidrogeles.

■ Consejos para la aplicación de apósitos en heridas

- Es importante proteger el área alrededor de la herida de la maceración debida al exudado. El uso de un producto para proteger la piel o de una película de barrera (como la Película Protectora sin Ardor 3M Cavilon®) puede disminuir el riesgo de maceración.
- Es normal que el exudado se acumule en muchos tipos de heridas, y esto resulta más visible con los apósitos transparentes.
- Al aplicar el apósito sobre el cóxis, extienda la piel del pliegue glúteo, pero no la tensione. Primero, fije el apósito sobre el pliegue del glúteo y después, suavemente hacia afuera.
- Para una barrera de protección máxima, el apósito Tegaderm® debe conservar una buena adherencia alrededor de todo el contorno de la herida, y no tener perforaciones, rasgaduras o sitios de levantamiento.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1622	3M Tegaderm [®]	4.4 cm x 4.4 cm	Caja	100
1624	3M Tegaderm [®]	6 cm x 7 cm	Caja	100
1626	3M Tegaderm [®]	10 cm x 12 cm	Caja	50
1627	3M Tegaderm [®]	10 cm x 25 cm	Caja	20
1628	3M Tegaderm [®]	15 cm x 20 cm	Caja	10
1629	3M Tegaderm [®]	20 cm x 30 cm	Caja	10

3M™ Tegaderm™ Transparent Film Dressing Frame Style

1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1634, 1622W, 1624W, 1626W, 9505W, 9506W

3M™ Tegaderm™ HP Transparent Film Dressing Frame Style

9519HP, 9534HP, 9536HP, 9543HP, 9545HP, 9546HP, 9548HP

3M™ Tegaderm™ Transparent Film Dressing with Border

1614, 1616

3M™ Tegaderm™ I.V. Transparent Film Dressing with Border

1610, 1650, 1655, 9525HP

3M™ Tegaderm™ Transparent Film Dressing First Aid Style

1620, 1621

Product Description

Tegaderm™ Film consists of a thin film backing with a non-latex, hypoallergenic adhesive. Tegaderm™ Film with Border is notched and reinforced with soft cloth tape to provide a better seal around catheters and other devices. The dressing is breathable, allowing good oxygen and moisture vapor exchange. It is waterproof and impermeable to liquids, bacteria, and viruses.* An intact dressing protects the site from outside contamination.

*In vitro testing shows that the film of Tegaderm™ and Tegaderm™ HP dressings provides a viral barrier from viruses 27 nm in diameter or larger while the dressing remains intact without leakage.

Indications for Use

Tegaderm™ Film can be used to cover and protect catheter sites and wounds, to maintain a moist environment for wound healing or to facilitate autolytic debridement, as a secondary dressing, as a protective cover over at-risk skin, to secure devices to the skin, to cover first and second degree burns, and as a protective eye covering. Do not use the dressing as a replacement for sutures and other primary wound closure methods.

Precautions

1. Stop any bleeding at the site before applying the dressing.
2. Do not stretch the dressing during application as tension can cause skin trauma.
3. Make sure the skin is clean, free of soap residue and lotion and allowed to dry thoroughly before applying the dressing to prevent skin irritation and to ensure good adhesion.
4. The dressing may be used on an infected site, only when under the care of a health care professional.
5. Antimicrobial ointments containing polyethylene glycols may compromise the strength of the Tegaderm™ HP Transparent Film Dressings.
6. Tegaderm™ Transparent Dressings should not be re-sterilized by gamma, E-beam or steam methods.

Shelf Life: For shelf life, refer to the expiration date on the package.

For further information outside of the United States, contact your local 3M representative or contact us at 3M.com and select your country.

Explanation of Symbols



Not Made With Natural Rubber Latex



Caution, see instructions for use



Do not use if package is damaged



Do not reuse



Use by date



Batch code



Manufacturer



Date of manufacture



Sterilized using irradiation



Made in U.S.A. for

 **3M Health Care**

2510 Conway Ave.

St. Paul, MN 55144 U.S.A.

1-800-228-3957

3M.com/Tegaderm

3M and Tegaderm are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2017, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2017-08

34-8721-7382-7

3M Canada Company

P.O. Box/C.P. 5757

London, Ontario, N6A 4T1

1-800-364-3577

3M.com/Tegaderm

3M et Tegaderm sont des

marques de commerce de 3M,

utilisées sous licence au Canada.

© 2017, 3M. Tous droits réservés.

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany