

Guantes Quirúrgicos

Ficha Técnica

Descripción

Guantes quirúrgicos de látex, estéril.
Disponible talla 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½.

Usos y aplicaciones

Dispositivo médico protector de manos, formando una barrera bidireccional, protegiendo al paciente y el usuario de riesgos biológicos y químicos. Usado en intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos y en manipulación de material estéril.

Aspectos Técnicos

Composición: Látex.

Características: Par de guantes (uno para mano derecha y otra mano izquierda), de diseño anatómico, libre de manchas, granulaciones, sin roturas y orificios. Ligeramente espolvoreado con almidón de maíz grado USP, impermeable. Bajo contenido de polvo (< 100 µg/g, norma ASTM D 6124) y proteínas (< 100mg/guante, ASTM D 3577). Cubre parte del antebrazo terminado en un puño con enrollamiento que ejerce una presión suficiente para evitar su deslizamiento.

Color: Blanco.

Condición Biológica: Estéril, mediante Irradiación.



Dimensiones:

Tamaño	Longitud (Mm)	Ancho de Palma (mm)
6	≥280	76+/-6
6½	≥280	83+/-6
7	≥280	90+/-6
7½	≥280	95+/-6
8	≥280	103+/-6
8½	≥280	109+/-6

Elongación:

	Elongación	Ruptura
Antes del envejecimiento acelerado	500%	750%
después del envejecimiento acelerado	--	600%

Espesor:

	Espesor (mm)
Dedos	0.21+/- 0.02
Palma	0.19 +/- 0.02
Muñeca	0.18 +/- 0.02

Disposición Final: Descartable.

Duración: 5 años a partir de elaboración.



◆ Empaque

Envase que envuelve el producto, es un papel grado médico, en forma de carpeta, rotulado la talla e indicando si el guante es derecho o izquierdo. El envase primario, sobre de papel grado médico, sellado que garantiza la esterilidad del producto. Envase secundario, caja de cartón resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución, manteniendo en buenas condiciones el producto en su interior.

◆ Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol, humedad, radiación ionizante o fluorescente y ozono, mantener a temperatura entre 5 – 35°C.40°.
No utilizar si el envase primario se encuentra abierto o deteriorado.

◆ Otras referencias

Producto Manufacturado por Terang Nusa Sdn. Bhd, Malasia. Importado y distribuido por Munnich Pharma Medical.

Código	Descripción Producto	Empaque
182070	GTE.QUIR.ESTERIL 6 PAR	50 pares/caja
182071	GTE.QUIR.ESTERIL 6 1/2 PAR	50 pares/caja
182072	GTE.QUIR.ESTERIL 7 PAR	50 pares/caja
182073	GTE.QUIR.ESTERIL 7 1/2 PAR	50 pares/caja
182074	GTE.QUIR.ESTERIL 8 PAR	50 pares/caja
182075	GTE.QUIR.ESTERIL 8 1/2 PAR	50 pares/caja