



## MUNCARE® GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRIL DE LÁTEX

#### Descripción

Guantes quirúrgicos de látex, con bajo contenido de polvo.

#### Características y aspectos técnicos

Guante Látex natural de alta calidad, con almidón de Maíz, bajo contenido de polvo de diseño ambidiestro, de superficie lisa y suave, libre de manchas y granulaciones, sin roturas ni orificios.

- Color: blanco
- Esterilizado en Óxido de Etileno (ETO)
- Producto descartable de un solo uso
- Disponibles en Tamaños: 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½

# Condiciones de almacenamiento y vencimiento

Conservar en un lugar frío, fresco y seco. No usar si envase primario se encuentra abierto o dañado.
Vencimiento 5 años a partir de fecha indicada de fabricación.

## Fabricante y distribuidor

Fabricado por: TERANG NUSA (MALAUSIA) SDN. BHD. 2, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone 16100 Kota Bharu, Kelantan Malaysia.

Procedencia: Malasia

Importado y distribuido por: Socofar SA Agencia en Chile y Munnich Pharma Medical SpA Avenida El Salto N° 4875, Huechuraba, Santiago de Chile.





#### **Usos**

Dispositivo médico utilizado en el ámbito hospitalario y otros como barrera de protección para intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos y manipulación de material estéril.

### Presentación y empaque

Producto estéril. Empaque primario individual abre fácil y resistente, rotulado e indicando si el guante es derecho o izquierdo garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.

#### **Certificaciones**

- Certificación CE
- CLV
- ISO 13485
- Registro ISP: DM/10GE/0002/05

#### Información para pedidos

ESPECIFICACIONES	TALLA 6	TALLA 6 1/2	TALLA 7	TALLA 7 1/2	TALLA 8	TALLA 8 1/2
	182070	182071	182072	182073	182074	182075
ANCHO PALMA (MM)	7,6 +/- 6	8,3 +/- 6	9,0 +/- 6	9,5 +/- 6	10,3+/- 6	10,9 +/- 6
LARGO (MM)	>280	>280	>280	>280	>280	>280
PESO (GR)	7,2 GR +/- 0,2	7,2 gr +/- 0,2	8 gr +/- 0,2	8,4 gr +/- 0,2	9 gr +/- 0,2	11 gr +/- 0,2
RESISTENCIA A TENSIÓN PREVIO USO (MPA)	500%	500%	500%	500%	500%	500%
RESISTENCIA A ELONGACIÓN PREVIO USO (%)	750%	750%	750%	750%	750%	750%
GROSOR MUÑECA (MM)	0.18+/-0.02	0.18+/-0.02	0.18+/-0.02	0.18+/-0.02	0.18+/-0.02	0.18+/-0.02
GROSOR PALMA (MM)	0.19+/-0.02	0.19+/-0.02	0.19+/-0.02	0.19+/-0.02	0.19+/-0.02	0.19+/-0.02
GROSOR DEDOS (MM)	0.21+/-0.02	0.21+/-0.02	0.21+/-0.02	0.21+/-0.02	0.21+/-0.02	0.21+/-0.02