

# Ficha Técnica<sup>(2)</sup>: Medidor de Glucosa Accu-Chek<sup>®</sup> Performa

Volumen de sangre Tiempo de respuesta Rango de resultado

Promedio de glicemias totales Promedio de glicemias preprandiales Promedio de glicemias postprandiales 7, 14, 30 y 90 días

Memoria de resultado

Recordatorio testeo postprandial

Principio de medición Tipo de muestra Rango de hematocrito

Tipo de batería

Duración de la batería Apagado automático Transferencia de datos

Temperatura de funcionamiento

**Humedad de funcionamiento** Altitud de funcionamiento

Tamaño del medidor Peso del medidor

Presentación cintas reactivas

 $0.6 \mu L$ 

5 segundos 10-600 mg/dL

7, 14, 30 y 90 días

7, 14, 30 y 90 días

500 registros con hora y fecha

Glucosa dehidrogenasa, electroquímico Capilar, venosa, arterial y/o neonatal

10%-65%

1 pila (Litio 3V; CR2032)

2000 mediciones

2 minutos

Puerto infrarojo

entre +8°C y +44°C

entre 10% y 90% de humedad relativa

hasta 3.094 metros sobre el nivel del mar

94 mm x 52 mm x 21 mm

59 q (con bateria)

Accu-Chek® Performa x 25 cintas reactivas

Accu-Chek® Performa x 50 cintas reactivas



(1) Certificado de requerimientos ISO 15197:2013 Accu-Chek® Performa Blood Glucose Monitoring System, TÜV SÜD Product Services GmbH, 2013

(2) Manual de Producto Accu-Chek® Performa

Para mayor información visite www.accu-chek.cl o llámanos al 800 471 800 Servicio de Atención al Cliente Accu-Chek®

ACCU-CHEK® y PERFORMA®

son marcas registradas de Roche. © 2011 Roche Diagnostics.

Material revisado y aprobado por Roche Chile Ltda.

Av. Cerro El Plomo 5630 Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.

Fono (56-2) 2441 3200

Todos los derechos reservados.

Está prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de Roche Chile Ltda.



www.accu-chek.cl

**ACCU-CHEK®** 





# Accu-Chek® Performa Libre de Preocupaciones

El sistema Accu-Chek<sup>®</sup> Performa cumple con la exactitud requerida en la norma ISO 15197:2013<sup>(1)</sup>



### Fácil de Usar

- No requiere codificación
- No requiere programación



### Exacto

Resultados exactos y confiables.

El monitor Accu-Chek® Performa cumple con los requisitos de exactitud de la norma ISQ 15197:2013<sup>1</sup>



## Inteligente

- Promedio de mediciones de 7,14,30 y ahora 90 días
- Marcador Pre y post-prandial
- Promedio de medición Pre y Post-prandial
- Recordatorio de medición Post-prandial



# Seguro

Extensas comprobaciones de seguridad



# **Elegante y Moderno**

■ Elegante y moderno diseño



800 471 800









/AccuChekChile

/AccuChek