

Cintas Reactivas Accu-Chek® Performa

Compañía	Roche Chile Ltda.
Presentaciones	25, 50 y 75 cintas
Cintas de llenado capilar	Si
Redosificación	Si (dentro de 10 segundos)
Tipo de muestra	Capilar, Venosa, Arterial, Neonatal
Método de referencia	Plasma
Rango hematocrito	10 - 70%
Temperatura de funcionamiento	8 - 44 °C
Humedad de funcionamiento	10 - 90%

Referencia:

(1) Manual de Producto Accu-Chek® Performa.



Accu-Chek® Performa

Libre de preocupaciones.

Para mayor información visitar www.accu-chek.cl

Call center Accu-Chek®: 800 471 800 y desde celular: (2) 2796 4400

ACCU-CHEK y ACCU-CHEK PERFORMA son marcas registradas de Roche © 2011 Roche Diagnostics

Material revisado y aprobado por Departamento Científico de Roche Chile Ltda.
Cerro El Plomo 5630 Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.
Fono (56-2) 2441 3200

Derechos reservados. Está prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de Roche Chile Limitada.



www.accu-chek.cl

ACCU-CHEK®

Ficha Técnica⁽¹⁾: Sistema Accu-Chek® Performa

Medidor de Glucosa Accu-Chek® Performa

Compañía

Volumen de sangre

Tiempo de respuesta

Promedio de glicemias

Memoria

Indicador de hipoglicemia programable

Recordatorios de testeo

Puerto infrarrojo

Rango de resultado

Principio de medición

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Altitud

Lugares alternativos de punción

Nuevas funciones de soporte y seguridad

Tipo de Batería

Limpieza Requerida

Medida

Peso

Apagado automático

Cintas reactivas

Roche Chile Ltda.

0.6 µL

5 segundos

Sí, de 7, 14, 30 y 90 días (Pre, Post, Todas)

500 registros y 20 controles con hora y fecha

Sí

Sí (hasta 4 por día)

Sí

10-600 mg/dL

Glucosa deshidrogenasa, electroquímico

8 - 44 °C

10 - 90%

Hasta 3094 metros sobre el nivel del mar

Palma, antebrazo, brazo, pantorrilla, muslo

Detección de muestra insuficiente

Batería adicional para fecha y hora

Litio 3V; CR2032

No

94×52×21 mm

59 g (con batería)

2 minutos

Accu-Chek® Performa

NO CODING



Fácil de Usar

- NO CODING **NUEVO**
- No requiere programación **NUEVO**



Exacto

- Resultados exactos y confiables.
- El monitor Accu-Chek® Performa cumple con el 100% de los requisitos de exactitud y precisión de la norma ISO 15197: 2013¹



Inteligente

- Promedio de mediciones de 7,14,30 y ahora 90 días **NUEVO**
- Marcador Pre y post-prandial **NUEVO**
- Promedio de medición Pre y Post-prandial **NUEVO**
- Recordatorio de medición Post-prandial **NUEVO**



Seguro

- Extensas comprobaciones de seguridad



Elegante y Moderno

- Elegante y moderno diseño **NUEVO**

Libre de preocupaciones.

Accu-Chek® Performa



ACCU-CHEK®