

# JERINGAS HIPODERMICAS CON AGUJAS MT

MARCA	MT MedicalTek
FABRICANTE	A.H.W.M M.C.L .
PROCEDENCIA	R.P.C.
CALIBRES	1 mL -3 mL - 5 mL -10 mL - 20 mL
CERTIFICACIONES	CE – FDA- ISO 13485

RESOLUCIÓN EXENTA - REGISTRO ISP	RE RW N° 22489/15 - I.S.P. N° DM 409/15
----------------------------------	---

DESCRIPCIÓN GENERAL	<ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de 1cc con aguja de 25 G x 5/8 y 27G x ½ Luer Slip (embutida), denominadas también como Jeringa para Tuberculina.</li><li>Jeringa de 3cc con aguja de 23 G x 1 y 21G x 1½ Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada).</li><li>Jeringa de 5cc con aguja de 21 G x 1½ Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada).</li><li>Jeringa de 10cc con aguja de 21 G x 1½ Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada) No tóxicas y libre de pirógenos.</li><li>Cada jeringa está con una escala graduada en mL conforme a la capacidad indicada.</li><li>Esterilizada con Oxido de etileno.</li></ul>
---------------------	---

INDICACIONES	Uso médico del tipo Hipodérmica.
--------------	----------------------------------

ESPECIFICACIONES: MATERIAL, DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>Cuerpo y émbolo de la Jeringa está fabricado con Polipropileno grado medico 100% virgen, transparente para facilitar su llenado y lectura, con borde sobresaliente en la parte superior para lograr una mayor sujeción al momento de inyectar.</li><li>El pistón es de caucho sintético LIBRE DE LATEX impregnado con silicona grado médico, inocua facilitando el suave deslizamiento al cargar el contenido, asimismo, al aplicar la inyección, evita las reacciones moleculares entre el contenido de la jeringa y el pivote.</li><li>El envase individual es de papel grado médico con película de poliéster y polietileno impermeable.</li><li>Aguja fabricada en acero inoxidable AISI 304, tribiseladas y las medidas son conforme a escala de colores universales.</li></ul>
---	--



## DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,  
Santiago Centro  
Tel: +562 2364 9249

ventasdental@medicaltek.cl

## DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559  
Santiago Centro  
Tel: + 56 2 2963 3240

ventas@medicaltek.cl

## DIVISIÓN SUR

Zenteno 1308  
Tel: +64 2 55 77 58

osorno@medicaltek.cl

# JERINGAS HIPODERMICAS CON AGUJAS MT

## INSTRUCCIONES DE USO

Estéril para un solo uso con el empaque unitario intacto.

## PRESENTACIÓN: EMPAQUE UNIDADES

Jeringas de 1cc , 3cc, 5cc, 10 en Caja x 100 uds.  
Jeringas de 20cc en Caja x 50 uds.

## PRECAUCIONES

NO REPROCESSAR, Una vez utilizada la jeringa, desecharla sólo en contenedores especiales para la eliminación de elementos corto punzantes o contaminados.

## DURACIÓN

5 años desde la fecha de fabricación impresa en cada envase.

## ALMACENAMIENTO

Fresco, seco y limpio.

## CODIGOS INTERNOS

- 1cc Tuberculina 25G x 5/8 **JE-MT-0019**
- 1cc Tuberculina 27G x ½ **JE-MT-0022**
- 3 cc 23G x 1 Luer Lock **JE-MT-0001**
- 3 cc 23G x 1 Luer Slip **JE-MT-0011**
- 3 cc 21G x 1 ½ Luer Lock **JE-MT-0002**
- 3 cc 21G x 1 ½ Luer Slip **JE-MT-0010**
- 5 cc 21G x 1 ½ Luer Lock **JE-MT-0003**
- 5 cc 21G x 1 ½ Luer Slip **JE-MT-0012**
- 10 cc 21G x 1 ½ Luer Lock **JE-MT-0004**
- 10 cc 21G x 1 ½ Luer Slip **JE-MT-0013**
- 20 cc 21G x 1 ½ Luer Lock **JE-MT-0009**
- 20 cc 21G x 1 ½ Luer Slip **JE-MT-0014**

## RESOLUCIÓN

### DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,  
Santiago Centro  
Tel: +562 2364 9249

[ventasdental@medicaltek.cl](mailto:ventasdental@medicaltek.cl)

### DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559  
Santiago Centro  
Tel: + 56 2 2963 3240

[ventas@medicaltek.cl](mailto:ventas@medicaltek.cl)

### DIVISIÓN SUR

Zenteno 1308  
Tel: +64 2 55 77 58

[osorno@medicaltek.cl](mailto:osorno@medicaltek.cl)