

FICHA TECNICA Sonda Duodenal Duodenal Tubes

PROVEEDOR: CONVATEC

PRODUCTO			
Nombre Genérico	Sonda gastroduodenal		
Nombre Comercial	DUODENAL TUBES		
Descripción	Sonda gastrointestinal de longitud 1,21 mt 4 orificios en su extremo. Punta redonda. Con línea marcadora de Rayos X. Fr: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Tube Outer Gurrellone Gurrellone CH 12 4.67 CH 14 6.00 CH 12 6.00 CH 18		
Marca	ConvaTec		
Fabricantes	ConvaTec Inc UK		
Composición del Producto	Tubo: Cloruro de polivinilo Conectores: Cloruro de polivinilo Contiene látex: NO Contiene DEHP: NO Esteril: SI, en óxido de etileno Vida media: 5 años		
Usos	La sonda gastro-duodenal se inserta a través de la nariz o la boca a través de la esófago hacia el estómago o duodeno. Se utiliza para drenar contenido gástrico, descomprimir el estómago o el duodeno, obtener una muestra de contenido gástrico y administrar medicamentos, líquidos y / o alimentación enteral.		
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. Para un único uso.		



Presentaciones	10018182 10019182 10020182 10021182 10022182 10023182	Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH08 Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH10 Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH12 Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH14 Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH16 Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH18	
	10024182	Duodenal Tubes, 4 eyes, Levin, X-ray line, closed end CH20	
	Fr 8, 10, 12: Cajas con 100 unidades Fr 14, 16, 18: Cajas con 50 unidades Fr 20: por unidad		
Certificaciones		ing: CE 0086 sión de producto: Clase IIA (EU)	

