

Cobertor Arco en C

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO:

Abra su empaque individual con técnica estéril, desprenda del empaque interior e introduzca la cámara de ecógrafo, y ajuste la banda verde al extremo proximal. Tire del envoltorio hasta cubrir completamente el cable del equipo. Queda listo para su uso.



DESCRIPCIÓN: COBERTOR QUIRÚRGICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO

PARA ARCO EN C, UTIL PARA TODO TIPO DE CIRUGÍAS

MATERIAL: Ipethene® LD Polietileno 323

FABRICANTE: NILYMED

ORIGEN: HAIFA, ISRAEL

CERTIFICACIONES: FDA/CE 0197/ ISO 13485 /GMP/ LIBRE DE LATEX/

EN 868-5

UNIDAD DE EMPAQUE: 100 UNIDADES POR CAJA

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Óxido de Etileno

VALIDEZ: 5 años

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: LUGAR FRESCO Y SECO, NO

APILAR MAS DE 6 CAJAS