



3M™ Comply™

Indicador Químico 1228 (cinta externa)

1228



Aviso importante:

Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor, recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

Solventum Chile

Negocio Sterilization Assurance

3M, Attest, Solventum son marcas registradas de 3M y Solventum, 2024. Por favor, recicle. Todos los derechos reservados.

3M Comply™ Cinta Indicadora de Proceso para Peróxido de Hidrógeno 1228

Descripción

Cinta Indicadora de Proceso para Peróxido de Hidrógeno 1228 libre de plomo y látex. Consiste en un soporte plástico exento de celulosa con un adhesivo sensible a presión por un lado y tiras indicadoras químicas por el otro lado. El adhesivo no está elaborado con látex de caucho natural.

Use la Cinta Indicadora de Proceso para Peróxido de Hidrógeno 3M Comply™ 1228 para asegurar los paquetes y como un indicador de proceso externo para diferenciar ítemes procesados de no procesados en el proceso de esterilización con equipos STERRAD®100, 100S, NX® (ciclo estándar y avanzado) y 100NX® (estándar, flexible, expreso y ciclos dúo). Adicionalmente, compatible con equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno V-PRO™. La cinta es adecuada para uso con empaques desechables no tejidos y bolsas. Las tiras químicas viran de azul a rosado una vez expuesto a peróxido de hidrógeno vaporizado.

Este producto cumple con aprobación de FDA e ISO 11140-1.

No Expuesto



Expuesto

RECHAZADO



ACEPTADO



Una vez expuesto, verifique la tira indicadora química haya virado a este color  o rosado.

Aviso importante:

Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor, recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

Solventum Chile

Negocio Sterilization Assurance

3M, Attest, Solventum son marcas registradas de 3M y Solventum, 2024. Por favor, recicle. Todos los derechos reservados.

Método de esterilización

Producto no estéril, diseñado para procesos de esterilización

País de origen:

Estados Unidos

Fabricante legal:

3M Medical Solutions Division | 3M Health Care
3M Center, Building 275-4E-01 | St. Paul, MN 55144 USA

Vida útil:

18 meses

Conservación:

Se recomienda almacenar en condiciones normales de temperatura 15-24°C y en un ambiente seco <50% HR. Almacene lejos de la luz directa del sol. No almacene cerca de productos fuertemente ácidos o alcalinos tales como productos de limpieza y desinfección.

Presentación:

Código	Nombre del producto	Presentación
70200718875	1228 Indicador químico VH202	1 unidad

Aviso importante:

Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor, recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.