



www.inverlar.cl

Conservación y Mantenimiento

- Almacenar tal y como viene en su envase original, sellado a temperatura ambiente entre 2–30 °C
- El dispositivo es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el sachet sellado.
- El dispositivo debe mantenerse en su bolsa sellada hasta el momento de ser usado.
- Mantener alejado de la luz directa del sol, humedad y calor.
- No congelar
- No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Eliminación:

Toda prueba de inmunoensayo deben considerarse como peligrosas y/o infecciosas, por lo tanto mantenga la higiene al momento de realizar el test y asegúrese de eliminar el test en una bolsa sellada y de acuerdo a las normas locales

Empaque primario

Estuche	Alto	Ancho	Fondo	Peso	EAN 13
	24 cm	14 cm	7,6 cm	33 gr	0000002901152

Caja Master

Caja	Alto	Ancho	Longitud	Cantidad x caja	DUN 14
	39,5 cm	60 cm	38,5 cm	300 pcs	10000002901159