

Conéctate con tu salud



Comparte los resultados de tus glicemias vía Bluetooth® a tu teléfono celular, tablet y computador.



Seguimiento online
de tus glicemias



No más diarios
manuales



Todo en
un botón



Indicador de
rango deseado

Las ideas simples son las más inteligentes

Una muestra más pequeña

Solo basta una pequeña gota de sangre para obtener una muestra necesaria.



Sincronización automática

Los datos se pueden transferir de forma inalámbrica por Bluetooth® o por cable.



Conectividad

El paciente puede compartir los valores con su equipo médico de manera remota.



Navega con un solo botón

Acceda al último registro de glicemia y sus promedios (7, 30 y 90 días) utilizando tan solo un botón.



Indicador de rango por color

Los valores de glicemia se muestran de manera gráfica e intuitiva.



No necesita configuración

Inserte la cinta reactiva, aplique una pequeña muestra de sangre y obtenga el resultado de su glicemia.

Especificaciones Técnicas

Volumen de sangre	0,6 µL	Tipo de muestra	Capilar, venosa, arterial y neonatal	Indicador de rango deseado	Escala con configuración predeterminada (personalizable)
Tiempo de respuesta	Menos de 4 segundos	Tipo de batería	2 pilas (Litio 3V; CR2032)	Temperatura de funcionamiento	+4°C a +45°C
Rango de resultado	10-600 mg/dL	Duración de la batería	Entre 750 y 1000 mediciones	Humedad de funcionamiento	Entre 10% y 90%
Promedio de glicemias	7, 30 y 90 días	Apagado automático	90 segundos después de realizar una medición, 15 segundos después de que se remueve la cinta o 5 segundos después de ver el último resultado en pantalla	Altitud de funcionamiento	0 a 3.094 metros sobre el nivel del mar
Memoria	Capacidad de transferencia de 720 resultados	Conectividad	USB / Bluetooth® de baja energía inalámbrico	Tamaño del medidor	77,1 x 48,6 x 15,3 (Largo x Ancho x Alto)
Principio de medición	FAD Glucosa dehidrogenasa			Presentación de cintas	Accu-Chek® Instant x 50 cintas reactivas Accu-Chek® Instant x 25 cintas reactivas



800 471 800



AccuChekChile



accu-chek.cl

ACCU-CHEK®