

OTIBLOCK®

Spray para el Oído

INSTRUCCIONES DE USO

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Consérvelas ya que puede tener que volver a leerlas. No comparta este producto con ninguna otra persona. Si necesita información adicional o tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.

Qué es OTIBLOCK® Spray para el Oído y para qué se utiliza:

OTIBLOCK® spray para el oído es un producto científicamente formulado para eliminar el tapón de cera del conducto auditivo externo. También ayuda a prevenir la formación del tapón de cera, en personas con mayor riesgo de retención de cerumen (por ejemplo, ancianos, personas con audífonos y personas con antecedentes de aumento de la producción de cerumen), reduciendo la necesidad de visitar a su médico y someterse a irrigación del oído o extracción manual. En caso de someterse a dichos procedimientos, **OTIBLOCK®** puede mejorar la tolerabilidad del paciente.

El ingrediente activo es el peróxido de hidrógeno, el cual actúa liberando oxígeno, que rompe el tapón de cera en fragmentos más pequeños facilitando su eliminación.

Además del peróxido de hidrógeno, **OTIBLOCK®** contiene un tampón que actúa a modo de estabilizante para mantener un pH ligeramente ácido, acorde con la fisiología del conducto auditivo externo.

OTIBLOCK® se presenta en frasco de 45 ml con aplicador para el oído.

Quién puede usar OTIBLOCK® spray para el oído:

OTIBLOCK® es adecuado para uso en adultos y niños a partir de 3 años.

No use OTIBLOCK® spray ótico si:

- es alérgico a alguno de los ingredientes;
- tiene, o sospecha que puede tener, una infección de oído (puede presentarse con dolor, fiebre, secreción.);
- tiene, o sospecha que puede tener, un tímpano perforado;
- tiene tubos de drenaje transtimpánico; o
- se ha sometido recientemente a una cirugía de oído, a menos que el médico lo autorice específicamente.

Uso de otros productos o medicamentos con OTIBLOCK® Spray para el Oído:

OTIBLOCK® no presenta interacciones con ningún otro producto o medicamento que pueda estar tomando. Sin embargo, no lo administre junto con ningún otro producto para el oído. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

Cómo usar OTIBLOCK® Spray para el Oído:

OTIBLOCK® se administra usando un aplicador para el oído especialmente diseñado para el conducto auditivo externo como se explica en los dibujos a continuación.

Si usa audífonos, debe quitárselos antes de utilizar **OTIBLOCK®**

Antes de usar **OTIBLOCK®**, ensamblar el dispositivo dispensador con la botella ejerciendo una ligera presión.



1. Antes de cada uso, pulsar repetidamente hasta que salga el líquido fuera del conducto auditivo externo.



2. Inclinar la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia arriba y tirar ligeramente del pabellón auricular hacia atrás.



3. Introducir el aplicador ótico en el conducto auditivo externo, teniendo especial cuidado en niños menores de 9 años*, y presionarlo (para conocer la dosis, consulte la siguiente sección **Con qué frecuencia usar OTIBLOCK® Spray para el Oído**). Mantener la cabeza inclinada durante aproximadamente 2 minutos.



4. Girar la cabeza en sentido opuesto para evacuar y secar el líquido con un pañuelo limpio.



5. Limpiar el aplicador para el oído con agua, secarlo y guardarlo para futuras aplicaciones.

Guardar la botella en la caja para una conservación adecuada.

Con qué frecuencia usar OTIBLOCK® Spray para el Oído:

Siga las recomendaciones de esta tabla.

La pauta de administración varía si OTIBLOCK® se usa para tratar un tapón de cera ya formado o si desea prevenir su formación. Los niños de 3 a 9 años tienen un conducto auditivo externo más pequeño y necesitan una menor cantidad de líquido.

Edad	Dosis (n° de puffs)	Pauta recomendada de tratamiento	
		Tapón de cera	Prevención de la acumulación excesiva de cera
Niños de 3 a 9 años	pulsar 2 o 3 veces	Dos veces al día durante 3 a 5 días	Si necesita que le quiten un tapón de cera dos veces al año, use OTIBLOCK® dos veces por semana. Si necesita que le quiten un tapón de cera tres veces al año, use OTIBLOCK® tres veces por semana, y así sucesivamente
Adultos y niños mayores de 9 años	pulsar 4 o 5 veces		

No se preocupe si usa demasiado OTIBLOCK®. Simplemente limpie cualquier excedente que salga de la oreja con un pañuelo.

Posibles efectos secundarios:

El hecho de que se indique un efecto secundario aquí no significa que todas las personas que utilicen este producto experimentarán ese o cualquier otro efecto secundario.

Se ha descrito que las soluciones cerumenolíticas pueden causar malestar, pérdida auditiva transitoria (debido a la presencia de líquido en el conducto auditivo), mareos, reacciones alérgicas, posible otitis externa e irritación de la piel.

En raras ocasiones, se ha descrito que puede ocasionar prurito (picor).

La liberación de oxígeno puede causar una sensación temporal de burbujeo en el oído.

En caso de que se note un malestar o dolor excesivo o pérdida de audición, así como cualquier otro posible efecto secundario no mencionado anteriormente, deje de usar el producto y busque atención médica.

Advertencias y precauciones:

USO SOLO EN EL OÍDO.

Si su problema empeora o persiste, consulte con su médico.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión accidental del producto, busque asistencia médica inmediata.

Este producto puede manchar la ropa.

No lo use si el envase está dañado.

Las mujeres embarazadas o lactantes deben consultar a su médico antes de usarlo.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con OTIBLOCK® debe notificar al Instituto de Salud Pública, al Distribuidor y éste al Fabricante.

Cómo conservar OTIBLOCK® Spray para el Oído:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 30 ° C.

Conservar en posición vertical.

No rellenar el envase.

No congelar.

No lo utilice después de la fecha de caducidad impresa en la caja y la botella, incluso si el producto no ha sido usado.

No utilizar durante más de 12 meses después de la apertura.

Composición: Peróxido de hidrógeno 3%; tampones fosfato.

Fecha de la última revisión del texto: Noviembre 2024.



Fabricado por:
MITELLOS BIOSCIENCE S.L.
Parc Tecnològic del Vallès, Ronda de Can Fatjó, 7-B, 08290
Cerdanyola del Vallès. Barcelona – España. info@mitelos.com

CHILE: Importado y Distribuido por: Droguería FARMOQUÍMICA DEL PACÍFICO S.p.A., Sergio Valdivinos 1455, Quinta Normal, Santiago.
www.fqp.cl

PERÚ: Importado por: Droguería FARMOQUÍMICA DEL PACÍFICO S.A.C.,
Av. Dionisio Derteano N° 184 interior 603, Of. 6 Urb. Santa Ana - San Isidro 1 – Lima.
R.S. N°DM23493E
En Perú Dispositivo Médico Clase I



Farmaquímica del Pacífico

Para conocer más de Otiblock
contáctenos en:
www.otiblock.com/cl



Chile:
+56958117814
Perú:
+51976146210