



DESCARGA YA
LA NUEVA APP GRATUITA

FreeStyle LibreLink



Acerca tu móvil
al código QR
y escanéalo.

Disponible en:



Por dudas y consultas comuníquese
con nuestro centro de atención al usuario al
800-802-226



Herramientas digitales que
ayudan a la gestión de la diabetes



INFORMA

Los profesionales de la salud
tienen acceso seguro y online
a la información sobre los
niveles de glucosa. ^{1,2}



ESCANEA

Los pacientes pueden
controlar sus niveles de
glucosa con su teléfono
móvil. ^{3,4}



CONECTA

Los cuidadores pueden
monitorizar remotamente
a sus seres queridos. ⁵

ESCANEA INFORMA CONECTA

CLADC 2004

1. Los datos de LibreView pueden ser vistos en un navegador Safari en un ordenador con sistema operativo Mac OS X Mountain o superior y con el sistema iOS 6 para smartphone. Actualmente, las cargas de los datos de glucosa desde el lector están soportadas únicamente en ordenadores con sistema operativo Windows (Windows Vista con IE10 o las últimas versiones de Google Chrome y Mozilla Firefox ejecutados en un 550MHz Pentium II, 512MB DRAM 2GB de disco duro, USB 2.0, Pantalla LCD con una resolución de 1024x768. / 2. LibreView (incluida la App LibreLinkUp) no está destinada a ser la principal fuente de monitorización de glucosa: los usuarios deben consultar su medidor de glucosa y su profesional de la salud antes de realizar cualquier interpretación médica o ajustes de tratamientos basados en la información del software, y los profesionales de la salud deberían utilizar la información del software junto con otra información clínica disponible para ellos. / 3. La App FreeStyle LibreLink y el lector FreeStyle Libre tienen características similares pero no idénticas. Será necesario realizar una prueba de punción digital con un sistema de control de glucosa en sangre, cuando los niveles de glucosa cambian rápidamente, si los niveles de glucosa en líquido intersticial no reflejan con exactitud los niveles de glucosa en sangre, si la App FreeStyle LibreLink o el lector FreeStyle Libre informa de hipoglucemia o hipoglucemia inminente o si los síntomas no se corresponden con las lecturas del sistema o de la aplicación FreeStyle LibreLink. / 4. El sensor FreeStyle Libre se comunica con el lector FreeStyle Libre o con la App FreeStyle LibreLink con la que se activó. Un sensor activado con un lector FreeStyle Libre puede también comunicarse con la App FreeStyle LibreLink, siempre que sea escaneado por la App FreeStyle LibreLink dentro de la primera hora desde su activación. Si el sensor se inicia con la App FreeStyle LibreLink no podrá utilizarse, después, el lector, quedará exclusivamente vinculado a la App FreeStyle LibreLink. / 5. LibreLinkUp es una aplicación móvil desarrollada y distribuida por Newyu, Inc. El uso de LibreLinkUp requiere el registro con LibreView, un servicio proporcionado por Abbott y Newyu, Inc.

FreeStyle, Libre y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Abbott Diabetes Care Inc. en diversas jurisdicciones.
Abbott Laboratories de Chile, Ltda. Av. El Salto 5380, Huechuraba, Santiago. Fono: 800-802-226.



**AHORA
PUEDES
HACERLO CON TU
TELÉFONO**

Con nuestra app gratuita
podrás comprobar tus niveles
de glucosa en cualquier
momento y en cualquier lugar.



ESCANEA INFORMA CONECTA



— ESCANEA —

- 1 Lectura actual de glucosa.
Disponible lectura por voz cuando esté habilitada.
- 2 Flecha de tendencia que indica hacia donde se dirige tu glucosa.
- 3 Hasta 8 horas de historial de glucosa.
- 4 Facilidad para agregar notas para registrar eventos relevantes.


- 1 Perfil ambulatorio de glucosa.
- 2 Opción para compartir los informes.

- 1 Tiempo por encima, por debajo o dentro del rango de glucosa.
- 2 Vista de los informes para diferentes periodos de tiempo.



Disponible para Android y iPhone

— INFORMA —



LibreView:
Regístrate gratuitamente en www.LibreView.com

LibreView

Visión completa de tu glucosa en la nube, de forma **fácil y segura**.



Los datos de FreeStyle LibreLink son actualizados automáticamente en LibreView y los datos del lector FreeStyle Libre pueden actualizarse manualmente en LibreView.

— CONECTA —

LibreLinkUp:
Conoce más en www.LibreLinkUp.com

LibreLinkUp

Una aplicación para compartir tus lecturas de glucosa con tus familiares, amigos y seres queridos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Puedes compartir automáticamente tus lecturas de glucosa con sus seres queridos.

