

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

No adhesivo



3M® Coban® NL Venda Cohesiva Sin Látex

Diseñada para adherirse
a sí misma, no a la piel.



Sujeción comfortable y versátil.

Brinde a sus pacientes la protección que merecen con las vendas Coban NL.
A diferencia de las cintas u otros tipos de vendajes, Coban NL se adhiere a sí misma,
sin necesidad de usar cintas adhesivas o clips.



Sujeción confiable

Mantiene la compresión y
es una excelente elección
cuando no desea fijar
adhesivos a la piel.



Gentil con la piel

Entrega el nivel de fijación que
usted requiere, minimizando el
riesgo de daño a la piel (MARSI).



Fácil de usar


Se puede rasgar con la
mano y se ajusta fácilmente
durante su aplicación.

Sujeción gentil. Mínima irritación de piel.

27 % menos
irritación.

La venda Coban NL es 27 %
menos irritante con la piel que
un competidor cercano.¹

Auto evaluación de irritación
a las 24 horas.



Escala: 0 = menor irritación.
100 = mayor irritación.

3M® Coban® NL

Venda Cohesiva Sin Látex

Aplicación Clínica: Aseguramiento no adhesivo.

- Fijación post extracción de sangre.
- Fijación de apósitos y dispositivos clínicos.
- Inmovilización.
- Fijación secundaria para áreas difíciles (cabeza, dedos, orfejos, manos).
- Soporte y compresión leve en lesiones de tejidos blandos como esguinces o desgarros.*

Se puede usar en todo tipo de pacientes, incluyendo aquellos con piel frágil o en riesgo.

Material: Fibras de poliéster. No tejido, elástico.



Desempeño en la piel:

La pluma es un signo que ayuda a identificar insumos que proveen buen aseguramiento, minimizando el riesgo de daño a la piel (MARSI).

Este signo se encuentra en los empaques de 3M® Coban® NL Venda Cohesiva Sin Látex.

Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Estéril	Rollos
2084S	4 in x 5 yd (10 cm x 4,6 m).	✓	18
2082	2 in x 5 yd (5 cm x 4,6 m).	—	36
2083	3 in x 5 yd (7,5 cm x 4,6 m).	—	24
2084	4 in x 5 yd (10 cm x 4,6 m).	—	18

Para más información acerca de 3M® Coban® NL Venda Cohesiva Sin Látex y otros productos 3M para el aseguramiento, consulte al equipo de ventas local.



3M Cono Sur
División de Soluciones Médicas

3M Chile
Santa Isabel 1001
7501412, Providencia, Santiago
Tel: 600 300 3636
go.3m.com/3msalud-chile

Los productos 3M para el aseguramiento están indicados para su uso en piel intacta.

*Datos 3M, registro: EM-05-012882.

*Se pueden usar como componente en un soporte de sistema de compresión sólo bajo la supervisión de un especialista en el cuidado de heridas.

3M y Coban son marcas registradas de 3M. Por favor, recicle.
© 3M 2021. Todos los derechos reservados.
70-2011-7898-8