

FICHA TECNICA PASTA STOMAHESIVE®

PRODUCTO						
Nombre Genérico	Pasta de Hidrocoloide 57 grs.					
Nombre Comercial	Pasta Stomahesive 57 grs.					
Descripción	Pasta protectora de piel constituida por gelatina, pectina, carboximetilcelulosa sódica y polisobutileno en vehículo alcohólico.					
Marca	ConvaTec					
Fabricante	ConvaTec Inc Estados Unidos					
Composición del Producto	Los componentes de la pasta Stomahesive®:					
Características y Acciones del Producto	 Es altamente eficaz para rellenar, sellar y proteger la piel periostomal. Está diseñada especialmente para utilizarse con los sistemas Sur-Fit Plus (2 piezas) y Active Life (1 pieza), alrededor de Colostomías, lleostomías y Urostomías. La pasta también se utiliza para proteger la piel expuesta alrededor de fístulas; para rellenar pliegues de piel, irregularidades en la superficie, grietas y cicatrices. No aplicar sobre heridas abiertas o úlceras. 					
Referencias Bibliográficas	Randomized, Crossover Study of Flat Moldable on a Panel of Volunteers with Colostomies, Ileostomies and Urostomies. Final Report March 27 2006 GC Global Research (2007 November) Flat Moldable Post Launch usage and Attitudes Study - report					
Presentaciones:	Pasta protectora de Piel ® Tubo Individual de 57 grs. Código Caja por 1 Unidad					



ConvaTec Chile: Avda. Salvador 149, piso 4, Providencia. Santiago – Fono: (02) 2840 52 00 Rev. Septiembre 2014



FORMATO DE CALIFICACION PASTA STOMAHESIVE TUBO 57 grs.®

Calificación de 1 a 5: 5= Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION

Concepto Técnico								
Facilidad de Aplicación:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Capacidad de Adhesión	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Capacidad de Protección de la Piel	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Resistencia a los Drenajes	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Adaptabilidad a Estoma planos, invaginados o retraídos	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Capacidad de moldeamiento	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Facilidad de Remoción:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Duración:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Comodidad para el Paciente:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Empaque:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Presentación:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Calidad:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Servicio Post-Venta: Asesoria Educativa y Servicio al cliente.	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Otros:								
Observaciones:								
Calificación:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1			
Nombre del Calificador:								
Cargo:								
Fecha:								
Firma:								

ConvaTec Chile: Avda. Salvador 149, piso 4, Providencia. Santiago – Fono: (02) 2840 52 00 Rev. Septiembre 2014

