


Filtek™ Bulk Fill

Resina para Posteriores



Uno
y listo

3M ESPE

Rápido y fácil



No hay duda de que los materiales de relleno en bloque ahorran tiempo. Sin embargo, la verdadera simplificación del proceso consiste en eliminar los complejos y costosos dispositivos de dispensado, así como las capas incrementales adicionales y el exceso de pasos. Y todo ello, sin perder la resistencia al desgaste ni comprometer la disminución del estrés.


Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores es la solución que usted estaba esperando: el relleno en bloque en un solo paso, diseñado para aumentar la productividad con restauraciones de posteriores rápidas y fáciles.

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores

Un incremento de hasta 5 mm.
Sin costosos dispositivos de dispensado
ni colocación de capas incrementales.
La restauración de posteriores se ha
vuelto sencilla.

- ✓ Colocación en un solo paso, sin capas adicionales
- ✓ Procedimiento rápido y sencillo
- ✓ Fácil de adaptar, sin costosos dispositivos de dispensado adicionales
- ✓ Disminución del estrés que permite un fotocurado de hasta 5 mm
- ✓ Mayor resistencia al desgaste *in vitro* que otras resinas líderes en el mercado
- ✓ Excelente manipulación y adaptación
- ✓ AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno y dos innovadores monómeros de metacrilato que disminuyen el estrés de polimerización, sin comprometer el desgaste

Tan simple como “uno y listo”



Una sola aplicación de
relleno en bloque de
hasta 5 mm

+



10 segundos de
fotocurado x 3
(oclusal, bucal, lingual)

Se solicitó a un grupo de dentistas que aplicara y fotocurara cuatro restauraciones distintas, y que evaluaran los materiales de acuerdo con sus preferencias.


En un escenario clínico simulado, pusimos a competir a Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores contra otras resinas líderes en el mercado que requieren diferentes técnicas de aplicación. Los materiales incluidos fueron:

- Una resina de aplicación incremental
- Una resina fluida de relleno en bloque
- Una resina con dispositivo de dispensado en cápsula

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores destaca frente a sus competidores:

24%
más rápido
de colocar

vs una resina
de aplicación
incremental



2X
el doble de
dentistas

prefirió Filtek™ Bulk Fill



vs una resina fluida de relleno
en bloque, debido a su técnica
de aplicación

**Sin costosos
dispositivos
de dispensado**



AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno junto con química innovadora

Nanocluster:
aumento de 5K



Nanocluster:
aumento de 50K

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores utiliza la misma AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno que se ha probado con el tiempo en otros destacados productos de la familia Filtek™. Esta tecnología no solo contribuye a incrementar la fuerza, a ofrecer una excelente manipulación y a mejorar la resistencia al desgaste, sino que también hace que las restauraciones sean rápidas y sencillas de pulir.


Además, la resina para posteriores Filtek™ Bulk Fill contiene dos innovadores **monómeros de metacrilato** que, en conjunto, disminuyen la tensión de polimerización sin comprometer la resistencia al desgaste.

Esta combinación de tecnologías, diseñada para simplificar sus restauraciones de posteriores, tiene como resultado un material sencillo de utilizar que se aplica en un solo paso.

De 3M ESPE, la marca en la que usted confía, conozca **además:**

Filtek™ Bulk Fill

Resina Fluida



Una excelente solución de *liner* / base con bajo estrés de polimerización

Si usted está buscando una resina fluida versátil con bajo estrés, ésta es la indicada. Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida es hasta 50% más fuerte y ofrece hasta tres veces más resistencia al desgaste que la resina fluida líder en el mercado.¹ Excelente para usarse como:²

- ✓ Liner para restauraciones Clase I y Clase II
- ✓ Base rápida de relleno en bloque de hasta 4 mm para restauraciones Clase I y Clase II
- ✓ Una solución resistente al desgaste para superficies oclusales pequeñas, sensibles al estrés Clase III y Clase V.

1. Comparada con SureFil SDR Flow. Datos de archivo *in vitro* de 3M ESPE.

2. Consultar las "Instrucciones de uso" del fabricante para ver la lista completa de indicaciones.

Información para pedidos

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores

Artículo #	Información del producto
4863TK	Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores Kit de procedimiento en jeringa El <i>Kit</i> incluye: 2 jeringas de 4 g: 1 tono A2 y una de tono A3; <i>vial</i> de 5 ml de Scotchbond™ Adhesivo Universal; Instrucciones de uso; 10 Sof-Lex™ Ruedas Espirales para Terminado (<i>beige</i>); 10 Sof-Lex™ Ruedas Espirales para Pulido; 1 Mandril RA; Guía técnica; Instrucciones de uso.
Repuesto	Referencia No.
TONO	JERINGA
A1	4863A1
A2	4863A2
A3	4863A3
B1	4863B1
C2	4863C2

LOS REPUESTOS DE TONO EN JERINGA incluyen: 1 jeringa de 4 g; Guía técnica; Instrucciones de uso.

Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida

Repuesto	Referencia No.
TONO	JERINGA
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U
Referencia No.	Descripción del Producto
3740T	Puntas de dispensado 20 puntas dispensadoras naranja calibre 19

LOS REPUESTOS EN JERINGA incluyen: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas dispensadoras; Guía técnica, Instrucciones de uso.

www.3MESPE.com

3M ESPE

Productos Dentales

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
1-800-634-2249

3M ESPE AG

ESPE Platz
82229 Seefeld
Alemania

Por favor recicle. Impreso en (País).

3M, ESPE, Filtek, Scotchbond y Sof-Lex son marcas registradas de 3M Company o 3M Deutschland GmbH. © 2014, 3M. Todos los derechos reservados. SonicFill y SureFil SDR no son marcas registradas de 3M.