

Filtek™ P60

Restaurador para dientes posteriores

Descripción

Filtek™ P60 restaurador posterior es una resina estética fotopolimerizable, radiopaca, diseñada específicamente para utilizarse en restauraciones posteriores directa o indirectas, en técnica incremental de 2 a 2,5 mm. La adhesión a la estructura dental se logra al utilizar un sistema adhesivo dental, como Single Bond 2 o Single Bond Universal. Ofrece superior empacabilidad, baja contracción de polimerización, y excelente resistencia al desgaste.



Ventajas

- Excelentes características de manipulación que facilita su condensación, manteniéndose en su sitio hasta ser polimerizado, logrando una buena adaptación marginal, ofreciendo la fluidez y viscosidad ideal para restauraciones Clase I y Clase II.
- Su rápida técnica de colocación ahorra tiempo: solo son necesarios 20 segundos para fotopolimerizar una capa de 2.5mm.
- Sus notorias propiedades físicas le conceden una excelente resistencia al desgaste, fuerza elevada, baja contracción y una excelente resistencia a la fractura, para brindarle la confianza de restauraciones de larga duración.

Indicaciones de uso

- Restauraciones directas clase I y II en posteriores.
- Reconstrucción de muñones.
- Reconstrucción de cúspides.
- Técnica de sándwich con resina de ionómero de vidrio.
- Ferulización.
- Restauraciones posteriores indirectas incluyendo inlays y onlays.

Instrucciones de Uso

Aplicación en capas de 2,5 mm, como máximo, fotopolimerizar cada capa durante 20 segundos.

Presentación

Jeringas: Jeringas de 4 g tonos disponibles A3, B2 y C2.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay