

Soluciones Dentales

3M™ ADPER Single Bond 2

Adhesivo Esmalte Dentina

Agosto 7, 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El Adhesivo Adper Single Bond 2 de 5° generación a esmalte y dentina, de técnica adhesiva de grabado total.

Indicado para restauraciones directas e indirectas. Presenta un copolímero funcional único de 3M (copolímero del vitrebond) que disminuye el efecto adverso del exceso humedad en la dentina. Es rápido, fácil y práctico para el procedimiento adhesivo de rutina en la consulta dental.

Características y Beneficios

Tecnología de nanorelleno patentada que evita que el relleno se sedimente; no necesita agitar antes de usar. Su solvente de etanol/agua es menos volátil que el de los adhesivos con base de acetona, menos desperdicio y un desempeño más homogéneo. Contiene copolímero Vitrebond permitiendo una buena adhesión en dentina húmeda. Botella anaranjada translúcida que permite ver la cantidad de producto remanente. Versátil, indicado para restauraciones directas e indirectas

- Su tapa abatible (Flip-top) se cierra herméticamente minimizando la evaporación: menos desperdicio y un desempeño más homogéneo.

Indicaciones:

Restauraciones directas adhesión de resinas compuestas foto polimerizables

Reparación de porcelana/resina. Desensibilización de superficies radiculares

Adhesión de restauraciones indirectas en combinación con cemento de resina.

Instrucciones generales de aplicación:



Presentación:

Cod Munnich	Producto	Presentación
527831	ADHESIVO ADPER SINGLE BOND 2	FRASCO 6GR
527830	ADHESIVO ADPER SINGLE BOND-2	FRASCO 3GR