

Soluciones Dentales

3M™ Protemp™ 4 Material de Temporización



13 de mayo de 2524

Ficha Técnica

Descripción:

Material a base de bisacril para la confección de provisorios en boca, con un procedimiento muy sencillo y en un corto tiempo. De alta resistencia a la fractura y con un brillo excepcional sin necesidad de etapas de glaseado.

Protemp™ 4 es una resina compuesta para la fabricación de restauraciones indirectas dentales temporales. El sistema de dos componentes con una base química de éster de ácido metacrílico multifuncional ofrece características similares a las de un material de obturación y está a disposición en los colores siguientes: A 2, A 3.

El dispensador Garant™ permite una aplicación directa desde el cartucho, sin burbujas. Los provisionales Protemp™ 4 pueden reconstruirse e individualizarse con composites fluidos (por ejemplo, Filtek™ Supreme Flow).

- Composición
- Los ingredientes de cada componente del producto se indican en orden decreciente de su concentración.
- Pasta base: dimetacrilato (Bis-MEPP), sílice tratado con silano, poliuretano metacrilado.
- Pasta catalizadora: diacetato, derivado del ácido barbitúrico, sílice tratado con silano, peréster.

Características y Beneficios

Único en su clase, materiales de temporización en base a bisacryl, en la propiedad de resistencia a la fractura

- ☐ Fuerza mecánica y compresiva que asegura su buen desempeño.
- ☐ Mejor estabilidad frente a la abrasión, gracias a la inclusión de nueva y sofisticada tecnología de rellenos
- ☐ Excelente integridad marginal y ajuste preciso

- ☐ Indicado para temporales a largo plazo
- ☐ Esplendida estética y mejor confort para el paciente con un pulido y brillo natural
- ☐ Gracias a su fluorescencia, la restauración temporal luce tan natural como los dientes, en distintas condiciones de luz, incluso en cambios de luz ultravioleta
- ☐ Gracias a la calidad superior de su superficie, asegura una alta estabilidad al color, incluso a largo plazo.
- ☐ La suave superficie de la restauración temporal hace muy fácil la remoción de la placa bacteriana asegurando una impecable salud gingival durante el tiempo de uso
- ☐ Procedimiento rápido y resultados brillantes sin necesidad de pulido o uso de glaseadores, ahorrando importante tiempo clínico
- ☐ Puede ser fácilmente reparado, utilizando Filtek Supreme Flow

Indicaciones

- Fabricación de coronas, puentes, inlays, onlays y coronas provisionales
- Fabricación de provisionales de larga duración
- Material de relleno/rebase para coronas prefabricadas y provisionales de composite (por ejemplo, Protemp™ Crown) y metal (por ejemplo, coronas Iso-Form).

Presentaciones

Cod Munnich	Producto	Presentación
527853	PROTEMP 4 KIT INTRODUCTORIO TONO A2 Ref. 46956	KIT: 1 CARTUCHO DE 67 GR. BISACRIL A2 • 16 PUNTAS DE MEZCLA • INSTRUCCIONES DE USO
527854	PROTEMP 4 KIT INTRODUCTORIO TONO A3 Ref. 46957	KIT: 1 CARTUCHO DE 67 GR. BISACRIL A3 • 16 PUNTAS DE MEZCLA • INSTRUCCIONES DE USO