

3M™ RelyX™ Ultimate, cemento de resina dual adhesivo

1 sept 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El cemento de resina adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate es un cemento dental de curado dual disponible en presentación dispensador Clicker™. Utilizado con 3M™ Single Bond™ Universal Adhesive, este cemento dental permanente proporciona una unión extrafuerte sin la molestia de los sistemas adhesivos complejos. Juntos, estos dos componentes ofrecen una cementación adhesiva fiable y versátil, rápida y fácil de usar.

El cemento de resina adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate proporciona una consistencia óptima para dispensar, mezclar y colocar, ayudándole a ahorrar tiempo en los procedimientos. Además de una resistencia adhesiva fiable, este cemento dental proporciona una alta estabilidad de color intrínseca y extrínseca y una fluorescencia natural. Prácticamente no crea riesgo de sensibilidad postoperatoria, ayudándole a obtener resultados estéticos y a mejorar la comodidad del paciente.

- Alta fuerza de adherencia
- Sistema de dos componentes fácil de usar
- Versátil para técnicas de grabado total, grabado selectivo o autograbado
- Excelente estabilidad del color con fluorescencia natural
- Mayor resistencia al desgaste

Aplicaciones sugeridas

- Cemento de Resina Adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate en combinación con Adhesivo Universal Scotchbond™/Adhesivo Universal Single Bond™ para la cementación final de inlays, onlays, coronas y puentes compuestos totalmente cerámicos, metálicos o a base de metacrilato, Maryland de 2 a 3 unidades puentes y puentes inlay/onlay de 3 unidades
- Cemento de Resina Adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate en combinación con Adhesivo Universal Scotchbond™/Adhesivo Universal Single Bond™ para la cementación final de postes .
- Cemento de Resina Adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate en combinación con Adhesivo Universal Scotchbond™/Adhesivo Universal Single Bond™ para la cementación final de carillas totalmente cerámicas o de resina a base de metacrilato
- Cemento de Resina Adhesivo 3M™ RelyX™ Ultimate en combinación con Adhesivo Universal Scotchbond™/Adhesivo Universal Single Bond™ para la cementación final de restauraciones totalmente cerámica, de composites a base de metacrilato o restauraciones metálicas sobre pilares de implantes (abutments)

Presentaciones

Cod Munnich	Producto	Descripción
527856	RELYX ULTIMATE TRANSLUCIDO Ref.: 56920	527856-CEMENTO DE RESINA ADHESIVO, DUAL COLOR TRANSLUCIDO- CLICKER 4,5 GR-3M SOLVENTUM
527857	RELYX ULTIMATE A1 Ref.: 56921	527857-CEMENTO DE RESINA ADHESIVO, DUAL COLOR A1- CLICKER 4,5 GR-3M SOLVENTUM
527858	RELYX ULTIMATE A3O Ref.: 56922	527857-CEMENTO DE RESINA ADHESIVO, DUAL COLOR A3 Opaco- CLICKER 4,5 GR-3M SOLVENTUM

Almacenamiento y vida útil

Conserve RelyX Ultimate en su bolsa de aluminio a temperaturas entre 15 y 25 °C. Después de sacarlo de la bolsa, utilice el producto en un plazo de 6 meses y antes de su fecha de caducidad. La exposición a alta humedad acelera el proceso de fraguado y debe evitarse.