

Soluciones Dentales

3M™ RelyX™ U200

Cemento de Resina dual Autoadhesivo

1 sept 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

RelyX U200 es un cemento de resina dual, autoadhesivo color A2 o color A3.

Gracias a la química autoadhesiva de curado dual, este cemento dental ofrece una alta adhesión, resistencia al cambio de color y estabilidad a largo plazo.

- El cemento de resina autoadhesivo 3M™ RelyX™ U200 ofrece una alta adhesión, resistencia a la decoloración y estabilidad a largo plazo prácticamente sin sensibilidad postoperatoria.
- Disponible en presentación Clicker™, este cemento dental permite un fácil manejo y una dispensación de dosis flexible, ahorrando tiempo durante el tratamiento. 3M™ RelyX™ U200 proporciona una calidad, fiabilidad y eficacia constantes.
- El sistema de presentación del cemento facilita la manipulación y la dispensación flexible de la dosis
- Ahorra tiempo al eliminar los pasos de grabado*, imprimación y adhesión *Excepto para puentes Maryland de 2 ó 3 unidades y puentes inlay/onlay de 3 unidades, se requiere un grabado selectivo para aumentar la superficie de adhesión
- Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria.
- Fácil eliminación de excesos de cemento.
- Alta estabilidad intrínseca del color para una estética natural
- El cemento resiste la decoloración
- ¿Está interesado en simplificar aún más sus flujos de trabajo de restauración directa e indirecta con un sistema totalmente alineado? Conozca el cemento de resina universal 3M™ RelyX™
- Baja expansión lineal

Indicaciones sugeridas

Cementación final de inlays, onlays, coronas y puentes totalmente cerámicos, de composite o metálicos.

Puentes Maryland de 2-3 unidades

Puentes inlay/ onlay de 3 unidades

Cementación final de postes y tornillos

Cementación final de restauraciones totalmente cerámicas, de resina compuesta o metálicas en pilares de implantes.

Almacenamiento y vida útil

Conserve RelyX U200 en el blíster a una temperatura de 15-25 °C. Tras extraerlo del blíster, utilice el producto en un plazo de 6 meses y antes de su fecha de caducidad. La exposición a humedades elevadas acelera el proceso de fraguado y debe evitarse.

Presentaciones

Cod Munnich	Producto	Descripción
527861	3M RELYX U200 Translucido REF:56877	RELYX U 200 CEMENTO DE RESINA DUAL AUTOADHESIVO, COLOR TRANSLUCIDO-CLICKER 11 GR-3M SOLVENTUM
576566	3M RELYX U200 A3 CLICKER REF:56879	RELYX U 200 CEMENTO DE RESINA DUAL, AUTOADHESIVO, COLOR A3-CLICKER 11 GR-3M SOLVENTUM
576565	3M RELYX U200 A2 CLICKER REF:56878	RELYX U 200 CEMENTO DE RESINA DUAL AUTOADHESIVO, COLOR A2-CLICKER 11 GR-3M SOLVENTUM