



# Tegaderm™

Soluciones para el Cuidado de Heridas

## Apósito 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam



Donde se une la suavidad con la fuerza adhesiva.

3M presenta su innovadora tecnología de adhesivos de silicona, Apósito 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam que brinda una adhesión significativamente mejor, sin perder la gentileza con la piel.



Significativamente mayor duración<sup>1</sup> manteniendo la gentileza de los adhesivos de silicona.



Diseño multicapas (5 capas).



Bordes finos, de bajo perfil.



Fácil aplicación.



## No todos los apósitos de espuma con silicona son iguales

El Apósito Tegaderm Silicone Foam brinda un balance óptimo entre suavidad y fuerza. Esto los convierte en una excelente alternativa para el manejo de heridas y para contribuir a disminuir el riesgo de úlceras/lesiones por presión.



### Significativamente mayor duración<sup>1</sup> manteniendo la gentileza de los adhesivos de silicona

El Apósito Tegaderm Silicone Foam se mantiene más tiempo adherido que los apósitos con adhesivo de silicona tradicionales<sup>1</sup> sin perder su suavidad con la piel. Esta característica le puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.



### Bordes finos, de bajo perfil

El Apósito Tegaderm Silicone Foam es altamente moldeable y cuenta con un borde 40 % más delgado que otros apósitos de espuma con silicona<sup>2</sup>. Esta característica aumenta su duración, al disminuir el riesgo de que se levanten o enrollen.



### Diseño multicapas (5 capas)

El Apósito Tegaderm Silicone Foam posee un diseño innovador multicapas que absorbe y evapora humedad, con el fin de disminuir el riesgo de maceración.



### Fácil aplicación

Nuestro sistema patentado de instalación en forma de rayos permite una fácil aplicación en lugares difíciles, como la zona sacra o talones.

|                                                                                     | Producto            | Código       | Tamaño                                | Apósitos/<br>caja | Cajas/caja |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
|   | Sin borde adhesivo. | <b>90631</b> | 4 in x 4.25 in<br>10 cm x 11 cm.      | 10                | 4          |
|  | Con borde.          | <b>90642</b> | 6 in x 6 in<br>15 cm x 15 cm.         | 10                | 4          |
|  | Codos y talones.    | <b>90646</b> | 6 in x 6 in<br>15 cm x 15 cm.         | 5                 | 4          |
|  | Sacro grande.       | <b>90648</b> | 7.25 in x 8.75 in<br>18.5 cm x 22 cm. | 5                 | 4          |

Contacte a su representante local para mayor información o muestras.

<sup>1</sup>Basados en estudios en vivo con apósitos de 4 x 4 y 6 x 6 in.

<sup>2</sup>Datos 3M en archivo. LAB-310252.



**3M Cono Sur**  
División de Soluciones Médicas.

**3M Chile S.A.**  
Santa Isabel, no. 1001,  
Providencia, Santiago.  
Santiago, Chile.  
C.P. 7501412.  
[go.3m.com/3msalud-chile](http://go.3m.com/3msalud-chile)

3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.  
Por favor, recicle. © 3M 2019. Todos los derechos reservados. 70-2011-6791-6

Made in U.S.A. for

 **3M Company**

2510 Conway Ave.

St. Paul, MN 55144

1-800-228-3957

[3M.com/Medical](http://3M.com/Medical)

3M and Comply are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2017, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2017-04

34-8721-4569-2