



Tegaderm™

Soluciones para el Cuidado de Heridas

Apósito 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam



Donde se une la suavidad con la fuerza adhesiva.

3M presenta su innovadora tecnología de adhesivos de silicona, Apósito 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam que brinda una adhesión significativamente mejor, sin perder la gentileza con la piel.



Significativamente mayor duración¹ manteniendo la gentileza de los adhesivos de silicona.



Diseño multicapas (5 capas).



Bordes finos, de bajo perfil.



Fácil aplicación.



No todos los apósitos de espuma con silicona son iguales

El Apósito Tegaderm Silicone Foam brinda un balance óptimo entre suavidad y fuerza. Esto los convierte en una excelente alternativa para el manejo de heridas y para contribuir a disminuir el riesgo de úlceras/lesiones por presión.



Significativamente mayor duración¹ manteniendo la gentileza de los adhesivos de silicona

El Apósito Tegaderm Silicone Foam se mantiene más tiempo adherido que los apósitos con adhesivo de silicona tradicionales¹ sin perder su suavidad con la piel. Esta característica le puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.



Bordes finos, de bajo perfil

El Apósito Tegaderm Silicone Foam es altamente moldeable y cuenta con un borde 40 % más delgado que otros apósitos de espuma con silicona². Esta característica aumenta su duración, al disminuir el riesgo de que se levanten o enrollen.



Diseño multicapas (5 capas)

El Apósito Tegaderm Silicone Foam posee un diseño innovador multicapas que absorbe y evapora humedad, con el fin de disminuir el riesgo de maceración.



Fácil aplicación

Nuestro sistema patentado de instalación en forma de rayos permite una fácil aplicación en lugares difíciles, como la zona sacra o talones.

	Producto	Código	Tamaño	Apósitos/ caja	Cajas/caja
	Sin borde adhesivo.	90631	4 in x 4.25 in 10 cm x 11 cm.	10	4
	Con borde.	90642	6 in x 6 in 15 cm x 15 cm.	10	4
	Codos y talones.	90646	6 in x 6 in 15 cm x 15 cm.	5	4
	Sacro grande.	90648	7.25 in x 8.75 in 18.5 cm x 22 cm.	5	4

Contacte a su representante local para mayor información o muestras.

¹Basados en estudios en vivo con apósitos de 4 x 4 y 6 x 6 in.

²Datos 3M en archivo. LAB-310252.



3M Cono Sur
División de Soluciones Médicas.

3M Chile S.A.
Santa Isabel, no. 1001,
Providencia, Santiago.
Santiago, Chile.
C.P. 7501412.
go.3m.com/3msalud-chile

3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.
Por favor, recicle. © 3M 2019. Todos los derechos reservados. 70-2011-6791-6