



# 3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica

La mejor combinación  
de 2 cintas.



- Brinda una adhesión similar a 3M® Transpore® con la suavidad de 3M® Micropore®.
- Combina la capacidad de transpirar de una cinta de papel con la resistencia a la humedad de una cinta plástica.
- Buena calidad de adhesión inicial y a largo plazo (72 horas) en piel húmeda o seca.
- Se rasga fácilmente en forma bidireccional.

# 3M® Transpore® White Cinta Quirúrgica

## Aplicación: **Multipropósito**

- Fijación de gasa post extracción de sangre.
- Fijación de apósitos.
- Fijación bajadas y/o líneas de suero.
- Fijación de tubos y/o drenajes no críticos.

## **Ideal para usar en piel intacta**

Proteja pieles frágiles o en riesgo de MARSI con 3M® Cavilon® Película Protectora Sin Ardor.

**Material de la cinta:** Respaldo hecho de combinación de papel y plástico, con adhesivo de acrilato.



## Otras cintas quirúrgicas multipropósito de 3M:

- 3M® Transpore® Cinta Quirúrgica de Polietileno.
- 3M® Micropore® Cinta Quirúrgica de Papel.



## Información para pedidos

Número de catálogo	Tamaño	Rollos/ caja	Cajas/ estuche
1534-1	2.5 cm x 9.1 m	12	10
1534-2	5 cm x 9.1 m	6	10



## La mejor combinación de 2 cintas

**3M® Transpore® White** brinda una adhesión similar a la de 3M® Transpore®, con la suavidad de 3M® Micropore®.



**3M Cono Sur**  
División de Soluciones Médicas

**3M Chile**  
Santa Isabel 1001  
7501412 - Providencia - Santiago.  
Tel.: 600 300 3636  
[go.3m.com/3msalud-chile](http://go.3m.com/3msalud-chile)

3M, "Ciencia. Aplicada a la vida.", Transpore, Micropore y Cavilon son marcas registradas de 3M.  
Por favor recicle. © 3M 2021. Todos los derechos reservados.