


JERINGAS HIPODERMICAS CON AGUJAS VENOTEK



MARCA	VENOTEK
FABRICANTE	A.H.W.M M.C.L .
PROCEDENCIA	R.P.C.
CALIBRES	1 mL -3 mL - 5 mL -10 mL - 20 mL
CERTIFICACIONES	CE – FDA- ISO 13485

RESOLUCIÓN EXENTA - REGISTRO ISP

RE BDM N° 5047 - I.S.P. N° DM 122/11 Luer Lock

DESCRIPCION GENERAL

- Jeringa de 1cc con aguja de 25G x 5/8" y 27G x 1/2" Luer Slip (embutida), denominadas también como Jeringa para Tuberculina.
- Jeringa de 3cc con aguja de 23G x 1" y 21G x 1 1/2" Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada).
- Jeringa de 5cc con aguja de 21G x 1 1/2" Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada).
- Jeringa de 10cc con aguja de 21G x 1 1/2" Luer Slip (embutida) y Luer Lock (atornillada) No tóxicas y libre de pirógenos.
- Cada jeringa está con una escala graduada en mL conforme a la capacidad indicada.
- Esterilizada con Oxido de etileno.

INDICACIONES

Uso médico del tipo Hipodérmica.

ESPECIFICACIONES: MATERIAL, DIMENSIONES

- Cuerpo y émbolo de la Jeringa está fabricado con Polipropileno grado médico, transparente para facilitar su llenado y lectura, con borde sobresaliente en la parte superior para lograr una mayor sujeción al momento de inyectar.
- El pistón es de caucho sintético LIBRE DE LATEX impregnado con silicona grado médico, inocua facilitando el suave deslizamiento al cargar el contenido, asimismo, al aplicar la inyección, evita las reacciones moleculares entre el contenido de la jeringa y el pivote.
- El envase individual es de papel grado médico con película de poliéster y polietileno impermeable.
- Aguja fabricada en acero inoxidable AISI 304, tribiseladas y las medidas son conforme a escala de colores universales.

DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,
Santiago Centro
Tel: +562 2364 9249
ventasdental@medicaltek.cl

DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559
Santiago Centro
Tel: + 56 2 2963 3240
ventas@medicaltek.cl

DIVISIÓN SUR

Osorno
Zenteno 1308
Tel: +64 2 55 77 58
osorno@medicaltek.cl

JERINGAS HIPODERMICAS CON AGUJAS VENOTEK

INSTRUCCIONES DE USO

Estéril para un solo uso con el empaque unitario intacto.

PRESENTACIÓN: EMPAQUE UNIDADES

Jeringas de 1cc , 3cc, 5cc, 10 en Caja x 100 uds.
Jeringas de 20cc en Caja x 50 uds.

PRECAUCIONES

NO REPROCESAR, Una vez utilizada la jeringa, desecharla sólo en contenedores especiales para la eliminación de elementos corto punzantes o contaminados.

DURACIÓN

5 años desde la fecha de fabricación impresa en cada envase.

ALMACENAMIENTO

Fresco, seco y limpio.

CÓDIGOS INTERNOS

- 1cc Tuberculina 25G x 5/8
- 1cc Tuberculina 27G x ½
- 3 cc 23G x 1 Luer Lock
- 3 cc 23G x 1 Luer Slip
- 3 cc 21G x 1 ½ Luer Lock
- 3 cc 21G x 1 ½ Luer Slip
- 5 cc 21G x 1 ½ Luer Lock
- 5 cc 21G x 1 ½ Luer Slip
- 10 cc 21G x 1 ½ Luer Lock
- 10 cc 21G x 1 ½ Luer Slip
- 20 cc 21G x 1 ½ Luer Lock
- 20 cc 21G x 1 ½ Luer Slip

RESOLUCIÓN

DIVISIÓN DENTAL

Moneda 856, Local F,
Santiago Centro
Tel: +562 2364 9249
ventasdental@medicaltek.cl

DIVISIÓN MÉDICA

San Francisco 1559
Santiago Centro
Tel: + 56 2 2963 3240
ventas@medicaltek.cl

DIVISIÓN SUR

Osorno
Zenteno 1308
Tel: +64 2 55 77 58
osorno@medicaltek.cl