

Soluciones Dentales

Kit Introductorio de Imprimación

3M™ Transbond™ MIP, Ref:712-025,



28 Agosto 2025

FICHA TÉCNICA

Descripción:

El Primer 3M™ Transbond™ MIP, es un agente hidrofílico, tolerante a la humedad y fotopolimerizable, compatible con los adhesivos Transbond™ XT Light Cure Adhesive, 3M™ Transbond™ PLUS Color Change Adhesive y 3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive.

- Primer fotopolimerizable Transbond MIP, en botella de 6ml, este producto tolerante a la humedad, prepara la superficie de esmalte para incrementar la fuerza de adhesión del bracket.
- Hidrofílico, tolerante a la humedad
- Prepara la superficie del esmalte tras el grabado ácido
- No es necesario fotopolimerizarlo en forma individual sino junto con el bracket ya posicionado
- Compatible con diversos adhesivos ortodónticos 3M
- Presentación en botella de 6 ml

Almacenamiento y uso

1. No exponga los materiales a temperaturas elevadas o luz intensa. El material debe estar a temperatura ambiente antes de usar.
2. No guarde el material cerca de productos que contengan eugenol ya que esto podría inhibir la correcta polimerización del adhesivo.
3. Este sistema está diseñado para usarse a temperatura ambiente (20°- 25°C, 68°-77°F). Almacene entre 2°-27°C/35°-80°F Fotosensible
4. 4. La vida de almacenamiento a temperatura ambiente es la fecha de caducidad impresa en la caja del kit. Rotar el inventario para optimar la duración.

Presentación

Cod Munnich	Producto	Descripción
576609	3M™ Transbond™ MIP Ref.: 712-025	3M™ Transbond™ MIP (ref. 712-025), primer hidrofílico que permite realizar procedimientos de adhesión, Tolerante a la humedad (hidrofílico).Compatible con todos los adhesivosfotopolimerizables de 3M - BOLSA FRASCO 6ml - 3M™ Unitek™