

Mascarilla Plana

Tie-On 1818

Ficha Técnica



Descripción

Resistente a los fluidos para reducir el riesgo de exposición del usuario a sangre o líquidos corporales.

De construcción ligera para comodidad y respirabilidad.

La mascarilla de dos capas de rayón con filtro de polipropileno.

Índice BFE Filtración: Más del 99% de eficiencia de filtración de bacterias

Índice PFE Filtración de partículas sobre 95%

Resistente a los fluidos para reducir el riesgo de exposición del usuario a sangre o líquidos corporales.

De construcción ligera para comodidad y respirabilidad.

Hipoalergénico: Reduce la posibilidad de una reacción alérgica. No contiene látex.

Aplicaciones

Salas de cirugía, urgencia y prácticas de control de infecciones.

Aislamiento de pacientes.

Atención de urgencia.

Brotos Epidémicos según indicación del Comité de IIIH local.

Precauciones

Use siempre la mascarilla correctamente.

La mascarilla NO debe usarse bajo la nariz.

Evite hablar demasiado con la mascarilla puesta porque siempre se humedecerán con sus gotitas de Flüger.

Si la mascarilla quirúrgica está dañada o contaminada con sangre o fluidos corporales, cámbiela inmediatamente y deséchela en forma apropiada.

Esta mascarilla es de uso único, desechable.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Empaque
1818	Mascarilla Tie-On	50 unids / caja