

Tubo BD Vacutainer® Con Fluoruro de Sodio

Soluciones para recolección venosa



Características

- Tubo para **extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®**.
- Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas.¹
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.
- Tapón de seguridad BD Hemogard™ (Color: Gris).
- Medidas estándar de los tubos.
- Almacenamiento entre 4-25°C.



Datos comerciales

- Certificación ISO 13485.
- Libre venta.
- Libre de látex.



Códigos disponibles

Código	Aditivo	Volumen	Tamaño	Envase/Color	Presentación
367922	Oxalato de potasio (8mg) Fluoruro sódico (10 mg).	4,0 ml.	13 x 75 mm.		100
367587	Oxalato de potasio (4mg) Fluoruro sódico (5 mg).	2,0 ml.	13 x 75 mm.		100

1.Becton Dickinson. (2020, septiembre). Sistema de extracción de sangre al vacío BD Vacutainer®. New Jersey, USA. Retrieved from <https://eifu.bd.com/#modal-x1462602>

Consultar disponibilidad en su región.

BD Chile Av. Andrés Bello 2325 - 15° Piso, Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile. sac_chile@bd.com

2022. A reserva de otra nota, BD, BD Logo y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company