

FICHA TECNICA

Medtronic

CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 1 de 7

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Sutura Quirurgica Absorbible Chromic Gut, Mild Chromic Gut, Plain Gut
Nombre Comercial	Chromic Gut Multifilamento Retorcido Absorbible de Origen Natural
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien LLC, USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0000833-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	18-Enero-2022
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	45025

2. Especificaciones

Composición	Acero Inoxidable, Colágeno, Solución de 89% Isopropanol, 12 % Agua, 1 % Trietanolamina
Presentación Comercial	Caja por 24 y 36 unidades
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura 20-25°C Humedad relativa permanente Máximo 65%. No debe exponerse a luz solar directa, ni luces brillantes. Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10 cm del suelo.
Método de esterilización	Radiación Gama
Vida Útil	5 Años
Referencias	

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 2 de 7

Referencia	Descripción
3CG802	Chromic Gut Absorbable Suture
CG817	Chromic Gut Absorbable Suture
CG977	Chromic Gut Absorbable Suture
G216	Chromic Gut Absorbable Suture
GG523	Chromic Gut Absorbable Suture
SG637G	Chromic Gut Absorbable Suture
3CG811	Chromic Gut Absorbable Suture
CG824L	Chromic Gut Absorbable Suture
CG982	Chromic Gut Absorbable Suture
G253	Chromic Gut Absorbable Suture
LG111	Chromic Gut Absorbable Suture
SG675	Chromic Gut Absorbable Suture
3CG813	Chromic Gut Absorbable Suture
CG825L	Chromic Gut Absorbable Suture
CG983	Chromic Gut Absorbable Suture
G254	Chromic Gut Absorbable Suture
LG112	Chromic Gut Absorbable Suture
SG676	Chromic Gut Absorbable Suture
CG100M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG865	Chromic Gut Absorbable Suture
G13	Chromic Gut Absorbable Suture
G2745K	Chromic Gut Absorbable Suture
LG113	Chromic Gut Absorbable Suture
UG202	Chromic Gut Absorbable Suture
CG101M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG886	Chromic Gut Absorbable Suture
G14	Chromic Gut Absorbable Suture
G2797K	Chromic Gut Absorbable Suture

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 3 de 7

LG114	Chromic Gut Absorbable Suture
UG203	Chromic Gut Absorbable Suture
CG10M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG882	Chromic Gut Absorbable Suture
G15	Chromic Gut Absorbable Suture
G82	Chromic Gut Absorbable Suture
LG115	Chromic Gut Absorbable Suture
UG204	Chromic Gut Absorbable Suture
CG11M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG883	Chromic Gut Absorbable Suture
G1744	Chromic Gut Absorbable Suture
G83	Chromic Gut Absorbable Suture
SG1816G	Chromic Gut Absorbable Suture
UG205	Chromic Gut Absorbable Suture
CG36	Chromic Gut Absorbable Suture
CG884	Chromic Gut Absorbable Suture
G1751G	Chromic Gut Absorbable Suture
G84	Chromic Gut Absorbable Suture
SG1929	Chromic Gut Absorbable Suture
UG245	Chromic Gut Absorbable Suture
CG38M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG885	Chromic Gut Absorbable Suture
G1751GK	Chromic Gut Absorbable Suture
G85	Chromic Gut Absorbable Suture
SG197	Chromic Gut Absorbable Suture
UG246	Chromic Gut Absorbable Suture
CG415	Chromic Gut Absorbable Suture
CG904	Chromic Gut Absorbable Suture
G1752GK	Chromic Gut Absorbable Suture

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 4 de 7

GG121	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5163G	Chromic Gut Absorbable Suture
UG256	Chromic Gut Absorbable Suture
CG47	Chromic Gut Absorbable Suture
CG905	Chromic Gut Absorbable Suture
G1758K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG122	Chromic Gut Absorbable Suture
SG535	Chromic Gut Absorbable Suture
UG777	Chromic Gut Absorbable Suture
CG48	Chromic Gut Absorbable Suture
CG912	Chromic Gut Absorbable Suture
G1766K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG123	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5637	Chromic Gut Absorbable Suture
UG778	Chromic Gut Absorbable Suture
CG49	Chromic Gut Absorbable Suture
CG913	Chromic Gut Absorbable Suture
G1780K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG124	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5637G	Chromic Gut Absorbable Suture
UG789	Chromic Gut Absorbable Suture
CG589M	Chromic Gut Absorbable Suture
CG914	Chromic Gut Absorbable Suture
G1790K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG125	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5638	Chromic Gut Absorbable Suture
CG800	Chromic Gut Absorbable Suture
CG915	Chromic Gut Absorbable Suture
G1791K	Chromic Gut Absorbable Suture

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 5 de 7

GG126	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5644	Chromic Gut Absorbable Suture
CG801	Chromic Gut Absorbable Suture
CG922	Chromic Gut Absorbable Suture
G1792K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG127	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5644G	Chromic Gut Absorbable Suture
CG802	Chromic Gut Absorbable Suture
CG923	Chromic Gut Absorbable Suture
G1793K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG128	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5687	Chromic Gut Absorbable Suture
CG803	Chromic Gut Absorbable Suture
CG924	Chromic Gut Absorbable Suture
G1794	Chromic Gut Absorbable Suture
GG129	Chromic Gut Absorbable Suture
SG5687G	Chromic Gut Absorbable Suture
CG804	Chromic Gut Absorbable Suture
CG925	Chromic Gut Absorbable Suture
G1794K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG130	Chromic Gut Absorbable Suture
SG634	Chromic Gut Absorbable Suture
CG810	Chromic Gut Absorbable Suture
CG933	Chromic Gut Absorbable Suture
G1798K	Chromic Gut Absorbable Suture
GG181	Chromic Gut Absorbable Suture
SG634G	Chromic Gut Absorbable Suture
CG811	Chromic Gut Absorbable Suture
CG943	Chromic Gut Absorbable Suture

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 6 de 7

G211	Chromic Gut Absorbable Suture
GG182	Chromic Gut Absorbable Suture
SG635	Chromic Gut Absorbable Suture
CG812	Chromic Gut Absorbable Suture
CG962	Chromic Gut Absorbable Suture
G212	Chromic Gut Absorbable Suture
GG185	Chromic Gut Absorbable Suture
SG635G	Chromic Gut Absorbable Suture
CG813	Chromic Gut Absorbable Suture
CG963	Chromic Gut Absorbable Suture
G213	Chromic Gut Absorbable Suture
GG191	Chromic Gut Absorbable Suture
SG636	Chromic Gut Absorbable Suture
CG815	Chromic Gut Absorbable Suture
CG964	Chromic Gut Absorbable Suture
G214	Chromic Gut Absorbable Suture
GG377	Chromic Gut Absorbable Suture
SG636G	Chromic Gut Absorbable Suture
CG816	Chromic Gut Absorbable Suture
CG975M	Chromic Gut Absorbable Suture
G215	Chromic Gut Absorbable Suture
GG522	Chromic Gut Absorbable Suture
SG637	Chromic Gut Absorbable Suture

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Aproximación de tejidos blandos. En Cirugía Oftálmica.

FICHA TECNICA



CHROMIC GUT

LAT-CO-SI-0007-R1

MULTIFILAMENTO RETORCIDO ABSORBIBLE DE ORIGEN NATURAL

Página 7 de 7

DESCRIPCION

Sutura Multifilamento Retorcido Absorbible de origen natural. Hecho de Colágeno (capa serosa) Intestino Bovino con recubrimiento en sales de cromo y conservado e Hidratado en alcohol Isopropílico (89% solución de Isopropanol; 10% de agua y 1% Trietanolamina).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Color Marrón
- Resistencia Tensil 21 Días
- Tiempo de Absorción 90 Días
- Calibres 1 al 5/0
- Vida Útil 5 años
- Esterilización: Rayos Gama

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Martha L. Morales T. Cargo: Assoc. Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17	Aprobado por: Nombre: Juan Harriet Bolaños R. Cargo: Sr. Regulatory Affairs Supervisor Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17
Revisado por: Nombre: Maria Mercedes D'leman Cargo: Product Specialist Andean Region Surgical Innovation	Fecha: 04-Ago-17		

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISIÓN
23-Abril-2018	Especificaciones Técnicas: Se modifico Fuerza Tensil por Resistencia Tensil	R1