

FICHA TECNICA

Medtronic

V- LOC 180

LAT-CO-SI-0014-R0

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Página 1 de 4

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)

Nombre Comercial

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

V-LOC Absorbable Wound Closure Device /

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas

V-Loc 180 Dispositivo para Cierre de Heridas

V-Loc, Covidien, Medtronic

Medtronic INC, USA

INVIMA 2016DM-0015518

21-Noviembre-2026

III

16584

2. Especificaciones

Composición

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil

Referencias

Copolimero de Ácido Glicólico y Carbonato de Trimetileno

Unidad, Caja x 1,2 y 3 Docenas

Temperatura: 20-25C

Humedad relativa permanente: Máximo 65%

No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes.

Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo.

Óxido de Etileno

5 años

FICHA TECNICA

Medtronic

V- LOC 180

LAT-CO-SI-0014-R0

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Página 2 de 4

Referencia	Descripción
VLOCL0003	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0223	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0535	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL1623	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0004	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0224	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0536	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL1624	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0013	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0305	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0603	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2105	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0014	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0306	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0604	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2145	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0015	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0314	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0613	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2744	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0023	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0315	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0614	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2815	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0024	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0316	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0615	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2816	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0025	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0324	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0624	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL2826	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0033	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device

FICHA TECNICA

Medtronic

V- LOC 180

LAT-CO-SI-0014-R0

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Página 3 de 4

VLOCL0325	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0625	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0034	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0326	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0643	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0035	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0335	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0644	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0113	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0336	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0803	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0114	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0344	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0804	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0115	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0345	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0813	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0123	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0346	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0814	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0124	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0416	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0824	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0125	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0426	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0844	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0133	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0436	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL1413	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0134	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0525	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL1544	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0135	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
VLOCL0526	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device

VLOCL1545.	V-LOC™ 180 Absorbable Wound Closure Device
3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	Los dispositivos absorbibles para cierre de heridas V-LOC 180 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando sea apropiado usar una sutura absorbible
<u>DESCRIPCIÓN</u> El producto presenta las siguientes características: • Loop al final de la hebra para eliminar los nudos y así disminuir el riesgo de complicaciones y ahorro de tiempo. • Anclas unidireccionales con distribución circular, proporciona un cierre firme y distribuye la tensión a lo largo de la herida. • Empaque en forma circular para evitar la formación de memoria en la hebra.	
NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO	

Originado por: Nombre: Martha L. Morales T. Cargo: Assoc. Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17	Aprobado por: Nombre: Juan Harriet Bolaños R. Cargo: Sr. Regulatory Affairs Supervisor Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17
Revisado por: Nombre: Maria Mercedes D'leman Cargo: Product Specialist Andean Region Surgical Innovation	Fecha: 04-Ago-17		