

FICHA TÉCNICA

Medtronic

CÁNULA CORONARIA DE ALTO FLUJO

LAT-CO-SH-0055-R1

MEDTRONIC

Página 1 de 3

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Anterograde Perfusion Cannulae/ Cánula de Perfusión Anterógrada- Catéter de Perfusión de arteria coronaria
Nombre Comercial	Cánula coronaria de alto flujo.
Marcas	DLP®
Fabricante Legal	Medtronic INC, Con domicilio en Estados Unidos de América
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0019131
Fecha de expiración del Registro Sanitario	26-12-2028
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	36109

2. Especificaciones

Composición	Componente	Material
	Cánula de perfusión de 20 French	Silicona, Polipropileno y Gel ASC 40036
	Cuerpo de la cánula coronaria	Acero inoxidable 304; Stock hipodérmico
	Punta-Cánula Coronaria- moldeada 90°	PVC- Azul con BASO4, Durómetro 75; Alfagary p/n 3017-75/7007
	Bulbo de punta esférica	Poliestireno – Azul, RTP p/n S-70447
	Tubo- Coronario- Moldeado 90°	Tubo: Acero inoxidable AISI 304 – Calibre 10; Tubo hipodérmico de pared delgada; completamente cocidos; remarcado maleable y brillante



FICHA TÉCNICA
CÁNULA CORONARIA DE ALTO
FLUJO

LAT-CO-SH-0055-R1

MEDTRONIC

Página 2 de 3

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil
Referencias

Mango de
succión corto
con Luer
Codo
coronario 90°

Acrílico – Blanco, atofina p/n
DR-66021

Punta suave
de cánula
coronaria

Silicona durómetro 10-Bivona:
p/n SIL-LIM-037 A&B o NuSil:
p/n MED-4910

Caja por 10 Unidades.

CONSERVESE EN EL EMPAQUE ORIGINAL.
Almacénese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

El producto se suministra esterilizado por Óxido de Etileno. **NO REESTERILIZAR**

3 años

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30110	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 10 Fr, 90° Angle Tip, 7.5"
30112	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 12 Fr, 90° Angle Tip, 7.5"
30114	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 14 Fr, 90° Angle Tip, 7.5"
30212	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 12 Fr, 45° Angle Soft Silicone Tip, 7.5"
30155	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 90° Angle

FICHA TÉCNICA



CÁNULA CORONARIA DE ALTO FLUJO

LAT-CO-SH-0055-R1

MEDTRONIC

Página 3 de 3

	Soft Silicone Tip, 7.5"
30255	DLP® High Flow Coronary Artery Ostial Cannula, 45° Angle Soft Silicone Tip, 7.5"

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Estas cánulas se han diseñado para su utilización en intervenciones de bypass cardiopulmonar durante un máximo de seis horas para la administración de soluciones de cardioplejía directamente a las arterias coronarias.

DESCRIPCIÓN

Estas cánulas coronarias constan de una punta tipo cesta, una punta blanda (de silicona) o una punta esférica unida a un tubo maleable de acero inoxidable, o de una punta blanda biselada en forma de pera con un cuerpo de silicona integrado. Las cánulas terminan en un adaptador de bloqueo luer hembra. El diámetro French se mide en la base de la punta junto a la pestaña de sellado o a lo largo del diámetro de la punta blanda biselada tipo pera.
Estéril, apirógeno y válido para un solo uso.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Juan Zea Cargo: Product Specialist	Fecha: 27-03-2014	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños Cargo: Quality and Regulatory Affairs Manager	Fecha: 09-12-2019
Revisado por: Nombre: Paula Escobar Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 08-12-2019		