

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Maxon, Monofilament Polyglyconate Synthetic Absorbable Suture/Maxon Sutura Absorbible Sintetica de Poligliconato Monofilamento.
Nombre Comercial	Maxon Sutura Sintética absorbible de larga duración
Marcas	Maxon, Covidien, Medtronic
Fabricante Legal	Medtronic INC, USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0000260-R3
Fecha de expiración del Registro Sanitario	21-Septiembre-2026
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	17246

2. Especificaciones

Composición	copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno. Las suturas reabsorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV se presentan teñidas con verde núm. 6 D&C para aumentar la visibilidad, y también están disponibles sin teñir
Presentación Comercial	Unidad, Caja por 1, 2, y 3 Docenas
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura: 20-25C Humedad relativa permanente: Máximo 65%
Método de esterilización	No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes. Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo. Óxido de Etileno
Vida Útil	5 años

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 2 de 22

Referencias

Todas las referencias asociadas a esta familia

Referencia	Descripción
8886600111	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627553	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690441	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886600741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627563	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886600751	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627573	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690841	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886600761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
CMM435MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
CMM-435-MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886601553	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866015-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866277-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
CMM582G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
CMM-582G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886601563	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866015-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886627951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866279-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM341L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-341L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886602641	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866026-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 3 de 22

8886628551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866285-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM343L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-343L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886603433	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866034-33	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628331	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866283-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM344L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-344L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886603443	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866034-43	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628561	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866285-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM496L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-496L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886603641	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866036-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628571	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866285-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM497L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-497L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886605731	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866057-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628751	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866287-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM563L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-563L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886605941	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 4 de 22

88866059-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866287-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM573L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-573L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606163	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866061-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866287-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM624	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-624	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606173	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866061-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628811	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866288-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM632L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-632L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606373	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866063-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886628821	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866288-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM634L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-634L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606553	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866065-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866292-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM806L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-806L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 5 de 22

8886606563	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866065-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629251	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866292-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM807L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-807L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606763	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866067-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629561	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866295-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM873L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-873L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886606773	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866067-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629571	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866295-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMM-951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886607373	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866073-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629611	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866296-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT540MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-540-MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886607553	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866075-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629711	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866297-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT541MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 6 de 22

GMMT-541-MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886609563	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866095-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886629721	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866297-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT563MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-563-MG	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886609723	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866097-23	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886630171	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866301-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT689L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-689-L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886609863	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866098-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886630761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866307-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT690L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-690-L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886611511	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866115-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886630771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866307-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886611831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866118-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886630972	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866309-72	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 7 de 22

GMMT89L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-89L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612111	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866121-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631163	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866311-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT90L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-90L	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866122-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631173	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866311-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690841	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866908-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612341	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866123-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631371	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866313-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612411-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866124-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631572	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866315-72	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT961	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
GMMT-961	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612421-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866124-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631962	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 8 de 22

88866319-62	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5033	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5033	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612701-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866127-01	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886631972	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866319-72	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5042	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5042	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612711-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866127-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886632271	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866322-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5043	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5043	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612713	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866127-13	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886632573	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866325-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5044	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5044	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886612821	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866128-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886632763	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866327-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886613111	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866131-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 9 de 22

8886633961	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866339-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5231	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5231	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886613211	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866132-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886633971	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866339-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886613431-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866134-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886634973	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866349-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5323	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5323	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886613901	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866139-01	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886639053	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866390-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5431	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5431	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886613911	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866139-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886640351	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866403-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5516	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5516	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614331	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 10 de 22

88866143-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886640451	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866404-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5526	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5526	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614501	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866145-01	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886641971	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866419-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5536	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5536	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614711	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866147-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886645561	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866455-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5539	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5539	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614721	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866147-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886645661	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866456-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM5831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-5831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614811	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866148-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886646221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866462-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM823G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-823G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 11 de 22

8886614821	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866148-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886646231	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866462-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM824G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-824G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886614921-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866149-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886646461	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866464-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM833G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-833G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886616011	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866160-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886646621	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866466-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM844G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-844G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886616513	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866165-13	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886650453	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866504-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM845G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
SMM-845G	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886616523	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866165-23	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886653211	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866532-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
VMM114	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 12 de 22

VMM-114	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886620133	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866201-33	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886653221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866532-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
VMM137	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
VMM-137	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886620721	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866207-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886653311	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866533-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886620731-2	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866207-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886653421	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866534-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886620741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866207-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886653521	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866535-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621311	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866213-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886656573	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866565-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621321	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866213-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886659958	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866599-58	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621331	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866213-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 13 de 22

8886660521	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866605-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621721	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866217-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886660531	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866605-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621731	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866217-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886660821	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866608-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866217-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886660831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866608-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621933	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866219-33	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886660841	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866608-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886621943	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866219-43	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661221	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866612-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886622131	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866221-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661231	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866612-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886622933	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866229-33	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 14 de 22

88866612-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886622943	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866229-43	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866618-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886622953	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866229-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661841	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866618-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623131	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866231-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886661851	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866618-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866232-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886662451	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866624-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623331	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866233-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886662641	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866626-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623341	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866233-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886662651	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866626-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623351	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866233-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886662661	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866626-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 15 de 22

8886623361	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866233-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886662801	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866628-01	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623531	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866235-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886663241	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866632-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623541	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866235-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886663821	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866638-21	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866235-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886663931	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866639-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866237-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886663941	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866639-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886623761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866237-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886664141	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866641-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624541	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866245-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886664151	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866641-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 16 de 22

88866245-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886674441	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866744-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624561	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866245-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886674451	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866744-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624571	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866245-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886674551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866745-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624651	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866246-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886674642	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866746-42	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624753	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866247-53	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675161	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866751-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886624961	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866249-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675171	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866751-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886625551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866255-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675461	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866754-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886625741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866257-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 17 de 22

8886675551	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866755-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886625751	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866257-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675561	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866755-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886625761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866257-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675571	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866755-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626131	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866261-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675663	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866756-63	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626141	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866261-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866757-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626151	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866261-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866757-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626161	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866261-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886675871	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866758-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626741	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866267-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886676811	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 18 de 22

88866768-11	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626751	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866267-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886676971	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866769-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626761	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866267-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886678771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866787-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626771	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866267-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886678973	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866789-73	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626851	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866268-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690341	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866903-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626951	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866269-51	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690431	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866904-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626961	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866269-61	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690441	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866904-41	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886626971	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866269-71	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
8886690831	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture
88866908-31	Maxon™ Monofilament Absorbable Suture

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 19 de 22

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV están indicadas para ser utilizadas como suturas reabsorbibles en la aproximación y/o ligación general de tejido blando, incluido el empleo en tejido cardiovascular pediátrico, donde se prevé crecimiento, y en tejido vascular periférico.

DESCRIPCIÓN

Las suturas reabsorbibles sintéticas monofilamento de poligliconato Maxon™ y Maxon™ CV se preparan a partir de un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno. Las suturas reabsorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV se presentan teñidas con verde núm. 6 D&C para aumentar la visibilidad, y también están disponibles sin teñir (incoloras).

Las suturas reabsorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV reúnen todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP) para suturas reabsorbibles sintéticas, salvo por algunas pequeñas variaciones en el diámetro de la sutura.

Dichas variaciones son:

Excedente máximo del diámetro (mm) de la sutura respecto a lo indicado por USP y EP		
Tamaño USP	Designación de tamaño de USP (mm)	Diferencia máxima (mm)
7-0	0.050-0.069	0.015
6-0	0.070-0.099	0.025
5-0	0.10-0.149	0.035
4-0	0.15-0.199	0.040
3-0	0.20-0.249	0.055
2-0	0.30-0.339	0.055
0	0.35-0.399	0.070
1	0.40-0.499	0.070

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Página 20 de 22

Estructura	MONOFILAMENTO SINTÉTICA ABSORBIBLE
Componente	POLIGLICONATO
Color:	INCOLORO Y VERDE
Resistencia a Tracción:	80% 1 Semana 75% 2 Semana 65% 3 Semana 50% 4 Semana 25% 6 Semana
Tasa Absorción:	180 DIAS
Calibres	O AL 7/0

ACCIONES

Las suturas reabsorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, la cual va seguida de la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso. La pérdida gradual de la resistencia a la tensión y finalmente la absorción de las suturas sintéticas reabsorbibles Maxon™ y Maxon™ CV se produce mediante una hidrólisis que provoca la desintegración de la sutura, la cual es absorbida y metabolizada por el organismo. Los estudios indican que la resistencia a la tensión de las suturas Maxon™ y Maxon™ CV es aproximadamente el 80% de la resistencia original de la sutura una semana después del implante. Aproximadamente el 75% de la resistencia original de la sutura se mantiene después de dos semanas, el 65% después de tres, el 50% después de cuatro y el 25% seis semanas después del implante. La reabsorción de las suturas reabsorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV es mínima hasta aproximadamente el día 60o después del implante. La reabsorción es prácticamente total al cabo de seis meses.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

--	--	--	--

FICHA TECNICA



MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE LARGA DURACIÓN

Originado por: Nombre: : July Gonzalez Cargo: Wound Closure & Hernia Care Specialist	Fecha: 5-10-2021	Aprobado por: Nombre: Andrés Felipe Santofimio Cargo: Senior Marketing Supervisor Wound Management/Hernia & Cardiac Surgery	Fecha: 13-10-2021
Revisado por: Nombre	Fecha:		

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISIÓN
23-abril-2018	Especificaciones Técnicas: Se modifico Fuerza Tensil por Resistencia Tensil. Se retiro del Uso, las Acciones. Se modifico Descripción	R1
5-octubre-2021	Especificaciones Técnicas: Se modifica Resistencia Tensil por Resistencia Tracción (se modifican valores según IFU) Se modifica tiempo de Absorción por Tasa Absorción (se modifican valores según IFU) Se añaden códigos Proyecto Sharpie II, según aprobación Invima 8886612411-2 8886612421-2 8886612701-2 8886612711-2 8886613431-2 8886614921-2 8886620731-2	R2

FICHA TECNICA

Medtronic

MAXON

LAT-CO-SI(ST)-023-R1

**SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE
LARGA DURACIÓN**

Página 22 de 22
