

Kit de cable de prueba para electrodo SenSight™

Especificaciones

Consulte el etiquetado para obtener detalles completos del producto.

B31040

Kit de cable de prueba para Electrodo SenSight™

INVIMA 2022DM-0025192

La herramienta de cable de prueba incluye:

- (1) Un Cable de prueba para electrodo SenSight™ únicamente (Azul), (1) Un Cable monopolar (con pinza de cocodrilo y miniganchos)

Los kits de cable de prueba para electrodo SenSight™ de Medtronic se utiliza intraoperatoriamente para las pruebas monopolar y bipolar para estimulación cerebral profunda (DBS). El cable de prueba para electrodo SenSight™ es un dispositivo externo que se ha diseñado exclusivamente para los electrodos direccionales SenSight™.

Tabla 1. Kit de cable de prueba para electrodo SenSight™ Modelo B31040

Descripción	Valor
Área de superficie	241 cm
Materiales y sustancias a las que el paciente puede ser expuesto ^{b, c, d}	Termoplástico vulcanizado, policarbonato, cloruro de polivinilo (PVC), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

a. Todas las medidas son aproximadas.
b. Comente con el paciente las alergias y otras intolerancias relacionadas con materiales y sustancias antes del procedimiento.
c. Probado para la categoría 1A o 1B de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) y sustancias químicas que provocan alteraciones endocrinas (EDC). No se han encontrado sustancias CMR o EDC conocidas en los materiales y sustancias enumerados en esta tabla.
d. Los materiales mencionados se han ordenado de la mayor a la menor cantidad.



Figura 1. Componentes del kit del Modelo B31040.



Productos relacionados

Tabla de compatibilidad	
Electrodos	Kit de electrodo direccional SenSight™ B3300533(M)
	Kit de electrodo direccional SenSight™ B3300542(M)
	Kit de electrodo direccional SenSight™ B3301533(M)
	Kit de electrodo direccional SenSight™ B3301542(M)

Compatibilidad

Advertencia: Utilice únicamente componentes SenSight™ con otros componentes SenSight™, a menos que el etiquetado del producto indique otra compatibilidad específica. No utilice componentes incompatibles. La utilización componentes incompatibles puede dañar el componente, provocar una estimulación intermitente o la pérdida de la estimulación y hacer necesaria una sustitución o revisión mediante una intervención quirúrgica.

Medtronic Colombia Av. Calle 116 # 7-15 Oficina 1101, Torre Cusezar Bogotá, Colombia Tel: +57 1 7427300	Medtronic Argentina Vedia 3616, 2º Piso, C1430DAH Buenos Aires, Argentina Tel: +54(11) 5789 8500	Medtronic Chile Rosario Norte 532, Piso 12 Los Condes, Región Metropolitana Santiago, Chile Tel: +56 2258 14993	Medtronic México Av. Insurgentes Sur 863 Piso 15 y 16 Benito Juárez, Nápoles, 03810, Ciudad de México Tel: 01 55 1102 9030	Medtronic Perú Av. Javier Prado Este 492, Cercado de Lima 15046 Perú Tel: +51 1 611 8700	Medtronic Panamá ARIFA Business Plaza piso 8 Santa María Business District Llano Bonito Panamá Tel: +507 271 7200	Medtronic Costa Rica VMG Business Center Guachipelin, Escazú San José Costa Rica Tel: +506 2293 4854
---	---	--	--	--	---	--

© 2022 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y otros, son, en conjunto marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.